

# TOPSELLER

Angebote gültig 01.11.2019 - 30.11.2019

**2% Rabatt**  
auf jede Onlinebestellung

[www.henryschein-dental.de/topseller](http://www.henryschein-dental.de/topseller)  
[www.henryschein.at](http://www.henryschein.at)

## TRIMMEN – AUSARBEITEN – DAMPFEN IM DENTALLABOR

### Nasstrimmer MT3

mit Marathon Trimmerscheibe  
(Scheibe teildiamantiert)

- Motor leistungsstark (1.300 W) mit hohem Drehmoment
- Kompakte Bauform
- Abnehmbare Fronttür mit Schnellverschluss



Renfert

**AKTIONSPREIS**  
€ **998,-**

Art.-Nr.: 40 85 27  
LVP € 1.291,-

**22%**  
Rabatt

### MT Plus Trimmer

mit Marathon Trimmerscheibe  
(Scheibe teildiamantiert)

- Als Nass- oder Trocken-trimmer einsetzbar
- Leistungsstarker Motor (1.300 W)
- Kompakte Bauform
- Abnehmbare Fronttür mit Schnellverschluss
- Modelltisch stufenlos verstellbar



Renfert

**AKTIONSPREIS**  
€ **1.399,-**

Art.-Nr.: 22 84 47  
LVP € 1.963,50

**28%**  
Rabatt

### Gipstrimmer HSS 88

mit Dia-Quick-Scheibe  
(Scheibe teildiamantiert)



- Motor leistungs- und durchzugsstark (1.000 W)
- Langlebig durch robustes Metallgehäuse
- Verschleiß- und wartungsfrei

**AKTIONSPREIS**  
€ **2.164,-**

Art.-Nr.: 358 68 51  
LVP € 2.705,-

**20%**  
Rabatt

### Gipstrimmer HSS 88

mit Diamantschleifscheibe  
(Scheibe volldiamantiert)



WASSERMANN  
DENTAL-MASCHINEN  
The Best In The Lab

- Einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen
- Großer Arbeitsausschnitt für komfortables Arbeiten

**AKTIONSPREIS**  
€ **2.598,-**

Art.-Nr.: 392 06 39  
LVP € 3.070,-

**15%**  
Rabatt

**2% Rabatt**  
auf jede Onlinebestellung  
www.henryschein-dental.de/topseller  
www.henryschein.at

### Gipstrimmer HSS 99

mit **Diamantschleifscheibe**  
(Scheibe volldiamantiert)

- Das Kraftpaket für alle Fälle
- Vergrößerte 300 mm Schleifscheibe
- Großer Arbeitsausschnitt für komfortables Arbeiten
- Optimale Wasserzuflusssteuerung
- Auch bestens geeignet für KFO

Abb. zeigt optionales Zubehör  
(Laserrichtlicht+Schleifvorrichtung)



**AKTIONSPREIS**  
€ **3.280,-**

Art.-Nr.: 532 37 17  
LVP € ~~3.910,-~~

**16%**  
Rabatt

### Nasstrimmer MT3

mit **Klettfix Trimmerscheibe**

- Motor leistungsstark (1.300 W) mit hohem Drehmoment
- Kompakte Bauform
- Abnehmbare Fronttür mit Schnellverschluss



**AKTIONSPREIS**  
€ **558,-**

Art.-Nr.: 40 85 25  
LVP € ~~733,-~~

**24%**  
Rabatt

### K5plus / K-Control TLC Technikmaschine

wahlweise mit Steuergeräten für Knie, Tisch oder Fuß

- Drehzahl: 1.000 - 35.000 Upm
- Drehmoment: 4,5 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.119,-**

Art.-Nr.:  
Knie: 43 78 22  
Tisch: 43 78 24  
Fuß: 43 78 23  
LVP € ~~1.741,-~~

**35%**  
Rabatt

### K-Powergrip / K-Control TLC Technikmaschine

wahlweise mit Steuergeräten für Knie, Tisch oder Fuß

- Drehzahl: 1.000 - 50.000 Upm
- Drehmoment: 7,0 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.498,-**

Art.-Nr.:  
Knie: 43 78 25  
Tisch: 43 78 27  
Fuß: 43 78 26  
LVP € ~~2.296,-~~

**35%**  
Rabatt

### K-Ergogrip / K-Control TLC Technikmaschine

wahlweise mit Steuergeräten für Knie, Tisch oder Fuß

- Drehzahl: 1.000 - 50.000 Upm
- Drehmoment: 7,0 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.498,-**

Art.-Nr.:  
Knie: 24 51 91  
Tisch: 24 51 94  
Fuß: 24 51 93  
LVP € ~~2.418,-~~

**38%**  
Rabatt

### ULTIMATE XL-K Technikmaschine

mit Kniestuerung  
- Drehzahl: 1.000 - 50.000 Upm  
- Drehmoment: 8,7 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.129,-**

Art.-Nr.: 33 49 23  
LVP € ~~1.535,-~~

**26%**  
Rabatt

**2% Rabatt**  
auf jede Onlinebestellung

www.henryschein-dental.de/topseller  
www.henryschein.at

# TOPSELLER

## Q Basic Technikmaschine

**SCHICK**  
DENTAL

- wahlweise mit Steuergeräten  
für Knie oder Fuß
- Drehzahl: 1.000 - 40.000 Upm
  - Drehmoment: 6,7 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.079,-**

Art.-Nr.:  
Knie: 54 86 67  
Fuß: 54 86 68  
LVP € ~~1.360,-~~

**20%**  
Rabatt

## Q Profi Technikmaschine

**SCHICK**  
DENTAL

- wahlweise mit Steuergeräten  
für Knie oder Fuß
- Drehzahl: 1.000 - 50.000 Upm
  - Drehmoment: 8,0 Ncm



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.289,-**

Art.-Nr.:  
Knie: 81 23 83  
Fuß: 81 23 85  
LVP € ~~1.611,-~~

**20%**  
Rabatt

## Presto Aqua II Laborturbine

**NSK**

- Schmierungsfreies Luftturbinen-  
Handstück mit Wasserkühlung
- Zur Bearbeitung von Keramik  
und Zirkon
- Drehzahl: bis 320.000 Upm
- Für Druckluftanschluss



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.039,-**

Art.-Nr.: 24 67 14  
LVP € ~~1.495,-~~

**30%**  
Rabatt

## Presto Aqua LUX Laborturbine

**NSK**

- Schmierungsfreies Luftturbinen-  
Handstück mit Wasserkühlung  
und LED Licht
- Zur Bearbeitung von Keramik  
und Zirkon
- Drehzahl: bis 320.000 Upm
- Für Druckluft-  
anschluss



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.349,-**

Art.-Nr.: 34 06 29  
LVP € ~~1.952,-~~

**30%**  
Rabatt

## SUPERSTEAM Dampfstrahlgerät

**REITEL**

- Dampfstufe stufenlos  
dosierbar
- Praktische Einhand-  
bedienung
- Edelstahlgehäuse
- Manuelle Befüllung
- Leistung: 2.200 W
- Tankvolumen: 5,0 Liter



**AKTIONSPREIS**  
€ **2.148,-**

Art.-Nr.: 63 76 45  
LVP € ~~2.550,-~~

**15%**  
Rabatt

## STEAMY MINI Dampfstrahlgerät

**REITEL**

- Stark in Preis/Leistung
- Kompakte Bauform, Edel-  
stahlgehäuse
- Praktische Einhand-  
bedienung
- Manuelle Befüllung
- Leistung: 1.100 W
- Tankvolumen: 3,5 Liter



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.049,-**

Art.-Nr.: 531 27 85  
LVP € ~~1.330,-~~

**21%**  
Rabatt

**Erfolg verbindet.**

## Wasi-Steam 2 Dampfstrahlgerät

- Für den gesamten Reinigungsbereich im Labor
- Dampfdruck bis 6 bar
- Mit Regelung des Nassdampf-sättigungsgrades und der Dampfmenge
- Festwasseranschluss
- Leistung: 1.880 W



**AKTIONSPREIS**  
€ **3.149,-**

Art.-Nr.: 631 46 52  
LVP € ~~3.785,-~~

**17%  
Rabatt**

## Wasi-Steam Classic Dampfstrahlgerät

- Variabel einstellbarer Arbeitsdruck bis 5 bar
- Komfortable Einhandbedienung
- Kompakte Bauform
- Manuelle Befüllung
- Leistung: 1.220 W
- Tankvolumen: 3,3 Liter



**AKTIONSPREIS**  
€ **1.159,-**

Art.-Nr.: 24 57 32  
LVP € ~~1.400,-~~

**17%  
Rabatt**

Weitere Informationen zu den TOPSELLER-Produkten finden Sie im Henry Schein Dental Online-Shop



FREEFAX: 08000-40 00 44

FREETEL: 0800-140 00 44

www.henryschein-dental.de/topseller

Mail: info@henryschein.de



FAX: 05-9992 9999

TEL: 05-9992 3333

www.henryschein.at

Mail: info@henryschein.at

Praxisstempel

Datum / Unterschrift

**2% Rabatt**  
auf jede Onlinebestellung

www.henryschein-dental.de/topseller  
www.henryschein.at

Angebote gültig von 01. bis 30.11.2019. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., Geräte zzgl. Montagekosten. Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abbildungen sind Beispiele und können mehrpreispflichtige Ausstattungen enthalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Hinweise zum Datenschutz: Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH verwendet Ihre oben angegebenen Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung bzw. für die Organisation eines Besuchstermins, soweit dies von Ihnen gewünscht wird. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de

**Ja,**

ich interessiere mich für Ihr Angebot und bestelle hiermit:

AN-ZAHL	ART.-NR.	ARTIKEL	PREIS
	40 85 27	Nasstrimmer MT3 Marathon	998,00
	22 84 47	MT Plus Trimmer	1.399,00
	358 68 51	Gipstrimmer HSS 88 Dia-Quick	2.164,00
	392 06 39	Gipstrimmer HSS 88 Diamant	2.598,00
	532 37 17	Gipstrimmer HSS 99 Diamant	3.280,00
	40 85 25	Nasstrimmer MT3 Klettfix	558,00
		K5plus / K-Control TLC Ausführung: _____	1.119,00
		K-Powergrip / K-Control TLC Ausführung: _____	1.498,00
		K-Ergogrip / K-Control TLC Ausführung: _____	1.498,00
		Q Profi, Ausführung: _____	1.289,00
		Q Basic, Ausführung: _____	1.079,00
	33 49 23	ULTIMATE XL-K Technikmaschine	1.129,00
	24 67 14	Presto Aqua II	1.039,00
	34 06 29	Presto Aqua Lux	1.349,00
	531 27 85	STEAMY MINI	1.049,00
	63 76 45	SUPERSTEAM	2.148,00
	631 46 52	Wasi-Steam 2	3.149,00
	24 57 32	Wasi-Steam Classic	1.159,00

Der Versand erfolgt kostenfrei.

**Erfolg verbindet.**