

## DER EXZELLENTER UND BUNDESWEITE REPARATURSERVICE FÜR TURBINEN, HAND- UND WINKELSTÜCKE ALLER FÜHRENDEN MARKEN.

Wir reparieren jedoch ebenfalls Mikromotoren,  
Pulverstrahlgeräte, Piezongeräte oder Instru-  
mentschläuche, Laborhandstücke, Lichthärtegerä-  
te, Reinigungsgeräte, Luftmotoren und vieles mehr ...

### WARUM PROREPAIR VON HENRY SCHEIN?

Wir haben die wichtigsten Gründe für die Reparatur  
durch unser ProRepair-Team für Sie aufgelistet:

- Kostenloser Abholservice durch Paketdienst
- Kostenloser Kostenvoranschlag inkl. Fehlerursache
- Originale Ersatzteile ausschließlich
- Abwicklung von Herstellergarantien
- Professioneller Reparaturservice zertifiziert nach  
EN ISO 13485:2012 + AC:2012
- Durchschnittliche Reparatur innerhalb 24h an Werk-  
tagen zzgl. Versandzeit
- 1 Jahr Garantie auf unsere Reparaturen
- Versicherter Rückversand



WIRTSCHAFTLICH AUCH NACH DEM KAUF – SERVICE UND REPARATUREN ZUM FESTPREIS

### KLEINES SERVICE- UND WARTUNGSPAKET

Für eine präventive Wartung Ihrer hochwertigen  
Instrumente oder falls keine bzw. nur eine Kleinst-  
reparatur nötig wäre, führen wir das kleine  
Servicepaket durch.

Der Festpreis von € 69,- umfasst in der Regel  
folgende Leistungen:

- Reinigen
- Ölen
- Zerlegen
- Ersatz von Kleinmaterial
- Prüfen
- Sicherheitstechnische und  
herstellerebene Endkontrolle
- Pflegen

FESTPREISANGEBOT

**69,-**



**ProRepair / Henry Schein Dental Deutschland GmbH**

Essenerstr. 2 Haus 8

22419 Hamburg

E-Mail: [werkstatt@henryschein.de](mailto:werkstatt@henryschein.de)

Tel.: 040 – 6118 4070 • Fax: 06103 – 757 7881

Montag bis Donnerstag von 08:00 -17:00 Uhr, Freitag von 08:00 - 14:00 Uhr



Weitere Informationen und Auftragsformular unter [www.henryschein-dental.de/prorepair](http://www.henryschein-dental.de/prorepair)

WIRTSCHAFTLICH AUCH NACH DEM KAUF – SERVICE UND REPARATUREN ZUM FESTPREIS

**GROSSES SERVICEPAKET – B.A. INTERNATIONAL**



**TURBINEN**



BA 755 (standard) / BA 758 (mini)  
BA 695 (standard) / BA 688 (mini)

FESTPREISANGEBOT

€ **249,-**

**WINKELSTÜCKE ROT**



BA 200 LTS / BA 250 LT/T

FESTPREISANGEBOT

€ **349,-**

**WINKELSTÜCKE BLAU/GRÜN**



BA 40LSS (blau) / BA 60LSS (grün)  
BA 45LS/S (blau) / BA 65LS/S (grün)

FESTPREISANGEBOT

€ **299,-**

**HANDSTÜCKE**



BA 280LSS / BA 280 /  
BA 270LS/S

FESTPREISANGEBOT

€ **149,-**

**GROSSES SERVICEPAKET – KAVO**



**TURBINEN**



SUPERtorque 640/650 B / EXPERTtorque E680 L  
GENTLEsilence 7000 B / GENTLEforce 8000 B  
MASTERTorque M9000/8700 L / weitere Turbinen

FESTPREISANGEBOT

€ **269,-**

**WINKELSTÜCKE ROT**



INTRAMatic 25 LH/LN / INTRACompact 25 LHC  
EXPERTmatic E25 L / GENTLEpower 25 LP  
MASTERMatic M25/05 L / weitere rote Wkst mit festem Kopf

FESTPREISANGEBOT

€ **299,-**

**WINKELSTÜCKE BLAU/GRÜN MIT KOPF**



INTRACompact 0767/2068 LHC / EXPERTmatic E15/20 L  
weitere Wkst. mit festem Kopf

FESTPREISANGEBOT

€ **228,-**

**WINKELSTÜCK UNTERTEILE  
BLAU/GRÜN**



INTRAMatic 07/20/29 LH/LN / GENTLEpower 07/20/29 LP  
MASTERMatic M07/20/29 L / weitere Wkst. Unterteile

FESTPREISANGEBOT

€ **119,-**

**HANDSTÜCKE**



INTRAMatic 10 CH / INTRACompact 10 CHC  
EXPERTmatic E 10 C / GENTLEpower 10 LP  
MASTERMatic M10 L / weitere Handstücke

FESTPREISANGEBOT

€ **149,-**

Typische Reparaturleistungen\*

- Arbeitszeit für Demontage, Montage und Reinigung
- Überprüfung und Instandsetzung des Spraysystems
- Überprüfung und Austausch von Getriebeteilen und dem Spannsystem
- Bei Turbinen: Austausch des Rotorpaketes
- Herstellerkonforme Endkontrolle

\* Liegen die Reparaturkosten sehr deutlich über dem Festpreis (z. B. bei Defekt von Gehäuse und/oder Lichtleiter), erhalten Sie vorab einen Kostenvoranschlag zur Freigabe.

**GROSSES SERVICEPAKET – DENTSPLY SIRONA**



**TURBINEN**



T1 Control / T1 Mini / T1 Boost  
T2 Control / T2 Mini / T2 Boost

FESTPREISANGEBOT

€ **299,-**

**WINKELSTÜCKE ROT**



T1 Line C 200 L  
T2 Line A 200 L

FESTPREISANGEBOT

€ **399,-**

**WINKELSTÜCKE BLAU/GRÜN**



T1 Line C 40 L (blau) / C 6 L (grün)  
T2 Line A 40 L (blau) / A 6 L (grün)

FESTPREISANGEBOT

€ **299,-**

**HANDSTÜCKE**



T1 Line H 40 L / T2 Line AH 40 L  
T3 Line EH 40

FESTPREISANGEBOT

€ **179,-**

**Instandsetzung von DentsplySirona Schläuchen zum Festpreis:**

(Motorenschläuche, Turbinenschläuche, ZEG Schläuche, Mehrfunktionsschläuche)

FESTPREISANGEBOT € **196,-**

Angebotspreise gültig bis  
31.12.2020, Preise zzgl. Mwst.