

ALLES ZUM THEMA PROPHYLAXE – RUNDUM VERSORGT MIT HENRY SCHEIN DENTAL.

Sie möchten ...

- ... Ihren Patienten mehr bieten?
- ... eine Praxis mit Alleinstellungsmerkmalen und Positionierungsstrategie – nicht nur in der Theorie!
- ... noch ungenutzte oder nicht ausgelastete Räumlichkeiten in Ihrer Praxis optimal nutzen?
- ... Ihr Prophylaxezimmer aufwerten?
- ... Ihr Personal zielgerichtet schulen lassen?

Dann investieren Sie in das zukunftssichere Businesskonzept Prophylaxe!

Wir bieten Ihnen alles rund um dieses Thema an und beraten Sie gerne.

- Fachgerechte Beratung
- Raumplanung
- Aus- und Umbau
- Einrichtung, Geräte und Möbel
- Materialien
- Personalschulung und Fortbildung

Einige Beispiele für Kundenerfahrungen zur Praxisplanung finden Sie unter www.henryscheindental.de/planung

Erfolg verbindet.

SIE PLANEN NEUES FÜR IHRE PRAXIS? AUCH HIER BERATEN WIR SIE GERNE!

Ob Neugründung, Übernahme, Umzug oder Renovierung: Henry Schein ist Ihr kompetenter Berater und steht Ihnen bei Fragen rund um Planung und Umsetzung zur Seite. Unser bundesweites Team an Planern und Innenarchitekten betreut Sie kompetent in den folgenden Bereichen:

- Praxis- und Laborschätzung
- Individuelle Grundrissplanung (Entwurfs- und Installationsplanung für Bestand oder Neubau)
- Elektro- und Netzwerkplanung
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitsstättenrichtlinie, BG, RKI, etc.)
- Passendes Farb- und Materialkonzept
- Beleuchtungskonzept
- Maßgeschneiderte Möblierung

Sie wollen ein außergewöhnliches Konzept? Kein Problem!

Unsere Planer sind mit den Themen Bauhaus, Feng Shui und Anthroposophie vertraut. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Einklang zwischen persönlichen Bedürfnissen, der adäquaten Architektursprache und dem individuell Realisierbaren.

Unser Know-how aus vielen Jahren Praxisplanung setzen wir gerne für Ihr nächstes Projekt ein.

Sprechen Sie uns an!

Praxisbeispiele finden Sie unter www.henryscheindental.de/planung

Erfolg verbindet.

SICHERE PROPHYLAXE – MIT SYSTEM FÜR IHRE PATIENTEN

Arbeiten mit höchstem Sicherheitsstandard –
Made in Germany



Erfolg verbindet.

PROPHYLAXE UND MEHR. EINE BEHANDLUNGSEINHEIT – IDEAL FÜR ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN.

SIRONA INTEGO PRO MIT SIVISION START

Alleine oder mit Assistenz. Setzen Sie auf Qualität, Design und Zukunftssicherheit. Wählen Sie aus einer Vielzahl von individuellen Ausstattungsoptionen.



Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abbildungen können mehrpreispflichtige Ausstattungen enthalten.


LUFTFILTER DF230 VON TBH CHAIRSIDE LUFTHYGIENE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Setzen Sie jetzt einen neuen Standard in Ihrer Praxis und ergänzen Sie Ihre Hygienekette um ein neues Lufthygiene-System.



Die bei der Behandlung aufgewirbelten Viren, Aerosole, etc. werden direkt an der Einheit in der Nähe des Patientenmunds abgesaugt und gefiltert. Es schützt Patienten, Ärzte und das medizinische Personal - für eine sichere Arbeitsumgebung! Die Serie wurde speziell für den Einsatz in Zahnarztpraxen entwickelt.

- Filtert die Luft zu 99,9% von allen Viren, Aerosolen und Partikeln
- Handfreie Bedienung über Fußpedal (Start/Stop)
- Unkomplizierter werkzeugfreier Filterwechsel
- Mit Aktivkohlefilter zum adsorbieren von Gasen und Gerüchen
- Geringes Geräuschaufkommen, ca. 60 db(A)
- Rollen für mobilen Einsatz
- Anzeige Filterstatus
- Made in Germany
- Geprüft nach EN 1822, Norm für „Schwebstofffilter mit sehr hohem Wirkungsgrad“ durch den Hersteller
- Anlieferung komplett montiert inkl. 3 Filtermatten.
- Abmessungen 700 x 350 x 440
- Gewicht 45 kg
- Wartungsfrei (? – wird noch geklärt)
- Filterentsorgung (? – wird noch geklärt)



Aktivkohlefilter



Flexible Absaugung

Weitere Informationen unter www.henryschein-dental.de/lufthygiene

DIE BRANDNEUE INNOVATION VON EMS: PERFEKT FÜR DIE GUIDED BIOFILM THERAPY.

ENTFERNUNG VON BIOFILM, VERFÄRBUNGEN UND JUNGEM ZAHNSTEIN, SUB- & SUPRAGINGIVAL.

Einzigartige Ergonomie, hohe Präzision, einfachste Wartung! Auf Polierer, Bürsten und Polierpaste kann sogar gänzlich verzichtet werden.

- Einstellbarer Wasserdurchfluss und Temperatur
- Einstellbare Leistung mit Boost-Einstellung
- Wasser aus Flasche und externer Versorgung erhältlich
- Wasserleitungsdesinfektion und Reinigungsmodus
- Kabelloser Boost Fusschalter
- Touch panel
- Transparente Wasser- und Luftfilterpatronen
- Automatische Erinnerung
- Ultra kompakt
- Luftversorgung: Trocken, Öl frei, 4,5 bis 7 bar
- Wasserversorgung: 2-5 bar
- Garantie: 2. Jahr freie Verlängerungsmöglichkeit



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Anwendungen:

- AIRFLOW® Sub und Supragingival
- PERIOFLOW® Perio und Implantate
- PIEZON® NO PAIN Sub und Supragingival



AIRFLOW® ONE

Anwendungen:

- AIRFLOW® Sub und Supragingival
- PERIOFLOW® Perio und Implantate



NIGHT CLEANER

REINIGT UND DESINFIZIERT DIE FLÜSSIGKEITSLINIEN DES GERÄTES.

Verlängert seine Lebensdauer, wenn es täglich verwendet wird.

NIGHT CLEANER reduziert Bakterien, Pilze und Hefen und verhindert Verkalkung und Verstopfung.

1 Flaschenpaket bietet Klinikern 1 Monat Hygiene für die Wasserlinie mit einem täglichen Verbrauch von 30 ml.



AIRFLOW® PULVER PLUS

DAS ERSTE SUB- UND SUPRAGINGIVALE AIR-POLISHING PULVER.

- Effizient, sicher und angenehm von supragingivaler Zahnreinigung und -polishing bis zur Entfernung von Biofilm aus tiefsten Parodontaltaschen
- Auf Erythritol-Basis, durchschnittliche Korngröße ~14 µm, 0,3% Chlorhexidin

Alle EMS Airflow Produkte finden Sie im Online-Shop: www.henryschein-dental.de/ems-airflow