

fundgrube



Nicht fündig geworden?

Weitere Artikel und Bilder finden Sie unter www.henryschein-dental.de/fundgrube.

Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH bietet Ihnen Geräte zu attraktiven Preisen an. Es handelt sich hierbei um Gebraucht-, Vorführ- und nicht mehr original verpackte Geräte. Rufen Sie uns bei Interesse an und nennen Sie uns die Artikel-Nummer.
Wir geben Ihnen dazu gerne nähere Auskunft.

AUSGABE **10.2022**


1. BEHANDLUNGSGERÄTE



Anthos A5 Continental Schwingengerät, Patientenstuhl mit schmaler Rückenlehne, pneumatischer Kopfstütze Komfort mit 3 Gelenken, Armlehne links, Multimediaverkabelung, kabelloser Fußanlasser Power Pedal; Arztelement mit Standard Schwingbügeln, Display LCD Touch, pneumatischer Bremse für Tragarm, 6F-Spritze abgewinkelt, Lichtturbineneinrichtung, 2x Licht-Mikromotor i-MMr L, ZEG Anthos u-PZ 7 mit Licht, Warmwasserheizung für Spray, Traytablett für 2 Normtrays; Helferinelement mit Doppelgelenkarm (3 Köcher) 3F-Spritze abgewinkelt, Speichel und Saugschlauch mit glatten Absaugschläuchen, Selektivablage für die Absaugung, Wassereinheit zum Anschluss an Nassabsaugung mit Speischale Keramik (Handbewegung), Ventil zur Zentrale Nassabsaugung und Dürr MSBV, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung sowie Bioster/Flushing zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen und A.C.V.S. automatisches System zur Spülung und Desinfektion des Absaugsystems; Boiler für Warmwasser Mundglasfüllung, Geräteleuchte Venus plus L LED No-Touch, 1x Arbeitssessel S7 inkl. Verlängerungskit, 1x Arbeitssessel S8, insgesamt 3 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), Lackierung Anthosweiß, Polster Soft Blau 198, EZ 03/21, aus Ausstellung, **22.500,00 €**, A50553M

Anthos A6 Plus International für Nassabsaugung, Patientenstuhl A 2.7 mit Rückenlehne Nordic, pneumatische Kopfstütze, Armlehne links und rechts, Gaspedal kabellos, Fremdgeräte-Anschluss; Arztelement mit hängenden

Schläuchen und pneumatischem Tragarm, 6F-Spritze mit Licht, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG PZ7 LED für EMS-Ansätze, Kamera C-U2 HD, asymmetrisches Traytablett für 2 Normtrays, Warmwasserheizung für Spray; Helferinelement/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm und 3 Köchern, mit 6F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch, glatte Ausführung, Mundspülbecken elektrisch-keramisch, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Bioster, Flushing, SHS und ACVS Saugschlauchspülsystem, Selektivablage, Boiler f. Warmwasser und Anschluss an Nassabsaugung, Traytablett; Geräteleuchte Venus plus L LED No-Touch mit Tragarm 2-Gelenk und Barco Monitor 22", 1 Arbeitssessel S8, 1 Arbeitssessel S7, Lackierung Anthosweiß, Polster Anthrazit Soft 199, insgesamt 5 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), EZ 11/21, neuwertig, **30.900,00 €**, A50534S



KaVo Estetica E80 T VISION für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Rückenlehne Comfort, Kopfstütze 2-Gelenk Drucktaste pneumatisch Komfortkopfpolster, linker Armlehne und Funk-Fußanlasser; Arztelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen, pneumatischer Bremse für Armsystem, 6er-Instrumentenablage, mit Sprayerwärmung, Lichtturbineneinrichtung, 2x Lichtmotor KL 703 LED, ZEG PiezoLED Scaler, Multifunktionsspritze stehend, Kamera EgoCam One, Trayablage Doppelnormtray und USB-Schnittstelle; Helferinelement (Wassereinheit mit 3-Funktionsspritze, Spraynebelabsaugung und Speichelzieher, Anschluss für Nassabsaugung, motorisches Mundspülbecken Porzellan DVGW mit Entkeimung sowie Warmwasserboiler, Behandlungsleuchte KaVoLUX

540 LED, Gerätemodell mit Tragarm 2-Gelenk und KaVo Screen HD, CONE-XIOcom mit Kabelsatz 10m und CONE-XIObase, 2x Physio Evo Arbeitssessel, Lackierung Dentalweiß 240, Polster RELAXline Graphite 110, aus Ausstellung, **43.450,00 €**, A50266M

Dentsply Sirona Teneo für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit motorischer Kopfstütze, Lordose-/Massagefunktion, Funkfußschalter, Fremdgeräteanschluss, Arztelement mit motorischer Verschiebebahn mit Sprayvit M, 2x Motor BL-LED f. T1-Classic, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL, Kamera SiroCAM AF+ im Arztelement; Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Saug- und Speichelzieherschlauch, Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung, Saugschlauchreinigung chemisch, Mundspülbecken Glas; Geräteleuchte LEDview PLUS mit Sivi-son 22" Monitor und Heliodont Plus IO-Röntgen an Leuchtaufbaustange, Tray am Traytisch, Sidexis 4 Vollversion, Lackierung Neutralweiß RAL9016, Polsterersatz Lounge Umbra / Kontrastnaht: Dunkelgrau, 1 Arbeitssessel Hugo Freehand mit hoher Gasfeder sowie 1x Hugo Manual mit hoher Gasfeder, EZ 08/21, aus Ausstellung, **52.800,00 €**, A50331WH


HENRY SCHEIN®



Celebrating the Past
Embracing the Future

KaVo Primus 1058 Life mit Separierautomatik, Patientenstuhl Standard mit Rückenlehne Progress, Kopfstütze Drucktaste mechanisch, kabelgebundener Fußanlasser, Armlehne links, Stahlaufstellplatte und Komfortkopfpolster; Arztelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen mit LT-Schlauch mit 465LED, Lichtmotor KL 703 LED, Pie-

zoLED ZEG, 3F-Spritze, Memospeed-Anzeige, Trayablage mit Doppelnormtray und Antirutschmatte sowie Satz Trays; Helferinelement/Wassereinheit mit Tragarm Länge Standard 50 cm, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher, 2. Speichelzieher, Mundspülbecken Glas, Separierautomatik CS1, Selektivablage, DVGW Wasserblock DVGW inkl. Wasserentkeimung, Intensiventkeimung, Behandlungsleuchte KaVolux 540 LED mit Aufbaustange Standard, Lackierung Dentalweiß, Polster Standard Smaragdgrün 69, EZ 11/20, neuwertig, **27.500,00 €**, N50313N



Anthos A5 International für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Nordic, Standard-Kopfstütze mechanisch, kabelgebundenes Gaspedal Power Pedal, Armlehne links und Fremdgeräte-Anschluss, Multimediaverkabelung; Arztelement mit hängenden Schläuchen und mechanischem Tragarm, 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG EMS Piezon LED, asymmetrisches Traytablett für 2 Normtrays, Warmwasserheizung für Spray; Helferinelement/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm und 3 Köchern, mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch geriffelt, Mundspülbecken manuell keramisch, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Bioster, Flushing und S.H.S., Selektivablage, Anschluss für Nassabsaugung; Geräteleuchte Venus plus L LED No-Touch, 1 Arbeitssessel S8, Lackierung Anthosweiß, Polster Standard Venedig Rot 135, EZ 07/20, aus Ausstellung, **19.780,00 €**, A50535F

Ultradent Easy KFO 1, Patientenstuhl UD 2015 mit schmaler Rückenlehne, Kopfstütze Alle mit U-Kopfpolster C2002, kabelgebundener Fußanlasser F10, KFO

1 Element mit Multifunktionsspritze ohne Heizung, Lichtturbinenschlauch, Lichtmotor KL7S LED, Trayaufnahme für ein Normtray, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher, Anschluss für Airsonic, Anordnung der Köcher v. l nach rechts: AIRB/LT/KL/G/K/S, Druckwasserflaschensystem nach DVGW 1 Liter, Wassereinheit U742 mit Mundspülbecken Keramik feststehend, Versorgungselement easy und Anbauträger rund für Nassabsaugung, Lackierung RAL 9010 Reinweiß, Polster Platingrau 9007T (ohne Behandlungsleuchte !), EZ 07/20, aus Fehllieferung, war nur kurzzeitig in Betrieb, Lieferung mit Solaris 2 Geräteleuchte gegen Mehrpreis von 4.500 EUR möglich, gebraucht, **12.500,00 €**, G50178F



Anthos A5 KFO für Nassabsaugung, Patientenstuhl A2.5 L mit breiter Rückenlehne, Kopfstütze Standard manuell, linke Armlehne, Power-Pedal kabelgebunden; Helferinelement KFO/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm 5 Köcher, mit 6F-Spritze, großer und kleiner Sauger (Spiral-Saugschläuche), Lichtturbinenschlauch, Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG PZ7 EMS LED, Traytablett Professional, Mundspülbecken Glas manuell, Ventil zentrale Nassabsaugung, Dürr Mundspülbeckenventil, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Hygiene-System Bioster zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen inkl. Flushing, Fremdgeräteanschluss, Boiler für Warmwasser, Geräteleuchte Venus plus L LED No-Touch, Lackierung Anthosweiß, Polster breit Anthrazitgrau 121, EZ 02/21, aus Ausstellung, **15.800,00 €**, A50583S

Anthos A6 Plus International für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit breitem Oberteil, pneumatischer Kopf-

1. BEHANDLUNGSGERÄTE

stütze, kabelloses Gaspedal Power Pedal, Armlehne links und Fremdgeräte-Anschluss; Arztelement mit hängenden Schläuchen und pneumatischem Tragarm, 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG PZ7 LED für Satelec/Acteon Ansätze, asymmetrisches Traytablett für 2 Normtrays, Warmwasserheizung für Spray; Helferinelement/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm und 3 Köchern, mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch, Mundspülbecken manuell keramisch, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Bioster, Flushing und ACVS Saugschlauchspülsystem, Selektivablage, Boiler f. Warmwasser und Anschluss an Nassabsaugung; Geräteleuchte Venus LED MCT von 5.000 Lux bis 50.000 Lux über Potentiometer und IR-Sensor regulierbare Lichtintensität, auf 3 Stufen regulierbare Farbtemperatur: 4.300K, 5.000K, 5.500K, Composite Mode um die Vorpolymerisation zu minimieren, geräuschlos, da Wärmeableitung ohne Lüfter, drehbare Positionierung auf 3 Achsen; Lackierung Anthosweiß, Polster Softpolster Atlantikblau Soft 198, insgesamt 5 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), EZ 12/21, neuwertig, **28.300,00 €**, N50534S

Online ist mehr drin!

www.henryschein-dental.de

KaVo Estetica E70 T VISION für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Rückenlehne Progress, motorischer Kopfstütze, Komfortkopfpolster, Abdeckhaube Standard, Fußanlasser Funk, Armlehne links und rechts; Arztelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen mit pneumatischer Bremse, LT-Schlauch mit Multiflex Lux-Kupplung 465LED, 2x Lichtmotor KL703LED, ZEG Piezo LED, Multifunktionsspritze stehend, Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung; Helferinelement/Wassereinheit mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch, motorisches Mundspülbecken aus Porzellan, Wasserblock DVGW, Warmwasserboiler, Anschluss für Nassabsaugung, Geräteleuchte KaVolux 540LED, 2x Arbeitssessel Physio EVO, Lackierung Dentalweiss, Relaxline Softpolster Graphit 110, EZ 07/21, neuwertig, **42.700,00 €**, N50267D

Dentsply Sirona Sinus CS Schwingbügengerät mit Amalgamabscheider, Patientenstuhl mit Funkfußschalter, motorischer Kopfstütze, Fremdgeräteeanschluss und Adapterplatte; Arztelement, Tischgerät mit Schwingbügeln mit Sprayvit M, 2x Motor BL-ISO LED, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL LED, schwenkbarer Trayhalter für 2 Normtrays; Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Speichelzieher und Saugschlauch, Amalgamabscheider, Saugschlauchreinigung chemisch und Mundspülbecken Glas; Geräteleuchte LEDview Plus, 1 Arbeitssessel Carl manual lang, Lackierung Neutralweiß, Polster Lounge Merlot, EZ 12/2021, neuwertig, **39.900,00 €**, N50162S

Anthos A7 Plus International mit Amalgamabscheider, Patientenstuhl mit Nordic Rückenlehne, Soft-Motion und Sliding, pneumatischer Kopfstütze und Pendel Fußsteuerung kabellos; Arztelement Full Touch mit USB Tischgerät mit hängenden Schläuchen mit asymmetrischem Traytablett, Boiler f.

Warmwasserspray, 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor iMMs, ZEG EMS Piezo LED; Helferinelement/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm mit 5 Köchern, 6F-Spritze, Saug- und Speichelzieherschlauch (glatte Schläuche) sowie Selektivablage, Fremdgeräteeanschluss, Sensor für Mundglasfüller, Speischale Glas mit Handbewegung, Boiler für Mundglasfüllung Dürr Amalgamabscheider CAS 1, Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion sowie Bioster/Flushing zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen und A.C.V.S. automatisches System zur Spülung und Desinfektion des Absaugsystems; Geräteleuchte Venus LED MCT von 5.000 Lux bis 50.000 Lux über Potentiometer und IR-Sensor regulierbare Lichtintensität, auf 3 Stufen regulierbare Farbtemperatur: 4.300K, 5.000K, 5.500K, Composite Mode um die Vorpolymerisation zu minimieren, geräuschlos, da Wärmeableitung ohne Lüfter, drehbare Positionierung auf 3 Achsen; Lackierung Anthosweiß, Polster Softpolster 193 Polynesian Green, insgesamt 3 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), EZ 03/2021, aus Ausstellung, **31.750,00 €**, A50533EF

Dentsply Sirona Sinus für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Funkfußschalter, manueller Doppelgelenkkopfstütze und Adapterplatte; Arztelement an manueller Verschiebebahn mit Sprayvit M, 2x Lichtmotor BL ISO C, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL; Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Saug- und Speichelzieherschlauch, Anschluss für Nassabsaugung, Mundspülbecken Glas, Saugschlauchreinigung chemisch, Geräteleuchte LEDview Plus, Tray am Trayarm, Lackierung Neutralweiß RAL 9016, Polster Premium Carbon, EZ 11/21, neuwertig, **36.900,00 €**, N50156D

Ultradent Easy KFO 1, Patientenstuhl UD 2015 mit breiter Rückenlehne, Kopfstütze Alle mit U-Kopfpolster C2002, Funk-Fußanlasser F9, KFO 1 Element mit Multifunktionsspritze ohne Heizung, Lichtturbinenschlauch, Lichtmotor KL7S LED, ZEG EMS Piezo no pain LED, Traytisch U 651, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher, Druckwasserflaschensystem nach DVGW 1 Liter, Wassereinheit U742 mit Mundspülbecken Keramik feststehend, Versorgungselement easy und Anbauträger rund für Nassabsaugung, Geräteleuchte Solaris 3, Arbeitssessel Iron S Sattelsitz, Lackierung RAL 9010 Reinweiss, Polster Metallgrün 14966 T, EZ 08/20, aus Ausstellung, **23.750,00 €**, A50178F

2. PRAXIS-MÖBEL



3Art Behandlungszeile 4 Elemente, Waschbeckenschrank Klappe mit Tipmechanik, Korb für Abfallbeutel, ohne Armatur, Behandlungsschrank mit 2 flachen und 4 mittleren Schubladen, Behandlungsschrank mit 4 flachen und 3 mittleren Schubladen, Mischerschrank mit einer einschiebbaren Klappe, dahinter ein Auszug mit 2 Steckdosen, 1 mittlere und 1 hohe Schublade; Ausführung: Arbeitsplatte Corian, Silver Birch, Korpus: melaminharzbeschichtet, weiß, mit 1 mm ABS Kanten und Dichtungsprofil, Front: MDF Hochglanzbeschichtung,

mit 1 mm ABS Kanten, Griffe: Edelstahlsockelgriffe, 244er Bohrabstand, Sockel: Tischlerplatte mit HPL Edelstahlbeschichtung, Arbeitsplatte L206 cm, T60 cm mit einem Corian-Becken untergeklebt, EZ 11/16, aus Ausstellung, **3.400,00 €**, A559210H



Dental-Art 4er Schrankzeile TAO, XT115 – Seitendekorbende, TD2 – Schrank Kniebedienung u. Abfallkorb, TAO5 – Schrank mit 1x T1 + 4x T2, TAO4 – Schrank mit 3x T2 + 1x T3, X10TAO – Tastatur Schublade, ZT1 Untersockel B=500 H=140, X5P Arbeitsplatte aus Corian weiß mit abgeschrägter Kante, LE – Corian Waschbeckenschrank ACC, 7x Schubladeneinsatz T1, 7x Schubladeneinsatz T2 U. T3, Maße: HxBxT 85,5x202x52 cm, Farbe: Korpi: Whiteart WA005, Zierleiste: RAL 3000, Corian-Tischplatte: Glacier White, EZ 11/19, aus Ausstellung, **6.250,00 €**, A146546H



Dental-Art Kiper Wertsachenbehälter, (Durchmesser 40 cm) mit Schloss sowie 1 Kleiderbügel, Front weiß, Korpus schwarz, EZ 01/18, aus Ausstellung, **333,00 €**, A146546H



Geka Ambiente Hygiene 3000, – ohne Geräte, ohne Armatur –, aus Ausstellung, **3.900,00 €**, A513844PA



Geka Designline 6000, 4er Zeile, Schrankseitenwand L in Standardausführung, Waschbecken-Element N0208 mit Porzellanbecken ohne Überlauf, Auszugswagen mit Kniebetätigung, großer Abfallkorb (B390 T215 H380), ohne Wassersteuerung, Sensor-Waschtisch-Armatur HD, Chrom mit Infrarot-Elektronik, für Kalt- und Warmwasser (Iqua SOLino L10); Arzt-Element N0521 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 1 Kons.-Fach 12 cm (Inhalt Konsfach: 5 Kappengläser, 1 Fräsator, 3 Bohrerständer, 1 Zapfwattenspender, 1 Pelletspender), 3 Schubladen 12 cm; Standard-Element N0786 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 2 Schubladen 12 cm, 1 Schublade 24 cm,

(alle Schubladen: Vollauszug mit EZD); Geräteschrank N0679 mit 1 Universalauszug 30 cm mit Instrumentenlade, 1 Schublade 12 cm, 1 Schublade 18 cm, 2 Steckdosen, Schrankseitenwand R in Standardausführung; 1 Instrumenteneinsatz N0595 für 6cm-Schublade (Vollauszug) für Einzelinstrumente, 1 Instrumenteneinsatz N0603 für 6cm-Schublade (Vollauszug) für Instrumentenbündel, Zangen etc., 10-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N0611 für 6cm-Schublade (Vollauszug) 2-fach unterteilt für 2 Trays; 1 Universaleinsatz N0608 für 6cm-Schublade (Vollauszug) 8-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N2356 für 12cm-Schublade für Einwegabdrucklöffel etc. 8-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N2380 für 12cm-Schublade mit 5 Fächern; 1 Universaleinsatz N2364 für 12cm-Schublade für Ampullen, Kanülen, Spritzen etc. 6-fach unterteilt; 1 Medikamentendepot N2422 für 12cm-Schublade für Flaschen und Packungen, etc. 10-fach unterteilt; 1 Zementeinsatz N2339 für 12cm-Schublade für Spachtel, Füllmaterial, Anrührplatten, 5-fach unterteilt; 1 Löffelmagazin N2428 für 12cm-Schublade für max. 28 Stück Abdrucklöffel; Ausführung: Korpusfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß, Frontfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff Chrom matt Cubico, Sockel Rahmenkonstruktion, HI-MACS® Tischplatte 12mm stark, mit Becken Fontana FO-42 oval - 408x298mm, ohne Überlauf, inkl. Ablaufadapter und Sieb, mit Standardwandanschluss lose 12x40mm G015 Midnight Pearl, EZ 04/18, aus Ausstellung, **6.900,00 €**, A136745H



Med & Org 4er Behandlungszeile Tara, Seitendekorbende, WB-Schrank 340WK05, 10 RH, Rückwand offen, elektrischer Frontauszug, Stromanschluss wird benötigt, ohne Dichtungsprofil, 2x 20 L Abfalleimer, Spritzenbox mit Bijou-Becken weiß, 1 Hahnloch; Behandlungsschrank 340US03 4 Flachschrubladen 1 RH, 3 Schubladen 2 RH; Geräteschrank 340UG02, Einschubklappe 5 RH, lichte Innenhöhe 230mm, 1 Geräteauszug, kein Dichtungsprofil im Bereich der Geräteklappe, 1 Flachschrublade 1 RH, 1 Schublade 4 RH; Behandlungsschrank 340US08 mit 2 Flachschrubladen 1 RH, 2 Schubladen 2 RH, 1 Schublade 4 RH, Seitendekorbende, Sockelblende Höhe 150mm, um 100mm zurückgesetzt, Hinweis: Zeile muss an der Wand befestigt werden; Arbeitsplatte SOLID Snow White 108 mit Bijou Solidbecken, ohne Wandanschlussprofil, Einsätze-Set 4x 1RH, 2x 2RH, EZ 01/18, aus Ausstellung, **7.250,00 €**, A112709H



Med & Org Behandlungszeile, Eckaufstellung, aus Ausstellung, **3.990,00 €**, A112709S

Haeberle Fuego cuatro mit Lift für Laptop, höhe 960mm, grau, 2 Platten, Schublade, Drahtkorb hinten, 4-fach Steckdosenleiste, Sondenhalter, Lift Belastung max. 9,2kg, EZ 08/19, aus Ausstellung, **1.150,00 €**, A878231N

3. RÖNTGEN


Carestream CS 7200 Intraoraler Speicherfolienscanner, Speicherfolienscanner für den Betrieb im Behandlungszimmer, einfacher Workflow mit 3 Schritten: Belichten – Scannen – Anzeigen, kompaktes System mit ruhigem Betrieb, schneller, optimaler Workflow, bei dem keine Klicks erforderlich sind, ideal für die alltäglichen intraoralen Anwendungen (Folienformat 0, 1, 2), Speicherfolien werden nach jedem Scan automatisch gelöscht, drei Scanmodi zur Priorisierung von Geschwindigkeit oder Auflösung, (BxHxT) 130x270x300 mm, Anschluss über USB, EZ 10/20, Vorführgerät, **3.870,00 €**, A547346M

80.000

Artikel mit aktuellen Preisen

www.henryschein-dental.de

Carestream CS 7600 Intraoraler Speicherfolienscanner, vollständig automatisierter und sicherer Workflow, hohe Bildauflösung von 17 LP/mm mit großem Belichtungsbereich, Farb-LCD 7,5 cm/3,5 Zoll. incl. Starterkit mit intelligenten Speicherfolien (4x Größe 2), Aufbewahrungsbox für Speicherfolien, Hygieneschutzhüllen Größe 2, Ethernetkabel RJ 45 Kabel (UTP Kabel), Carestream Dental Imaging Software, EZ 01/20, gebraucht, **3.500,00 €**, G425176HH



Carestream CS 8200 3D 12x10 EDI-TION, 6 wählbare Volumengrößen von 4x4 bis zu 12x10 cm, Endo HD-Modus für extrem hochauflösende Bilder, komplett mit Kupferfilter 0,8 mm, Kupferfilter 1,0 mm, Prüfkörperhaltersset für CS 8100 2D, Prüfkörper 3D, Prüfkörperhalter 3D, Prüfkörper 2D Pano und Intra CS Imaging 8 Suite; CS Imaging 8 1 Lizenz 20 Aktivierungen sowie CS MAR 1 Lizenz für CS 8200 3D zur Reduzierung der Metall-Artefakte, incl. Care Protect Carestream (erweiterte Teilegarantie des Herstellers), EZ 05/21, aus Ausstellung, **48.900,00 €**, A896807S

Dürr Dental VistaIntra DC Intraoral-Röntgengerät mit mittlerem Arm, DC-Multipuls-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Dosisflächenprodukt Anzeige, mA- und kV-Werte variabel einstellbar, Lieferumfang: Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und max. 1820 mm Arbeitslänge, Scherenarm, Kontrollpanel, Handauslösung, Strahlenfeldbegrenzung 3x4 cm, EZ 07/20, neuwertig, **3.490,00 €**, N476808D

Dürr Dental Tageslichtvorsatz DL 26, für Entwicklungsautomat XR 24, bis 24x30 cm Kassetten, EZ 10/20, aus Ausstellung, **990,00 €**, A3402372A

IHR DIREKTER DRAHT - Henry Schein Dental

Berlin
Tel. 030 . 34 67 71 52
info.berlin@henryschein.de

Düsseldorf
Tel. 0211 . 528 13 08
info.duesseldorf@henryschein.de

Ettlingen
Tel. 07243 . 727 61 20
info.ettlingen@henryschein.de

Frankfurt
Tel. 069 . 26 01 71 24
info.frankfurt@henryschein.de

Hamburg
Tel. 040 . 61 18 40 31
info.hamburg@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Dortmund, Münster, Gütersloh

Weitere Niederlassungen in:
Kassel, Saarbrücken

Weitere Niederlassungen in:
Bremen, Kiel, Greifswald, Schwerin

Erfolg verbindet.

Dürr Dental Vistascan Mini View, Speicherfolienscanner mit PCS-Technologie und integrierter Löschkfunktion für alle intraoralen Formate, inklusive Okklusal (Size 4), W-Lan und Netzwerkanschluss mit hochauflösendem Touch Display für ScanManager, Patienteninformationen und Bildvorsicht, mobiles Arbeiten ohne PC möglich, mit 2x Speicherfolie Plus Size 0, 4x Speicherfolie Plus Size 2, 100 Lichtschutzhüllen Plus Size 0 und 300 Lichtschutzhüllen Plus Size 2, Software DBSWIN Röntgenmodul und VistaEasy/TWAIN, EZ 11/20, neuwertig, **6.250,00 €**, N467256L

Dürr Dental Vistascan Mini View, Speicherfolienscanner mit PCS-Technologie und integrierter Löschkfunktion für alle intraoralen Formate, inklusive Okklusal (Size 4), W-Lan und Netzwerkanschluss mit hochauflösendem Touch Display für ScanManager, Patienteninformationen und Bildvorsicht, mobiles Arbeiten ohne PC möglich, mit 2x Speicherfolie Plus Size 0, 4x Speicherfolie Plus Size 2, 100 Lichtschutzhüllen Plus Size 0 und 300 Lichtschutzhüllen Plus Size 2, Software DBSWIN Röntgenmodul und VistaEasy/TWAIN, BJ 2014, gebraucht, **2.500,00 €**, L467256PA



Dürr Dental Vistalitra DC Intraoral-Röntgengerät mit langem Arm, DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Dosisflächenprodukt Anzeige, mA- und kV-Werte variabel einstellbar, Lieferumfang: Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und max. 2120 mm Arbeitslänge, Scherenarm, Kontrollpanel, Handauslösung, Strahlenfeldbegrenzung 3x4 cm, EZ 03/18, aus Ausstellung, **3.090,00 €**, A476812N



Dürr Dental VistaVox S CEPH Hybrid Röntgengerät für 3D und 2D, 3D-Abbildungsvolumen, das sich an der menschlichen Anatomie orientiert; das kieferförmige Field of View des VistaVox S bildet den diagnostisch relevanten Bereich eines 130 mm Volumens ab und ist somit sichtbar größer als das gängigste Volumen von Ø 80x80 mm; hierdurch bildet der VistaVox S auch den Bereich der hinteren Molaren vollständig ab – für die Diagnostik, z. B. eines impaktierten 8ers, eine essenzielle Voraussetzung; zusätzlich zehn weitere Volumen mit Ø 50x50 mm z. B. bei endodontischen und implantologischen Behandlungen; die Volumen lassen sich je nach nötigem Detailreichtum der Aufnahme wahlweise mit einer Auflösung von 80 oder 120 my nutzen; zusätzlich 17 Panoramaprogramme in bewährter S-Pan-Technologie für den 2D-Bereich, mit CSI-Sensor; 7"-Touch-Display für intuitive Bedienung. Moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft (enthält 3 „Floating Lizenzen“ zur zeitgleichen Darstellung und Bearbeitung von 3D Volumen); incl. 2D+3D Prüfkörper, EZ 03/21, aus Ausstellung, **47.500,00 €**, A630602S

für sehr schnelle, exzellente cephalometrische Aufnahmen ab 1,9 Sekunden (Kopf Lateral); incl. 2D+3D Prüfkörper sowie Positionier-Platte für Handwurzelaufnahme (Carpus), aus Ausstellung, **58.800,00 €**, N876335S



Dürr Dental VistaVox S Hybrid Röntgengerät für 3D und 2D, 3D-Abbildungsvolumen, das sich an der menschlichen Anatomie orientiert; das kieferförmige Field of View des VistaVox S bildet den diagnostisch relevanten Bereich eines 130 mm Volumens ab und ist somit sichtbar größer als das gängigste Volumen von Ø 80x80 mm; hierdurch bildet der VistaVox S auch den Bereich der hinteren Molaren vollständig ab – für die Diagnostik, z. B. eines impaktierten 8ers, eine essenzielle Voraussetzung; zusätzlich zehn weitere Volumen mit Ø 50x50 mm z. B. bei endodontischen und implantologischen Behandlungen; die Volumen lassen sich je nach nötigem Detailreichtum der Aufnahme wahlweise mit einer Auflösung von 80 oder 120 my nutzen; zusätzlich 17 Panoramaprogramme in bewährter S-Pan-Technologie für den 2D-Bereich, mit CSI-Sensor; 7"-Touch-Display für intuitive Bedienung. Moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft (enthält 3 „Floating Lizenzen“ zur zeitgleichen Darstellung und Bearbeitung von 3D Volumen); incl. 2D+3D Prüfkörper, EZ 03/21, aus Ausstellung, **47.500,00 €**, A630602S



KaVo OP3D Panoramagerät für 2D und 3D Aufnahmen mit FoV 9 x 14 cm, umfassende Panorama-Programme – OPG in nur 9 sec! 4 FoV – 5x5, 6x9, 9x11, 9x14 (HxØ); Volumenhöhe ist von 5 bis 9 cm individuell anpassbar; 4 Auflösungen – Endo, High Res, Standard, LDT; ORTHOfocus™ – automatische Auswahl der besten Schicht; ORTHOselect™ – schnelle Volumenpositionierung; Low Dose Technology™ (LDT) – für Aufnahmen mit sehr geringer Dosis; SMARTVIEW™ 2.0 – Vorschaubildfunktion mit Volumenoptimierung; Software DTX Studio Software, 3D Software On-Demand3D Server + 6x Dental 2D Software CLINIVIEW 11 STARTER DICOM, Prüfkörper 3D + Prüfkörper 2D sowie 3D Workstation, EZ 05/17, aus Ausstellung, **29.900,00 €**, A50346M

EIZO RadiForce MX215 21,3 Zoll schwarz, Befundungsmonitor, 21,3 Zoll TFT Color LCD 4:3, 1200x1600 Bildpunkte, schwarz, ohne Lautsprecher, Display Port, DVI-I, 420 cd/m², VESA 100 mm, geeignet für die Befundung nach DIN 6868-157 RK 5, EZ 04/17, aus Ausstellung, **390,00 €**, A546888M

Med & Org X-Ray Cabinet Auszugselement oben für Sirona Röntgengeräte XG, Auszug nach links öffnend, mit Griffleiste, Inneneinteilung oben: Steckvorrichtung für Prüfkörper und Dokumentationsmappe, Inneneinteilung Mitte: 12 Fächer für Verbrauchsmaterials, Inneneinteilung unten: Steckvorrichtung für Aufbisse, Ausführung: Korpus: KF weiß 85 HG glänzend, Griffleisten: Alu eloxiert, H 1296, B 712, T 90 mm, EZ 12/18, neuwertig, **999,00 €**, N411452S



Orange Dental Green X8, Endo + Speed Master, All-in-one-Sensor DVT/OPG, Multi FOV 4x4, 5x5, 8x5, 8x8, Low Dose/High Res. 2D/3D, Aufnahmesoftware und Ez3D-i Rekonstruktions- und Planungssoftware (5 User), Zusatzmodul Ez3D-i Endo/Ortho/Segmentierung (5 User), Praxis-Set bestehend aus Software byzz next ray, (10 User) und 2D/3D Konstanzprüfkörper-Set sowie Röntgen-PC, inklusive Standfuß, EZ 07/21, aus Ausstellung, **57.500,00 €**, A902688S



Orange Dental PaX-i 3D Green next 12, All-in-one-Sensor DVT/OPG, Low Dose/High Res. 2D/3D, Multi FOV 5x5, 8x5, 8x9, 12x9, inkl. Aufnahmesoftware u. Ez3D-i Rekonstruktions- u. Planungssoftware (5 User), inkl. Praxis-Set bestehend aus Software byzznext ray (10 User) und 2D/3D Konstanzprüfkörper-Set, inklusive Standfuß, mit Röntgen-PC/Monitor, Garantieverlängerung des Herstellers auf 10 Jahre incl., EZ 09/20, aus Ausstellung, **66.900,00 €**, A648885M

4. STERILISATION

Hawo ValiPak hd 380 WSI-V, dauerbeheiztes Kompaktsiegelgerät; validierbar gemäß ISO 11607-2, mit

automatischer Überwachung der Prozessparameter Siegelzeit, Siegeltemperatur und Anpressdruck; Alarmfunktion akustisch und visuell im Display bei Abweichungen von den vorgegebenen Parametern, integrierte Abschneidevorrichtung, Stück- und Betriebsstundenzähler, Wandaufhängung möglich, Aufheizzeit ca. 2 min., automatische Stand-by-Funktion und Seal Check-Funktion zur routinemäßigen Kontrolle der Siegelnaht, Versiegelungstemperatur: 190 °C (bitte beachten bei der Auswahl von Sterilgutverpackungen), Schnittstellen: 2x RS 232, EZ 11/19, gebraucht, **490,00 €**, G421866D



Hawo ValiPak hd 480 WSI-V, dauerbeheiztes Siegelgerät; validierbar gemäß ISO 11607-2; benutzerfreundliche Bedienung mittels Kommunikations-Apps auf einem hochauflösenden 4,3-Zoll-Touchscreen; mit automatischer Überwachung der Prozessparameter Siegelzeit, Siegeltemperatur und Anpressdruck; Alarmfunktion akustisch und visuell im Display bei Abweichungen von den vorgegebenen Parametern; integrierter Stück- und Betriebsstundenzähler; integrierte Abschneidevorrichtung; Wandaufhängung möglich; Aufheizzeit ca. 2 min.; automatische Stand-by-Funktion; Seal Check-Funktion zur routinemäßigen Kontrolle der Siegelnaht, technische Daten: Stromanschluss 230 V, 50/60 Hz, 100 W, Siegelnahtbreite ca. 10 mm, Anzeige 4,3-Zoll-Touchscreen, Schnittstellen 4x USB, 1x RS 232 und 1x Ethernet, EZ 04/16, gebraucht, **650,00 €**, A545815S



Melag MELAprint 60 Barcode-Etikettendrucker, netzwerkfähig, für die direkte Kommunikation mit den Autoklaven der Premium-Klasse, der Cliniclave Serie, Careclave und der Software MELAtrace konzipiert; kann direkt an die Netzwerk-Schnittstelle des Autoklaven angeschlossen oder in das bestehende Praxis-Netzwerk und MELAtrace eingebunden werden; nach Freigabe des erfolgreichen Sterilisationsprogrammes am Bildschirm des Autoklaven erfolgt der Ausdruck von Etiketten zur Kennzeichnung der verpackten Instrumente mit MELAprint 60; zusätzlicher PC im Aufbereitungsraum und externe Software zur Freigabe ist nicht erforderlich; Etiketten enthalten Informationen über das Sterilisationsdatum, der Tagescharge, gegebenenfalls die Beurteilung des Prüfkörpersystems (z.B. MELAcontrol) und die Personalnummer der Person, welche die Instrumente zur Anwendung freigegeben hat, gebraucht, **290,00 €**, A400612S

5. VERSCHIEDENES

3M Espe Capmix, Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln mit einer

Mischfrequenz von 4.300 Schwingungen pro Minute, programmierbare Mischzeiten von 1-39 Sekunden, 10 und 15 Sekunden direkt anwählbar, EZ 11/20, Vorführgerät, **320,00 €**, G6100585HH



3M Espe Elipar LED, Handstück mit eingebauten Li-Ion Akku, Lichtabgabe von 1.200 mW/cm², Steckernetzteil zum Aufladen des Akkus, gebraucht, **250,00 €**, G424311S

Acteon Scan Wave Polymerisationslampe, vier Hochleistungs-Dioden: Emissionsspektrum von 390-510 nm für spezifische Aushärtung aller polymerisierbaren Dentalmaterialien; Bonding-Menü für Kleber/Adhäsive, 2 Aushärtungsmodi, Scan-Menü: Universalmodus für Füllungsmaterial, 2 Aushärtungsmodi, abnehmbarer Lichtleiter, Ladestation mit Abflusssrille f. Desinfektionsmittel, integr. Laserpointer zur Lichtleiterausrichtung, gebraucht, **150,00 €**, G433718S

Adeptwater BacTerminator, Einzelstuhl-Absicherung, Wasser-Aufbereitung für 1 Behandlungseinheit (Pumpe ausgelegt für 1 Einheit), ersetzt die freie Fall-Strecke; das System sorgt durch Filtration und Desinfektion ohne Zuführung von Chemie für sauberes Wasser in Trinkwasserqualität in der Dentaleinheit, herstellergesichert, gebraucht, **1.250,00 €**, G613418M



Anthos Arbeitsstuhl S7, Polster Leuchttend-Silber 137, EZ 07/19, Vorführgerät, **390,00 €**, A361964A

Anthos Geräteleuchte Venus Plus-L LED, Typ 77A06470 zur Umrüstung/Nachrüstung von Anthos Einheiten A7+ Typ 71BY..., EZ 06/13, gebraucht, **900,00 €**, A465268N

Cattani Trockenabsaugung Flux Jet komplett 400 V für max. 4 Arbeitsplätze, mit Steuertafel, max. Unterdruck: 150 mbar, Flussleistung: 3.300 l/min., max. 4 Arbeitsplätze gleichzeitig (100 % Gleichzeitigkeitsfaktor), mit Abluftschalldämpfer, Nebenluftventil, Luftschlauch D 50mm, 1m Abluftschlauch, 4 Gummifüße sowie 2x HTR-Reduktion 75-50, EZ 10/21, neuwertig, **1.950,00 €**, N188509A

freefax 08000 . 40 00 44 - www.henryschein-dental.de/fundgrube

Hannover
Tel. 0511 . 615 21 74
info.hannover@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Göttingen

Leipzig
Tel. 0341 . 215 99 53
info.leipzig@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Cottbus, Dresden

München
Tel. 089 . 97 89 91 21
info.muenchen@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Landshut, Augsburg, Passau

Nürnberg
Tel. 0911 . 521 43 72
info.nuernberg@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Erfurt, Hof, Jena, Würzburg

Stuttgart
Tel. 0711 . 715 09 25
info.stuttgart@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Göppingen, Freiburg, Heidelberg, Ulm/Donau

Erfolg verbindet.



Dentsply Sirona Hugo Arbeitssessel, OptiMotion – flexible Neigung der vorderen linken oder rechten Sitzflächenhälfte, mit Handauslösung, lange Gasfeder, Polster Platin, gebraucht, **650,00 €**, N318001S

Dentsply Sirona Lichtmotor BL-ISO C LED mit Schlauch, zur Verwendung mit Einheiten Sirona Teneo, Sinius VSE bzw. TS (nicht für Sinius Schwingengeräte), kollektorloser Motor, sterilisierbar, Drehmoment für Endodontiefunktion regelbar, Drehzahlbereich 90-40.000/min, passend für Hand- und Winkelstücke System T1 Line mit integrierter ISO Schnittstelle INTRAmatic® LUX, EZ 11/20, aus Ausstellung, **1.890,00 €**, N424836S

Dentsply Sirona SmartLite FOCUS, Polymerisationslampe im schmalen Pen-Style-Design für direkte und indirekte Restauration; fokussiert auf zuverlässige Lichtleistung; einfache Handhabung durch Ein-Knopf-Bedienung und nur einem Modus; nahezu permanente Verfügbarkeit durch verschiedene Lademodi, Leuchtdiode: 3 Watt LED, Wellenlängenbereich: 460 nm bis 490 nm, Lichtintensität: 1000 mW/cm², gebraucht, **150,00 €**, G478279F

Online ist mehr drin!

www.henryschein-dental.de

DTS Design Cart 40 mit 1 Schublade, 3 Ablagen, 2 Schukosteckdosen, Rahmenhöhe: 3,5 cm, Schublade innen: 25x27x5,5 cm, Abstand zw. oberem und mittlerem Tray 26 cm, Abstand zw. mittlerem und unterem Tray 34,5 cm, Stellfläche Trayplatten: 38x36 cm, Maße (TxBxH): 54x40x93 cm, aus Ausstellung, **275,00 €**, A343765M

Dürr Dental Hygowater Compact, Wasseraufbereitung für dentale Behandlungseinheiten, dezentrales Gerät, Plug & Play Installation für 1-2 Behandlungseinheiten, Maße (HxBxT): 38x16,6x28 cm, ohne DVGW-Zertifikat, bedingt bauseitige/geräteseitige freie Fallstrecke, gebraucht, **990,00 €**, A831044S

Dürr Dental Hygowater Filling Station, Füllstation mit einstellbarer Wassermenge und freiem Auslauf, Gerätemodul zum Befüllen von Bottle-Systemen dentaler Behandlungseinheiten, in der Installationskombination mit dem Hygowater Compact wird Wasser in Trinkwasserqualität erzeugt, Maße (HxBxT): 43x14,5x9,5 cm, Konformität: Richtlinie 93/42/EWG, DIN EN ISO 13485, EN 1717-EA, gebraucht, **400,00 €**, A831045S

Dürr Dental Kombinations-Saugeinheit VSA 900, 230V, zentral, bis 5 Arbeitsplätze bei 3 Behandlern gleichzeitig, mit Amalgamabscheider, Boden/Wandkonsole und Steuereinheit, 230V, 50 Hz, EZ 11/19, aus Ausstellung, **4.650,00 €**, N653424S

Dürr Dental Nassabsaugung VS 600, 400 Volt, bis zu 3 Arbeitsplätze bei 2 Behandlern gleichzeitig, mit Steuereinheit 400V, EZ 08/19, neuwertig, **2.250,00 €**, N631486N

Dürr Dental Tyscor VS2 Kombinations-Saugeinheit nass, zentral, mit Radial-Technologie, bis zu 3 Arbeitsplätze bei 2 Behandlern gleichzeitig, 230V, 50Hz, mit Steuereinheit 230V, netzwerkfähig, EZ 09/18, gebraucht, **1.950,00 €**, G522871L

Dürr Dental Variosuc VS, fahrbar, für 1 Behandler, mit VS 300 S Kombinationssaugeinheit, 230 V, 50 Hz, Schlauchablage Comfort GFK, Sekretbehälter, nur kurzzeitig in Benutzung gewesen, EZ 04/20, gebraucht, **2.630,00 €**, N202863D

Faro Siderea LED Deckenbeleuchtung, Deckenleuchte mit multidirektionalem Licht, verhindert Schattenzonen, verschiedene Farbtemperaturen bis zu 3.000 LUX (in 1,4 m Abstand), Abmessungen 1.605x645 mm, Leistung max.

300W, Farbtemperatur indirekt: 4.000 K / direkt: 6.500 K, Steuerung über Fernbedienung oder App, EZ 06/19, aus Ausstellung, **1.950,00 €**, A745147PA



GC EUROPE D-Light Pro Kit LED – Polymerisationslampe mit Multifunktion, leistungsstarke LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge und verschiedenen Möglichkeiten; Aushärten: HP Modus - High Power / 1.400 mW/cm², blaue LED mit Wellenlänge von 460-465 nm, violette LED mit Wellenlänge von 400-405 nm, effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Initiatoren; Schützen: LP Modus - Low Power mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z.B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an die Pulpa liegt; Erkennen: DT Modus - Detection Mode – verwendet ausschließlich UV-nahes Licht, Visualisierung von Plaque, Visualisierung von infiziertem Dentin, Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten, Bewertung von Bakterienaktivität z.B. in den Fissuren, Visualisierung von fluoreszierenden Materialien, Bewertung der Risttiefe, EZ 01/18, Vorführgerät, **490,00 €**, G645299S



Haerberle Fuego cuatro mit Lift für Laptop grau, höhe 960 mm, grau, 2 Platten, Schublade, Drahtkorb hinten, 4-fach Steckdosenleiste, Sondenhalter, Lift Belastung max. 9,2 kg, EZ 08/19, gebraucht, **490,00 €**, A504504S



Harry Hocker Sattelsitz Jumper, Fußkreuz: Aluminiumgestell SCORE Ø 54 cm, Höhenverstellung: ca. 59-77 cm, #MID31 mit Balance für Sattelstuhl „JUMPER“ von SCORE, Höhenverstellung und Einstellung der Bewegung (Dreh-Ring +/-), Sitzhöhung durch Balance-System ca. +3-4 cm, Polster Anthrazit #K85 (STAMSKIN), EZ 08/21, Vorführgerät, **440,00 €**, A478030H

HS Viruskiller VK 401 Luftreinigungssystem, Luft-Reinigungssystem zur Wandmontage für einen optimalen Luft-



strom; hohe Luftaustauschkapazität, ideal für Behandlungs- und Warteräume in der Zahnarztpraxis für Flächen bis ca. 16m², bis zu 6-facher Luftaustausch pro Stunde; kontaminierte Umgebungsluft wird an der Vorderseite des Geräts angesaugt, gefiltert, in einer UV-C Reaktorkammer (ultraviolettes Licht) desinfiziert und danach an den Seiten wieder abgegeben; Montage idealerweise an der Wand über Kopfhöhe (ca. 2,30 m) am Fußende der Behandlungseinheit, um Mikrotröpfchen und Krankheitserreger aus der Luft zu entfernen; bis zu 99,999 % Entfernung/Eliminierung der meisten Viren, Bakterien, Schimmel, Pilzen, Feinstaub und Partikeln, Gerüchen und giftigen Gasen; EZ 09/20, aus Ausstellung, **590,00 €**, A893835S



Intensiv Ortho Professional Kit, mit Licht, kalibriertes und effizientes Stripping in der Kieferorthopädie, für kieferorthopädische Behandlungen von Zahn-Engständen, interproximale Platzgewinnung mittels Stripping (IPR), präzise, kalibrierte Reduktion der proximalen Schmelzanteile in schrittweisem protokolliertem Vorgehen, gebraucht, **699,00 €**, A809481N



KaVo Arbeitssessel Physio 5007, gebraucht, **350,00 €**, A130733S

KaVo Intramatic L K-Lux Motor 181 L, Luftmotor, Drehzahlbereich 5.000-20.000 min⁻¹, 4-Loch LUX-Anschluss, INTRAmatic LUX Kupplung, mit Licht und Spray, EZ 03/18, aus Ausstellung, **530,00 €**, N4593005D

TBH DF 230 Extraorale Aerosol-Absaugung am Behandlungsstuhl, bei der Behandlung aufgewirbelte Viren, Aerosole, etc. werden direkt an der Einheit in der Nähe des Patientenmunds abgesaugt und gefiltert; schafft eine sichere Arbeitsumgebung für Patienten, Ärzte und das medizinische Personal; einfache Bedienung und Filterwechsel, der neue patentierte Inline-Patientenfilter, welcher

im ebenso neuen, thermodesinfizierbaren Erfassungselement sitzt, schützt vor Verunreinigungen des Absaugrohrs; ausgestattet mit einem H13 Schwebstofffilter, der nach EN1822 geprüft wird; Abscheidegrad von Partikeln, Viren, Bakterien von 99,95 %, nach aktuellem Kenntnisstand wird z.B. auch der Coronavirus zu mind. 99,95 % abgeschieden; die Adsorption der gasförmigen Substanzen erfolgt mit Aktivkohle und BAC Granulat, ergänzend hierzu wird ein sehr breites Spektrum an Gasen und Gerüchen aufgefangen, EZ 12/20, aus Ausstellung, **1.480,00 €**, N897524S



Kerr Demi Ultra LED, in nur 40 Sekunden voll aufladbarer U-40 Ultrakondensator, einheitliche Aushärtungstiefe bei niedrigen Temperaturen, technische Daten: Lichtleistung: 1100-1330 mW/cm², Wellenlänge: 450-470 nm, Abmessung Handstück (LxB): 27,0x3,3 cm, Gewicht Handstück: 184 g, gebraucht, **350,00 €**, A495985S



UP Dental Valo, LED-Polymerisationsleuchte mit einer um 50 % größeren Linse (12 mm), Breitband-LEDs mit hoher Lichtenergie, härten alle Dentalmaterialien aus, optimal gebündelter Lichtstrahl, drei Polymerisations-Modi: Standard Power (1.000 m/cm²), High Power Plus (1.600 m/cm²) und Xtra Power (3.200 m/cm²), funktioniert mit zwei preiswerten, wiederaufladbaren Batterien, EZ 11/18, Vorführgerät, **550,00 €**, G753721S



XO-Care XO Stool Sattel, Sitzhöhe 60-86 cm, Polsterfarbe XB150 Black Grey, EZ 04/19, Vorführgerät, **699,00 €**, A644785H

6. CAD/CAM – LASER

3Shape Trios 3 Basic Move+ Stifform, Cart-Version mit eingebautem PC, einfacher „Scan-and-send“-Workflow zum Einstieg in die digitale Zahnmedizin, fertigungsbereite Scans können an eine große Auswahl an Behandlungsanbieter und an über 20 000 Labore zur

**NICHT FÜNDIG
GEWORDEN?**

Weitere Artikel und Bilder finden Sie unter www.henryschein-dental.de/fundgrube.



6. CAD/CAM – LASER

Fertigung gesendet werden, Einbindung von Patienten dank realistischer Farben und Zahnfarbbestimmung, einfacher Scanvorgang durch AI-Scantechnologie, EZ 12/19, neuwertig, **18.500,00 €**, N50546M

3Shape Trios 3 POD für digitale Abformungen mit Stifform-Handstück, tragbarer, leichter Pod mit Farbscanner, Verbindung erfolgt über USB mit geeignetem Laptop (Laptop nicht im Preis enthalten), kabelgebundenes Handstück in STIFT-Form, mit Trios Software-Lizenz Only, in der Lizenz-Variante Trios-Only fallen keine weiteren Lizenzkosten an, EZ 09/17, Vorführgerät, **11.650,00 €**, A595385HH

3Shape Trios 3 wireless POD für digitale Abformungen mit Handgriff-Form Handstück, bestehend aus TRIOS3 portabel, Handstück kabellos mit Handgriff-Form, zum Scannen der Oberfläche in Farbe, Zubehörfolder inkl. 6 Ersatzspitzen und Kalibrierer und Anschlusskabel, in der Lizenz-Variante Trios-Only fallen keine weiteren Lizenzkosten an, EZ 05/17, Vorführgerät, **13.500,00 €**, A650330D



3Shape Trios 4 Move+ kabellos, Cart Version mit integriertem PV und kabellosem Stifform-Handstück, mit Trios Software-Lizenz Only, in der Lizenz-Variante Trios-Only fallen keine weiteren Lizenzkosten an, EZ 08/19, Vorführgerät, **19.900,00 €**, A830432B



A.R.C. Diodenlaser Q 445Wave, dental Diodenlaser mit der Wellenlänge 445 nm - 4 Watt, mit Dockingstation zur Erweiterung um die Wellenlänge 810 nm mit 2 Watt, EZ 05/18, Vorführgerät, **7.800,00 €**, A618754S

Dentsply Sirona Cerec AC Omnicam Aufnahmeeinheit, puderfreies Scannen und präzise 3D-Aufnahmen in natürlichen Farben, die CEREC Omnicam macht für Sie das Aufnehmen leicht, intuitiv und ergonomisch; bestehend aus integriertem Spezial-PC, Funksendemodul zur Verbindung mit den CEREC Schleifeinheiten, WLAN Karte, EZ 12/18, neuwertig, **16.500,00 €**, N50181S

Dentsply Sirona Cerec MC XL Premium Schleifeinheit, Touchscreen, vier Motoren, Glasskeramiken (ca. 10 Minuten für eine Krone), Anwendungsgebiete: Inlays, Onlays, Kronen Veneers, Brücken, Bohrschablonen, Abutments, alle CAD/CAM -Materialien (Kunststoff, Keramik, Metall), Blockgröße bis 85 mm, Trockenfräsen von Zirkondioxid mit optionaler Absaugung möglich, incl. Funkmodul BM, EZ 12/20, Vorführgerät, **28.500,00 €**, L50199WH

Dentsply Sirona Cerec Primemill Schleif- und Fräseinheit, vielfältige Indikationen wie Kronen, Inlays, Onlays, Veneers, Brücken, Abutments und Bohrschablonen, Blockgröße von bis zu 70 mm, 7-Zoll Touch Interface, Blockscanner und RFID Tool Reader für einen einfacheren und schnelleren Workflow, Super Fast-Modus für Zirkonoxidkronen, Hochgeschwindigkeitstechnologie mit Doppelspindel und 4 Achsen, EZ 12/19, Vorführgerät, **31.750,00 €**, N50603L



Dentsply Sirona Cerec Omnicam AC2 mit Touchpad, digitales Aufnahmesystem für den Cerec Chairside Workflow, kleinster verfügbarer Scanner, besonders bequem im Handling, scannt puderfrei und in Farbe, best. aus: CEREC Omnicam Scanner, integriertem Spezial-PC, Touchpad, Funksendemodul zur Verbindung mit geeigneten CEREC Schleifeinheiten, WLAN Karte, Windows 10, 64 bit, 21,5 Zoll TFT LED Touch Monitor, Lizenzstick (mit Connect Lizenz), Connect Software installiert (Lizenz enthalten), CEREC Software installiert (Lizenz enthalten), Inbox Lizenz enthalten, Open Scan Export Lizenz enthalten, EZ 11/19, aus Ausstellung, **23.500,00 €**, A50518B

Dentsply Sirona In EOS X5 Extroralscanner 5-achsiger, vollautomatisch: Das einzigartige Bedienkonzept ist auf höchste Effizienz bei allen Scanaufgaben programmiert; zusätzliche Möglichkeit des manuellen Scannens; zeitsparend: Die innovative 5-Achs-Technologie mit Roboterarm und die exakte Festlegung des Scanbereichs sorgen für eine schnelle automatische Positionierung, reduzieren die Datenmenge und beschleunigen die anschließende Modellberechnung; hohe Genauigkeit: Die neue Scantechnologie mit herausragender Genauigkeit, Tiefenschärfe und Autofocus-Funktion bildet die exakte Basis für Ihre Konstruktion und Fertigung; mit Inlab PC WIN 10 (ohne Monitor) und Software 20.0 (komplette Software-Module Basis-, Schnittstellen-, Implantologie-, Herausnehmbarer Zahnersatz Modul), EZ 09/18, aus Ausstellung, **13.500,00 €**, A50206HH

Zahnmatrix online

www.henryschein-dental.de/zaehne

Dentsply Sirona Primescan AC für digitale Abformung, Vollkieferscans (OK, UK, Bissregistrierung, Modellberechnung) in ca. 2-3 Minuten möglich; jederzeit einsatzbereit durch kontinuierliche Selbsterwärmung; fotorealistische und hochpräzise Daten durch Verarbeitung von mehr als 50.000 Bildern pro Sekunde; schnelles und einfaches Scannen aller dentalen Oberflächen, einschließlich Metallkronen, einfaches Scannen von großen unbezahnten Bereichen und Gaumen; digitale Schnarcherschienen-Therapie in Verbindung mit Panthera Dental; offenen STL-Scandaten, die lokal gespeichert und per E-Mail versandt werden können, 1 Connect Case Center Inbox Lizenz im Lieferumfang enthalten, EZ 12/20, Vorführgerät, **28.500,00 €**, L50514WH

Dentsply Sirona Inlab MC X5 Fräsmaschine, 5-achsiges Fräsen und Schleifen zur Bearbeitung von Ronden und Blöcken; Nass- und Trocken-Bearbeitung bzw. kombinierte Nass-/Trockenbearbeitung, automatischer Werkzeugwech-

sel und materialspezifisch konfigurierbare Werkzeugmagazine; offen für die Fertigung fremder Restaurationsdaten im STL-Format, Softwareversion 20 inLab CAM SW (inkl. DVD), inLab CAM Lizenz (erlaubt unbegrenztes Fräsen und Schleifen mit der inLab CAM SW sowie Importieren von Restaurationen im STL-Format), Modul Implantologie zum Designen von individuellen Abutments, Multilayerstrukturen auf Abutments, direktverschraubten Brücken und Stegen, Bohrschablonen sowie die Nutzung der Funktion Open Galileos Implant; Modul Herausnehmbarer Zahnersatz zum Designen von Prothesen, Teleskopen, Stegen, Attachments, Modellguss, Schienen und individuelle Abformlöfler; Lizenz Schnittstellen für den Import von Scandaten im STL-Format, den Export von Restaurationsdaten im STL/XML-Format, Export von Scandaten im abgestimmten 3Shape-Format, Export von Modelldesigns im STL-Format, Export von Connect Scandaten/Modellen im STL-Format; incl. Garantieverlängerung Sirona auf Gesamt 5 Jahre gemäß Herstellerbedingungen, EZ 01/20, Vorführgerät, **29.800,00 €**, A50261M

Fotona Dentallaser Xpulse 810, handlicher, kleiner Laser für EmuDo-Therapie, zum bevorzugten Einsatz in Parodontologie sowie zur Biostimulation, Herpes- und Aphthertherapie, mit Fußschalter, Gerätehalter Tischplatte, Ladegerät, Touch-Stift, Powermeter Messkopf mit Kabel, 3 Schutzbrillen für Wellenlängen 445, 810, 980, 1064 nm, gebraucht, **3.950,00 €**, G902738GT




Fotona Lightwalker ST Standard (Er.Yag), Hart- und Weichgewebelaser mit rotem Pilotstrahl, mit Absorption in Wasser, Hydroxylapatit (2940 nm), Touchscreen zur Einstellung sämtlicher Laserparameter, 5 verschiedene Pulsmodi für den Er.Yag Laser 10 W max. / 500 mJ (50µs-1000µs), integrierte Airspraybox, Luft- und Wassereinstellung über das Display, EZ 12/14, gebraucht, **7.900,00 €**, G50157F

Freudling CAD/CAM fahrbarer Gerätewagen, Typ SC896.01 zur Aufnahme einer passenden Cerec CAM-Schleifeinheit MC, MC-X oder MCXL, Sichtfensterhaube mit Dichtkante und 2 Klappenhalter, Absperrbar, Schallschluckmatte rückseitig (20 % weniger Lärm), 1 Schwerlastauszug für Cerec-Schleifeinheit, 1 Beschleifschubblende mit Kunststoff-Einsatz, 1 Zentralverschluss für 3 Schubladen, 2 Materialschubladen flach, mit Einteilung (ohne Einsätze), 1 Materialschubblende hoch, mit Einteilung, 1 Abfalleimer, 1 Eimer für Ersatz-Wassersertank, 1 abnehmbare Rückwand, 1 Steckdose, 1 Netzkabel (230V/50-60Hz), 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Masse: B850 x H1450 x T620 mm, Leergewicht 138 kg, EZ 12/16, aus Ausstellung, **990,00 €**, A488146PA

Ivoclar Vivadent PrograMill PM3 Fräsmaschine, 5-Achs Fräsmaschine mit integriertem CNC-PC, automatischer Nass- und Trockenbetrieb, integrierter Werkzeugwechsler, Programill CAM Set inkl RFID Reader: auf die PrograMill-Maschinen abgestimmte CAM Software, RFID Reader dient zum Einlesen der Ronden (Materialart, Größe und Farbe) in die Software, PrograMill Base Set: Absauganlage mit Kühlmittelsystem für automatischen Nass- und Trockenbetrieb, PrograMill/PrograPrint PC, Widescreen Monitor, CAD/CAM Labs. for PrograMill Starter Kit, Gewicht 195 kg, Abmessungen (BxHxT: 870x695x818 mm), EZ 11/20, Vorführgerät, **30.900,00 €**, A888616S

Ivoclar Vivadent PrograMill PM3 Fräsmaschine für Hybrid-Betrieb, automatischer Wechsel zwischen Nass- und Trockenbearbeitung, 20-facher Werkzeugwechsler für ein eigenständiges Fertigen, vollautomatische Materialverwaltung, integrierter Ionisator und automatische Reinigungsfunktion, integrierter CNC-PC, für Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen, Kronen, Brücken, Hybrid-Brücken und Digitale Totalprothesen, komplett mit PrograMill CAM-Set incl. RFID-Reader, PrograMill/PrograPrint PC, Widescreen Bildschirm, CAD/CAM Labs. for PrograMill Starter Kit, Gewicht 220 kg, Abmessungen (BxHxT: 979x695x818 mm), EZ 02/20, neuwertig, **64.900,00 €**, N654258M



VHF Z4 4 Achs-Schleif und Fräsmaschine, automatische Blockspannung, integrierter PC mit Touchscreen und WLAN, kein separates Tablet oder Laptop nötig, eingebauter Kompressor - keine externe Druckluftversorgung nötig, HDMI- und USB-Anschluss vorhanden für externen Monitor und Maus/Tastatur, Fräsen und Schleifen in Ultra-HD, 30 Blockmaterialien von 12 Herstellern können verwendet werden, Titan- und CoCr-PrefabAbutments Bearbeitung, automatischer Werkzeugwechsel mit haptischer Werkzeuglängenmessung und entnehmbaren farblich codierten Werkzeugmagazinen, werkzeugloses Spannen für 1 Block mit runder Aufnahme, Nassbearbeitung ohne Schleifzusatz, EZ 10/19, aus Ausstellung, **19.900,00 €**, A811697S

7. PROPHYLAXE

Acteon AIRnGO Easy KaVo, Airpolisher-Handy mit Doppelfunktion für die prophylaktische supragingivale Politur sowie für subgingivales Polieren, zur Nutzung auf KaVo Schnellkupplung, einfachere Reinigung des Handstücks durch leichtes Auseinandernehmen, gebraucht, **290,00 €**, A549759S



B.A. International Optima 10 LED, kabelloses Lichthärtegerät, Leistung: 1200 mW/cm², 3 Programme (Vollmodus, steigender Modus, pulsierender Modus), Digitalanzeige und einfache Anwendung, Wellenlänge 420-480 nm, Akku 2200 mAh (ca. 200 Anwendungen à 10 Sek.), gebraucht, **99,00 €**, A424273A

EMS Air-Flow Handy 2+ anthrazit NSK QD-J, mit Sprayhandstück 120°, ohne mühsames Installieren, wird einfach auf die passende NSK-Kupplung aufgesteckt, gebraucht, **220,00 €**, N114375M

EMS Air-Flow Handy 3.0 Perio weiß für WH Kupplung, mit Sprayhandstück PERIO für effiziente Biofilamentfernung in den tiefsten Parodontaltaschen, aufzusetzen auf passende W&H-Kupplung, ohne umständliche Installation; einfache Reinigung und Wartung; einfaches Nachfüllen von Pulver mit AIR-FLOW Easy Fill 3.0; 360° Achsendrehung des Sprayhandstücks, EZ 06/18, Vorführgerät, **750,00 €**, A470613F



EMS Air-Flow Handy 3.0 Perio für Sirona Kupplung, mit Sprayhandstück AIR-FLOW PERIO sowie Sprayhandstück AIR-FLOW PLUS, EZ 02/22, Vorführgerät, **1.199,00 €**, A470597A

EMS Air-Flow Handy 3.0, weiß für Anschlussstyp KaVo, Pulverstrahlgerät, einfach aufzusetzen, ohne umständliche Installation; einfache Reinigung und Wartung; einfaches Nachfüllen von Pulver mit AIR-FLOW Easy Fill 3.0; 120° Sprayhandstück zur universellen Anwendung; 360° Achsendrehung des Sprayhandstücks, gebraucht, **190,00 €**, G470605S

EMS Air-Flow One, ermöglicht eine sanfte, sichere und effiziente Entfernung von Biofilm, Verfärbungen und jungem Zahnstein, sowohl sub- als auch supragingival; minimiert den (nachträglichen) Einsatz von Handinstrumenten oder ZEG; Verzicht von Polierbürsten und -kelchen sowie Polierpaste meist möglich; Behandlung erfolgt mit erwärmtem Wasser und einer geregelten Wassertemperatur; kabelloser Fußanlasser mit Boost-Funktion für kurzzeitiges Arbeiten mit Maximalleistung; B-Ware, EZ 07/21, Vorführgerät, **5.690,00 €**, A652062S

8. KAMERAS

Acteon SOPROCARE Kamera Handstück, Dreifachprophylaxe mit Fluoreszenz: im Kariesmodus wird okklusale Karies, im Perimodus alte und neu gebildete Plaque sowie Zahnfleischentzündungen farblich markiert und in einzigartiger Bildqualität dokumentiert; der Makromodus unterstützt bei der Patientenaufklärung und -motivation; mit 7 lichtintensiven LEDs (3 blaue und 4 weiße); mit SOPRO IMAGING Bildbearbeitungssoftware, ohne Docking-Station (diese wird zusätzlich benötigt), EZ 04/18, Vorführgerät, **850,00 €**, N539158D

80.000

Artikel mit aktuellen Preisen
www.henryschein-dental.de

Carestream Kodak 1500 Intraorale Kamera kabellos, patentierte Autofokus-Technologie, mit 2,5m USB Kabel, Docking-Station, Ladestation, Carestream Imaging Software für Windows, gebraucht, **750,00 €**, G400737S

Dürr Dental VistaCam iX HD Smart mit Cam Proof Proxi, intraorale Bilder und Videos in echter HD-Qualität, echte HD Auflösung für alle gängigen Formate bis zu 1280x1024 Pixel, USB 2.0 (3.0 kompatibel), einfache Installation, keine zusätzlichen Treiber notwendig; Wechselkopfprinzip ermöglicht: breites Spektrum von Aufnahmen von Macro bis Extraoral(Cam), präzise Lokalisierung kariöser Läsionen und Plaquedarstellung auf Glatt- und Okklusalfächern (Proof) sowie Kariesdiagnoseunterstützung im Approximalraum (Proxi); mit jeweils zwei handstückintegrierten (oben und unten), drucksensitiven Tasten zur automatischen Fokussierung und Auslösung, mit aktiver Rückmeldung; Fokusbereich 1 mm bis unendlich, mit Cam-, Proof-, sowie Proxi-Wechselkopf, Aufbewahrungsbox, Handstückablage, DBSWIN/VistaSoft Videomodul, VistaEasy/TWAIN und VistaConnect/TWAIN, gebraucht, **2.900,00 €**, G550037F

10. LABOR

Al Dente Aqua Drucktopf 4,5 L mit Füllschlauch, aus Edelstahl (auch geeignet für Induktion) für die Druckpolymerisation, Ventilsystem mit zwei getrennt voneinander arbeitenden Sicherheitsventilen und extra Druckablass-Hebel, mit Manometer und langlebiger Profil-Dichtung im Deckel, Betriebsdruck 2,0 bar, Betriebsüberdruck max. 2,2 bar, Betriebstemperatur 55 °C, EZ 09/19, gebraucht, **130,00 €**, G229431N



B.A. International S5 Supreme Steamer 5 lt 1500W, Edelstahl Tank 5 Liter und 4,5 bar, professionelles Isolationssystem (um Hitze beizubehalten und Energie zu sparen), funktioniert mit normalem Wasser, Sicherheitskappe mit Teflon und Silikonichtung, Indikator für Mindestfüllmenge, Leistung: 1.500 W, Aufheizzeit: 10-15 Minuten, Maße (LxBxH): 220x330x335 mm, EZ 02/18, Vorführgerät, **490,00 €**, G9793789A

Degudent Biodent Vakuum-Pumpe, ölgeschmierte Hochleistungs-Kolben-Vakuumpumpe für Keramiköfen, Anschluss Motor: 230 V / 50 Hz, Ölfüllung: 130 cm³, EZ 04/19, gebraucht, **350,00 €**, A3886517S

Ivoclar Vivadent Programat S1 1600, war nur ca. 2 Monate in Betrieb; kompakter Hochtemperaturofen zum Sintern von ZrO2 Materialien bis zu einer Temperatur von 1.600 °C, schnelle Prozesszeit (75 Minuten für Einzelzähne), hohe Passgenauigkeit der gesinterten Ob-

jekte, geringerer Energieverbrauch und höhere Energieeffizienz (Power Saving Technology), Möglichkeit zur Temperaturkalibration, OSD-Anzeige, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht (27 kg), hohe Servicefreundlichkeit durch abnehmbaren Ofenkopf und robuste Folientastatur, Netzanschluss: 240 V / 50-60 Hz, 8 Ampere, EZ 04/19, gebraucht, **6.990,00 €**, A575612A

11. EDV – ZUBEHÖR



Godex Label I Etikettendrucker, 2 Zoll Thermotransfer-Drucker, leichtes Handling über farbiges TFT-Display mit Navigationsbutton, einfaches Wechseln von Etiketten und Farbband, standardmäßige Ethernet und USB-Schnittstellen, einfache und schnelle Etikettenkalibrierung per Knopfdruck, technische Daten: Druckverfahren Thermotransfer / Thermodirekt, Druckgeschwindigkeit 177 mm/s (7 IPS), Druckbreite 54 mm (2,12Zoll), Speicher: 8 MB Flash (4 MB für Anwendungen) / 16 MB SDRAM. Druckersprache EZPL, GEPL, GZPL automatische Einstellung, Graphikformate: BMP und PCX, Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden, alle andere können durch Software heruntergeladen werden, Schnittstellen: USB, Ethernet, Bedienfeld: farbiges TFT mit Navigationsbutton, automatische Kalibrierungstaste, Ein-Aus-Schalter, Echtzeituhr: Standard, EZ 05/17, Vorführgerät, **170,00 €**, A657709S

12. CHIRURGIE/IMPLANTOLOGIE

KLS Martin Elektrochirurgiegerät MD 62, mit zwei verschiedenen Stromarten für Schneiden und Koagulieren, monoterminale Technik, es muss keine für den Patienten unangenehme Neutralelektrode gelegt werden, bessere Schneide- und Koagulationseigenschaften bei weniger Leistung, automatische Anpassung bei verschiedenen Belastungen, die Leistungsabgabe erhöht sich bei großflächigeren Elektroden, Nennfrequenz 1.000 kHz, Impulsfrequenz 500 kHz, Stromart Schneiden 50 W an 600 Ohm, Stromart Koagulation 30 W an 1.200 Ohm, Maße (HxBxT): 7,8x20,0x18,5 cm, ohne Zubehörsatz, optional stehen zwei Zubehörsätze zur Verfügung: zur Handschaltung Art. 825623 / zur Fußsteuerung Art. 825626, Vorführgerät, **920,00 €**, N5315242S



W&H Piezomed SA-320 Chirurgie Ultraschallgerät, mit hoher Präzision wird ausschließlich Knochensubstanz abgetragen; das umgebende Weichgewebe bleibt unverletzt; Piezomed erkennt das eingesetzte Instrument und schützt es dadurch vor Überlastung; mit der Boost-Funktion kann je nach Modus die eingestellte Grundleistung z. T. kurzzeitig um 20 % erhöht werden; Anwendungsgebiete: Knochenblockentnahme, Lateraler Sinuslift, Extraktion mit Periotom, Kieferkammsspaltung, Mikrometrische Schnitte, Selektive Schnitte; kabellose Fußsteuerung, EZ 07/19, aus Ausstellung, **3.900,00 €**, A654627PA

13. ENDODONTIE

Carl Zeiss Kopflupe EyeMag Pro F, bietet mit der Titan-Brillenfassung einen Träger, in den neben schützenden Sideshields problemlos Korrektionsgläser eingearbeitet werden können; die weiche Softnasenaufgabe und das verstellbare Halteband sorgen für passgenauen, bequemen Sitz; bestehend aus: Systemträger KF Titanbund, optischem System K, inkl. Softcase, Objektivschutz, Berührungsschutz und Sideshields Systemträger KF = Titanfassung mit Steckbügel, Halterung und Verbindungsteil für optische Systeme K, verglast mit CR39 0,0 dpt, EZ 10/13, Vorführgerät, **490,00 €**, N349014F

Fundgrube online

www.henryschein-dental.de/fundgrube

Carl Zeiss Mikroskop Extaro 300 Klassik Plus Paket mit Rollstativ, Augmented Visualization Kit; MORA-Kupplung bietet eine ± 25° seitliche Schwenkbarkeit des Mikroskopes, Anwender behalten ihre komfortable aufrechte Blickposition, auch wenn der Einblickwinkel sich ändert; 180° Schwenktubus ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung durch Anpassung des Schwenkwinkels; Complete communication Integrated HD Video (1080p) HDMI-Ausgang, Netzwerk-Schnittstelle ermöglicht die Verwendung der ZEISS Connect iPad App zur: Kamera-Einstellung inklusive Smart Recording, Patientenberatung, Verwaltung der aufgenommenen Bild- und Videodateien, Anpassung von Bild- und Videodateien; einfache und schnelle Upgrades möglich mit Lizenzen für TrueLight und NoGlare Mode, Fluorescence Mode, DICOM

connectivity, EZ 09/21, Vorführgerät, **28.900,00 €**, A1040732M



Carl Zeiss Mikroskop Extaro 300 Klassik Plus Paket mit Rollstativ, Mikroskop mit einem einzigartigen Bedienkonzept, das häufig benötigte Einstellungsmöglichkeiten in die Nähe des Handgriffs verlagert; Kupplung 120° für bessere Beweglichkeit und Verlängerung des Mikroskoparmes; 180° Schwenktubus ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung durch Anpassung des Schwenkwinkels; 2 Weitwinkel Steckokulare 12,5x, 5fach Vergrößerungswechsler zur schnellen Einstellung des Vergrößerungsfaktors; Varioskop 230 erlaubt die Einstellung des Arbeitsabstandes Ober einen Bereich von 230 mm, so dass Sie immer perfekt fokussieren können ohne Ihre entspannten Arbeitshaltung zu verlassen; TriLED Beleuchtung mit LightBoost mit natürlichem Farbton und Xe ähnlicher Intensität – wartungsfrei; Orange Color Mode zur Modellierung lichtempfindlicher Komposit Materialien; Green Color Mode zur Erhöhung des Kontrasts zwischen Blut und Gewebe; SpotLight motorisierte Apertur zur stufenlosen Einstellung des Beleuchtungsfeld-Durchmessers; MORA Kupplung mit Dokuausgang bietet einen separaten Dokumentationsausgang in Verbindung mit einer ±25° seitlichen Schwenkbarkeit des Mikroskopes; Anwender behalten Ihre komfortable aufrechte Blickposition, auch wenn der Einblickwinkel sich ändert; TrueLight Mode, speziell für dentale Anwendungen optimiert; er verhindert das vorzeitige Aushärten von lichterhärtenden Materialien und erhält dabei die Wahrnehmung von Farbe und Tiefe; No-Glare Mode unterdrückt zusätzlich direkte Lichtreflexe und unterstützt dadurch bei z.B. Farbwahl; Bewertung der Transparenz, Kontrolle von Entmineralisierung und von Fissuren; Augmented Visualization Kit; Photoobjektiv f=340mm für Spiegelreflexkamera, EZ 01/20, Vorführgerät, **21.900,00 €**, A805340GT

Fragen Sie auch nach unseren günstigen Leasing- und Finanzierungsangeboten!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie bei Bedarf unter www.henryschein-dental.de/agb. Die Fundgrube finden Sie auch unter www.henryschein-dental.de/fundgrube. Falls Montage durch uns gewünscht wird, kann diese gesondert in Auftrag gegeben werden. Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten.