

fundgrube



Nicht fündig geworden?

Weitere Artikel und Bilder finden Sie unter www.henryschein-dental.de/fundgrube.

Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH bietet Ihnen Geräte zu attraktiven Preisen an. Es handelt sich hierbei um Gebraucht-, Vorführ- und nicht mehr original verpackte Geräte. Rufen Sie uns bei Interesse an und nennen Sie uns die Artikel-Nummer. **Wir geben Ihnen dazu gerne nähere Auskunft.**

AUSGABE **05.2022**


1. BEHANDLUNGSGERÄTE



Anthos A5 Continental Schwingengerät, Patientenstuhl mit schmaler Rückenlehne, pneumatischer Kopfstütze Komfort mit 3 Gelenken, Armlehne links, Multimediaverkabelung, kabelloser Fußanlasser Power Pedal, Arztelelement mit Standard Schwingbügeln, Display LCD Touch, pneumatischer Bremse für Tragarm, 6F-Spritze abgewinkelt, Lichtturbineneinrichtung, 2x Licht-Mikromotor i-MMr L, ZEG Anthos u-PZ 7 mit Licht, Warmwasserheizung für Spray, Traytablett für 2 Normtrays, Helferinelement mit Doppelgelenkarm (3 Köcher) 3F-Spritze abgewinkelt, Speichel und Saugschlauch mit glatten Absaugschläuchen, Selektivablage für die Absaugung, D3 Wassereinheit zum Anschluss an Nassabsaugung mit Speischale Keramik (Handbewegung), Ventil zur Zentrale Nassabsaugung und Dürr MSBV, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion sowie Bioster/Flushing zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen und A.C.V.S. automatisches System zur Spülung und Desinfektion des Absaugsystems, Boiler für Warmwasser Mundglasfüllung, Geräteleuchte VENUS-PLUS L LED - no touch, 1x Arbeitssessel S7 inkl. Verlängerungskit, 1x Arbeitssessel S8, insgesamt 3 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), Lackierung Anthosweiß, Polsterung Soft Blau 198, EZ 03/21, aus Ausstellung, **22.990,00 €**, A50553M

Ultradent Easy KFO 1, Patientenstuhl UD 2015 mit schmaler Rückenlehne, Kopfstütze Alle mit U-Kopfpolster C2002, kabelgebundener Fußanlasser F10, KFO 1 Element mit Multifunktionsspritze

ohne Heizung, Lichtturbinenschlauch, Lichtmotor KL7S LED, Trayaufnahme für ein Normtray, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher, Anschluss für Airsonic, Anordnung der Köcher v.l.n.r. AIRB/LT/KL/G/K/S, Druckwasserflaschensystem nach DVGW 1 Liter, Wassereinheit U742 mit Mundspülbecken Keramik feststehend, Versorgungselement easy und Anbauträger rund für Nassabsaugung, Lackierung RAL 9010 Reinweiß, Polster Platingrau 9007T (ohne Behandlungsleuchte), EZ 07/20, aus Fehllieferung, war nur kurzzeitig in Betrieb, Lieferung mit Solaris 2 Geräteleuchte gegen Mehrpreis von 4.500 EUR möglich, gebraucht, **13.900,00 €**, G50178F



Anthos A5 International für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Nordic, Standard-Kopfstütze mechanisch, kabelgebundenes Gaspedal Power Pedal, Armlehne links und Fremdgeräteanschluss, Multimediaverkabelung, Arztelelement mit hängenden Schläuchen und mechanischem Tragarm, 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG EMS Piezon LED, asymmetrisches Traytablett für 2 Normtrays, Warmwasserheizung für Spray, Helferinelement / Wassereinheit mit Doppelgelenkarm und 3 Köchern, mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch geriffelt, Mundspülbecken manuell keramisch, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Bioster, Flushing und S.H.S., Selektivablage, Anschluss für Nassabsaugung, Geräteleuchte Venus plus L Led No-Touch, 1 Arbeitssessel S8, Lackierung Anthosweiß, Polster Standard Venedig Rot 135, EZ 07/20, aus Ausstellung, **20.900,00 €**, A50535F



Anthos A5 KFO für Nassabsaugung, Patientenstuhl A2.5 S mit schmaler Rückenlehne, pneumatischer Kopfstütze, Armlehne links, Fußanlasser Power-Pedal kabelgebunden, Helferinelement/Wassereinheit mit 5 Köchern und Doppelgelenkarm v.l.n.r. bestückt mit: Lichtmotor i-MMr L LED, 6F-Spritze, großer Sauger, Speichelzieher, ZEG u-PZ 7 Typ S m. Licht, mit Selektivablage, Traytablett Professional, Mundspülbecken keramisch manuell, Ventil zur Nassabsaugung, Mundspülbeckenventil Dürr, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Flushing Leitungssystem mit Wasser sowie Hygienebehälter SHS, Boiler für Warmwasser, Fremdgeräteanschluss, Behandlungsleuchte Venus Plus L LED No Touch Gerätemodell, Lackierung Anthosweiß, Softpolster Sonderfarbe DKL Mandarin 182, wenig gebraucht, Baujahr 2020, gebraucht, **12.500,00 €**, G50583M

Fundgrube online


www.henryschein-dental.de/fundgrube

Anthos A6 Plus International für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit breitem Oberteil, pneumatischer Kopfstütze, kabelloses Gaspedal Power Pedal, Armlehne links und Fremdgeräteanschluss, Arztelelement mit hängenden Schläuchen und pneumatischem Tragarm, 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 2x Lichtmotor i-MMr L LED, ZEG PZ7 LED für Satelec/Acteon Ansätze, asymmetrisches Traytablett für 2 Normtrays,

Warmwasserheizung für Spray, Helferinelement/Wassereinheit mit Doppelgelenkarm und 3 Köchern, mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch, Mundspülbecken manuell keramisch, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion, Bioster, Flushing und ACVS Saugschlauchspülsystem, Selektivablage, Boiler f. Warmwasser und Anschluss an Nassabsaugung, Geräteleuchte Venus LED MCT von 5.000 Lux bis 50.000 Lux über Potentiometer und IR-Sensor regulierbare Lichtintensität, auf 3 Stufen regulierbare Farbtemperatur: 4.300K, 5.000K, 5.500K, Composite Mode um die Vorpolymerisation zu minimieren, geräuschlos, da Wärmeableitung ohne Lüfter, drehbare Positionierung auf 3 Achsen, Lackierung Anthosweiß, Polster Atlantikblau Soft 198, insgesamt 5 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), EZ 12/21, neuwertig, **28.300,00 €**, N50534S



Dentsply Sirona Sinius für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Funkfußschalter, motorischer Kopfstütze, Lordosefunktion und Fremdgeräteanschluss, Arztelelement an manueller Verschiebebahn mit Sprayvit M, 2x Lichtmotor BL ISO C, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL und Kamera SiroCam AF, Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Saug- und Speichelzieherschlauch, Anschluss für Nassabsaugung, Mundspülbecken Glas, Saugschlauchreinigung chemisch, Monitor Sivation 22" an Leuchtenaufbaustange, Tray mit Tragarm, Kabelsatz 10 m HMDI und Sidexis 4 Vollversion, 1x Arbeitsstuhl Carl manual 1,70-2,05 m, Lackierung Neutralweiß RAL 9016, Polster Lounge Pazifik, EZ 11/20, aus Ausstellung, **42.800,00 €**, A50156S



KaVo Estetica E80 T VISION für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Rückenlehne Comfort, Kopfstütze 2-Gelenk Drucktaste pneumatisch, Komfortkopfpolster, linker Armlehne und Funk-Fußanlasser, Arztelelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen, pneumatischer Bremse für Armsystem, 6er-Instrumentenablage, mit Sprayerwärmung, Lichtturbineneinrichtung, 2x Lichtmotor KL 703 LED, ZEG PiezoLED Scaler, Multifunktionsspritze stehend, Kamera EgoCam One, Trayablage Doppelnormtray und USB-Schnittstelle, Helferinelement/Wassereinheit mit 3-Funktionsspritze, Spraynebelabsaugung und Speichelzieher, Anschluss für Nassabsaugung, motorisches Mundspülbecken Porzellan, DVGW mit Entkeimung sowie Warmwasserboiler, Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED, Gerätemodell mit Tragarm 2-Gelenk und KaVo Screen HD, CONEXIOcom mit Kabelsatz 10 m und CONEXIObase, 2x Physio Evo Arbeitssessel, Lackierung Dentalweiß 240, Polsterung RELAXline Graphite 110, aus Ausstellung, **46.900,00 €**, A50266M

KaVo Estetica E70 T VISION für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Rückenlehne Progress, motorischer Kopfstütze, Komfortkopfpolster, Abdeckhaube Standard, Fußanlasser Funk, Armlehne links und rechts, Arztelelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen mit pneumatischer Bremse, LT-Schlauch mit mit Multiflex Lux-Kupplung 465 LED, 2x Lichtmotor KL703 LED, ZEG Piezo LED, Multifunktionsspritze stehend, Trayablage Doppelnormtray, Sprayerwärmung, Helferinelement/Wassereinheit mit 3F-Spritze, Speichelzieher und Saugschlauch, motorisches Mundspülbecken aus Porzellan, Wasserblock DVGW, Warmwasserboiler, Anschluss für Nassabsaugung, Geräteleuchte KaVoLUX 540 LED, 2x Arbeitssessel Physio EVO,

1. BEHANDLUNGSGERÄTE

Lackierung Dentalweiß, Relaxline Softpolster Graphit 110, EZ 07/21, neuwertig, **43.900,00 €**, N50267D



Anthos A7 Plus International für Nassabsaugung, Patientenstuhl A 2.7 mit breiter Rückenlehne, Soft Motion und Sliding mit 3-Gelenk-Kopfstütze Komfort, Armlehne links fest, Armlehne rechts, beweglich, abnehmbar, Schnellanschluss Wasser, Druckluft und elektrische Speisung, kabelgebundenes Power-Pedal, Arztelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen, Display Full Touch MULTIMEDIA 7" und USB-Anschluss mit 6F-Spritze LED, Lichtturbinenschlauch, 1x Lichtmikromotor i-MMs LED, 1x Motor i-IMMR-L ZEG u-PZ 7S mit F.O. mit 4 Einsätzen, Aufnahme 6. Instrument mit Kameramodul und Kamera C-U2 HD sowie Macro Lens Cap für C-U2 HD, Apex Locator und Reziproker Modus i-MMs, Traytablett asym. für 2 Normtrays; Helferinelement/Wassereinheit mit 3 Köchern, 6F-Spritze Spraynebelabsaugung und Speichelzieher (geriffelte Saugschläuche), Mundspülbecken Keramik elektromechanisch, Abdeckung Polynesiengrün 123, Anschluss für Nassabsaugung, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion sowie Bioster/Flushing zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen, Selektivablage, Boiler Warmwasser Mundglasfüllung, Geräteleuchte Venus LED MCT von 5.000 Lux bis 50.000 Lux über Potentiometer und IR-Sensor regulierbare Lichtintensität, auf 3 Stufen regulierbare Farbtemperatur: 4.300K, 5.000K, 5.500K, Composite Mode um die Vorpolymerisation zu minimieren, geräuschlos, da Wärmeableitung ohne Lüfter, drehbare Positionierung auf 3 Achsen, Medical Monitor Barco 22 Zoll TOUCH an 2-Gelenkarm Monitor, Multimedia Verkabelung, 2x Arbeitsstuhl S9, Softpolster Polynesiengrün 193, insgesamt 3 Jahre Herstellergarantie (jährliche Wartung vorausgesetzt), EZ 09/19, aus Ausstellung, **28.750,00 €**, A50533H



Anthos A7 Plus International für Nassabsaugung, Patientenstuhl A

2.7 mit Rückenlehne nordic, 3-Gelenk-Kopfstütze Komfort, Armlehne links, kabelgebundenes Power-Pedal, Multimedia-Verkabelung, Arztelement Tischgerät mit hängenden Schläuchen, Display Full Touch MULTIMEDIA 7" und USB-Anschluss mit 6F-Spritze, Lichtturbinenschlauch, 1x Lichtmikromotor i-MMs LED mit REZIPPEN MODUS, 1x Lichtmotor I-MMR-L, ZEG EMS PIEZON LED, Traytablett asym. für 2 Normtrays, Sprayerwärmung, Helferinelement/Wassereinheit mit 3 Köchern, 6F-Spritze Spraynebelabsaugung und Speichelzieher (geriffelte Saugschläuche), Mundspülbecken Keramik manuell, Anschluss für Nassabsaugung, W.H.E. Wassertrennung nach EN 1717 mit DVGW-Zertifizierung mit permanenter Desinfektion sowie Bioster/Flushing zur autom. Spülung und Desinfektion der inneren Leitungen, zusätzlichem Bottle System SHS Selektivablage, Boiler Warmwasser Mundglasfüllung, Geräteleuchte Venus LED MCT von 5.000 Lux bis 50.000 Lux über Potentiometer und IR-Sensor regulierbare Lichtintensität, auf 3 Stufen regulierbare Farbtemperatur: 4.300K, 5.000K, 5.500K, Composite Mode um die Vorpolymerisation zu minimieren, geräuschlos, da Wärmeableitung ohne Lüfter, drehbare Positionierung auf 3 Achsen, 1 Arbeitssessel S9, Lackierung Anthosweiß, Polster Soft 198 Atlantikblau, EZ 07/20, aus Ausstellung, **24.900,00 €**, A50533F

Online ist mehr drin!

www.henryschein-dental.de

Dentsply Sirona Sinus CS Schwingbühlgerät mit Amalgamabscheider, Patientenstuhl mit Funkfußschalter, motorischer Kopfstütze, Fremdgeräteanschluss und Adapterplatte, Arztelement, Tischgerät mit Schwingbühlgerät mit Sprayvit M, 2x Motor BL-ISO LED, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL LED, schwenkbarer Trayhalter für 2 Normtrays, Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Speichelzieher und Saugschlauch, Amalgamabscheider, Saugschlauchreinigung chemisch und Mundspülbecken Glas, Geräteleuchte LEDview Plus, 1 Arbeitssessel Carl manual lang, Lackierung Neutralweiß, Polster Lounge Merlot, EZ 12/2021, neuwertig, **41.500,00 €**, N50162S

Dentsply Sirona Sinus für Nassabsaugung, Patientenstuhl mit Funkfußschalter, manueller Doppelgelenkkopfstütze und Adapterplatte, Arztelement an manueller Verschiebebahn mit Sprayvit M, 2x Lichtmotor BL ISO C, Lichtturbinenschlauch, ZEG Sirosonic TL, Helferinelement/Wassereinheit mit Sprayvit M, Saug- und Speichelzieherschlauch, Anschluss für Nassabsaugung, Mundspülbecken Glas, Saugschlauchreinigung chemisch, Tray am Trayarm, Lackierung Neutralweiß RAL 9016, Polster Premium Carbon, EZ 11/21, neuwertig, **36.900,00 €**, N50156D

Ultradent Easy KFO 1, Patientenstuhl UD 2015 mit breiter Rückenlehne, Kopfstütze Alle mit U-Kopfpolster C2002, Funkfußanlasser F9, KFO 1 Element mit Multifunktionsspritze ohne Heizung, Lichtturbinenschlauch, Lichtmotor KL7S LED, ZEG EMS Piezon no pain LED, Traytisch U 651, Spraynebelabsaugung, Speichelzieher, Druckwasserflaschensystem nach DVGW 1 Liter, Wassereinheit U742 mit Mundspülbecken Keramik feststehend, Versorgungsselektion easy und Anbauträger rund für Nassabsaugung, Geräteleuchte Solaris

3, Arbeitssessel Iron S Sattelsitz, Lackierung RAL 9010 Reinweiß, Polster Metallgrün 14966 T, EZ 08/20, aus Ausstellung, **25.900,00 €**, A50178F

2. PRAXIS-MÖBEL



3Art Behandlungszeile 4 Elemente, Waschbeckenschrank Klappe mit Tippmechanik, Korb für Abfallbeutel, ohne Armatur, Behandlungsschrank mit 2 flachen und 4 mittleren Schubladen, Behandlungsschrank mit 4 flachen und 3 mittleren Schubladen, Mischerschrank mit einer einschiebbaren Klappe, dahinter ein Auszug mit 2 Steckdosen, 1 mittlere und 1 hohe Schublade, Ausführung: Arbeitsplatte Corian Silver Birch, Korpus melaminharzbeschichtet, weiß, mit 1 mm ABS Kanten und Dichtungsprofil, Front MDF Hochglanzbeschichtung, mit 1 mm ABS Kanten, Griffe Edelstahlsockelgriffe, 244er Bohrabstand, Sockel Tischlerplatte mit HPL Edelstahlbeschichtung, Arbeitsplatte L206 cm, T60 cm mit einem Corian-Becken untergeklebt, EZ 11/16, aus Ausstellung, **3.990,00 €**, A559210H



Dental-Art 4er Schrankzeile TAO, XT115 Seite Dekorblende, TD2 Schrank Kniebedienung und Abfallkorb, TAO5 Schrank mit 1x T1 + 4x T2, TAO4 Schrank mit 3x T2 + 1x T3, X10TAO Tastatur Schublade, ZT1 Untersockel B=500 H=140, X5P Arbeitsplatte aus Corian weiß mit abgeschrägter Kante, LE Corian Waschbeckenschrank, ACC 7x Schubladeneinsatz T1, 7x Schubladeneinsatz T2 u. T3, Maße: HxBxT in cm: 85, 5 x 202 x 52, Farbe: Korpi: Whiteart WA005, Zierleiste: RAL 3000, Corian-Tischplatte: Glacier White, EZ 11/19, aus Ausstellung, **6.250,00 €**, A146546H



Dental-Art Kiper Wertsachenbehälter, (Durchmesser 40 cm) mit Schloss sowie 1 Kleiderbügel, Front Weiß, Korpus schwarz, EZ 01/18, aus Ausstellung, **333,00 €**, A763153H

Geka Designline 6000, 4er Zeile, Schrankseitenwand L in Standardausführung, Waschbecken-Element N0208 mit Porzellanbecken ohne Überlauf, Auszugswagen mit Kniebetätigung, gro-

ßer Abfallkorb (B390 T215 H380), ohne Wassersteuerung, Sensor-Waschtisch-Armatur HD, Chrom mit Infrarot-Elektronik, für Kalt- und Warmwasser (Iqua SOLino L10), Arzt-Element N0521 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 1 Kons.-Fach 12 cm (Inhalt 5 Kappengläser, 1 Fräsator, 3 Bohrerständer, 1 Zupfwattespender, 1 Pelletspender), 3 Schubladen 12 cm; Standard-Element N0786 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 2 Schubladen 12 cm, 1 Schublade 24 cm (alle Schubladen: Vollauszug mit EZD), Geräteschrank N0679 mit 1 Universalauszug 30 cm mit Instrumentenlade, 1 Schublade 12 cm, 1 Schublade 18 cm, 2 Steckdosen, Schrankseitenwand R in Standardausführung; 1 Instrumenteneinsatz N0595 für 6cm-Schublade (Vollauszug)



für Einzelinstrumente, 1 Instrumenteneinsatz N0603 für 6cm-Schublade (Vollauszug) für Instrumentenbündel, Zangen etc., 10-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N0611 für 6cm-Schublade (Vollauszug) 2-fach unterteilt, für 2 Trays, 1 Universaleinsatz N0608 für 6cm-Schublade (Vollauszug) 8-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N2356 für 12cm-Schublade für Einwegabdrucklöfel etc., 8-fach unterteilt; 1 Universaleinsatz N2380 für 12cm-Schublade, mit 5 Fächern; 1 Universaleinsatz N2364 für 12cm-Schublade für Ampullen, Kanülen, Spritzen etc., 6-fach unterteilt; 1 Medikamentendepot N2422 für 12cm-Schublade für Flaschen und Packungen, etc., 10-fach unterteilt; 1 Zementeinsatz N2339 für 12cm-Schublade für Spachtel, Füllmaterial, Anrührplatten, 5-fach unterteilt; 1 Löffelmagazin N2428 für 12cm-Schublade für max. 28 Stück Abdrucklöfel; Ausführung: Korpusfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß, Frontfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß, Griff Chrom matt Cubico; Sockel: Rahmenkonstruktion, HI-MACS® Tischplatte 12mm stark, mit Becken Fontana FO-42 oval - 408x298 mm, ohne Überlauf, inkl. Ablaufadapter und Sieb, mit Standardwandanschluss lose 12x40 mm G015 Midnight Pearl. (alle Schubladen Vollauszug mit EZD), EZ 04/2018, aus Ausstellung, **6.900,00 €**,



Med Org 4er Behandlungszeile Tara, Seitendekorblende, WB-Schrank 340WK05, 10 RH, Rückwand offen, elektrischer Frontauszug, Stromanschluss wird benötigt, ohne Dichtungsprofil, 2x 20 L Abfalleimer, Spritzenbox mit Bijou-Becken weiß, 1 Hahnloch; Behandlungsschrank 340US03 4 Flachschrubladen 1 RH, 3 Schubladen 2 RH; Geräteschrank 340UG02, Einschubklappe 5 RH, lichte Innenhöhe 230mm, 1 Geräteauszug, kein Dichtungsprofil im Bereich der Geräteklappe, 1 Flachschrublade 1 RH, 1 Schublade 4 RH; Behandlungsschrank 340US08 mit 2 Flachschrubladen 1 RH, 2 Schubladen 2 RH, 1 Schublade 4 RH, Seitendekorblende, Sockelblende Höhe 150mm, um 100mm zurückgesetzt; Hinweis: Zeile muss an der Wand befestigt werden; Arbeitsplatte SOLID Snow White 108 mit Bijou Solidbecken, ohne Wandanschlussprofil, Einsätze-Set: 4x 1RH, 2x 2RH, EZ 01/18, aus Ausstellung, **7.250,00 €**, A112709H

ber Abfallkorb (B390 T215 H380), ohne Wassersteuerung, Sensor-Waschtisch-Armatur HD, Chrom mit Infrarot-Elektronik, für Kalt- und Warmwasser (Iqua SOLino L10), Arzt-Element N0521 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 1 Kons.-Fach 12 cm (Inhalt 5 Kappengläser, 1 Fräsator, 3 Bohrerständer, 1 Zupfwattespender, 1 Pelletspender), 3 Schubladen 12 cm; Standard-Element N0786 mit 2 Schubladen 6 cm, inkl. 1R-Einsätze, 2 Schubladen 12 cm, 1 Schublade 24 cm (alle Schubladen: Vollauszug mit EZD), Geräteschrank N0679 mit 1 Universalauszug 30 cm mit Instrumentenlade, 1 Schublade 12 cm, 1 Schublade 18 cm, 2 Steckdosen, Schrankseitenwand R in Standardausführung; 1 Instrumenteneinsatz N0595 für 6cm-Schublade (Vollauszug)

3. RÖNTGEN

Carestream CS 7200 intraoraler Speicherfolienscanner, Speicherfolienscanner für den Betrieb im Behandlungszimmer, einfacher Workflow mit 3 Schritten: Belichten - Scannen - Anzeigen, kompaktes System mit ruhigem Betrieb, schneller, optimaler Workflow, bei dem keine Klicks erforderlich sind, ideal für die alltägliche intraorale Anwendungen (Folienformat 0, 1, 2), Speicherfolien werden nach jedem Scan automatisch gelöscht, drei Scanmodi zur Priorisierung von Geschwindigkeit oder Auflösung, (BxHxT) 130x270x300 mm, Anschluss über USB, EZ 10/20, Vorführgerät, **4.250,00 €**, A547346M

Carestream CS 7600 intraoraler Speicherfolienscanner, vollständig automatisierter und sicherer Workflow, hohe Bildauflösung von 17 LP/mm mit großem Belichtungsbereich, Farb-LCD 7,5 cm/3,5 Zoll, incl. Starterkit mit intelligenten Speicherfolien (4x Größe 2), Aufbewahrungsbox für Speicherfolien, Hygieneschutzhüllen Größe 2, Ethernetkabel RJ 45 Kabel (UTP Kabel), Carestream Dental Imaging Software, EZ 01/20, gebraucht, **3.500,00 €**, G425176N

80.000

Artikel mit aktuellen Preisen

www.henryschein-dental.de

Dürr Dental VistaIntra DC Intraoral-Röntengerät mit langem Arm, DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Dosisflächenprodukt Anzeige, mA- und kV-Werte variabel einstellbar, Lieferumfang: Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und max. 2120 mm Arbeitslänge, Scherenarm, Kontrollpanel, Handauslösung, Strahlenfeldbegrenzung 3x4 cm, EZ 03/18, aus Ausstellung, **3.090,00 €**, A476812N

Dürr Dental VistaIntra DC Intraoral-Röntengerät mit mittlerem Arm, DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Dosisflächenprodukt Anzeige, mA- und kV-Werte variabel einstellbar, Lieferumfang: Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und max. 1820 mm Arbeitslänge, Scherenarm, Kontrollpanel, Handauslösung, Strahlenfeldbegrenzung 3x4 cm, EZ 07/20, neuwertig, **3.490,00 €**, N476808D

Fragen Sie auch nach unseren günstigen Leasing- und Finanzierungsangeboten!



Dürr Dental Vistapano S, 3-Laser-Lichtlinien markieren die exakte Ausrichtung von Frankfurter Horizontalebene, Median-Sagittalebene und Bildschichtebene, Face-to-Face-Positionierung ohne Spiegel, mittels Sprachinformationen, Schnellscan-Modus mit besonders niedriger Strahlendosis, für ein optimales Bildergebnis werden aus mehreren flexib-

IHR DIREKTER DRAHT - Henry Schein Dental

Berlin
Tel. 030 . 34 67 71 52
info.berlin@henryschein.de

Düsseldorf
Tel. 0211 . 528 13 08
info.duesseldorf@henryschein.de

Ettlingen
Tel. 07243 . 727 60
info.ettlingen@henryschein.de

Frankfurt
Tel. 069 . 26 01 71 24
info.frankfurt@henryschein.de

Hamburg
Tel. 040 . 61 18 40 31
info.hamburg@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Dortmund, Münster, Gütersloh

Weitere Niederlassungen in:
Kassel, Saarbrücken

Weitere Niederlassungen in:
Bremen, Kiel, Greifswald, Schwerin

Erfolg verbindet.

len Schichten die schärfsten Bildbereiche selektiert und in einer Aufnahme dargestellt, so bleiben anatomische Gegebenheiten berücksichtigt und z.B. Wurzeln werden sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer scharf dargestellt, Csl Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlung, kleine Stellfläche (nur 113 x 99 cm), super schnell, Panoramaaufnahme ab 7 sek., 7" Touch-Display für intuitives Bedienen, Kinderaufnahmemodus, incl. Prüfkörper, EZ 07/20, aus Ausstellung, **19.750,00 €**, N497221N

Dürr Dental VistaVox S CEPH Hybrid Röntgengerät für 3D und 2D, 3D-Abbildungsvolumen, das sich an der menschlichen Anatomie orientiert; das kieferförmige Field of View des VistaVox S bildet den diagnostisch relevanten Bereich eines 130 mm Volumens ab und ist somit sichtbar größer als das gängigste Volumen von Ø 80 x 80 mm; hierdurch bildet der VistaVox S auch den Bereich der hinteren Molaren vollständig ab – für die Diagnostik, z.B. eines impaktierten 8ers, eine essenzielle Voraussetzung; zusätzlich zehn weitere Volumen mit Ø 50 x 50 mm z.B. bei endodontischen und implantologischen Behandlungen; die Volumen lassen sich je nach nötigem Detailreichtum der Aufnahme wahlweise mit einer Auflösung von 80 oder 120 my nutzen. Zusätzlich 17 Panoramaprogramme in bewährter S-Pan-Technologie für den 2D-Bereich, mit CSI-Sensor; 7"-Touch-Display für intuitive Bedienung; moderne, ergonomische Bildverarbeitungssoftware VistaSoft (enthält 3 „Floating Lizenzen“ zur zeitgleichen Darstellung und Bearbeitung von 3D Volumen), mit Fernröntgen-Einheit (links) inkl. 2. Csl Sensor für sehr schnelle, exzellente cephalometrische Aufnahmen ab 1,9 Sekunden (Kopf Lateral), incl. 2D+3D Prüfkörper sowie Positionierplatte für Handwurzelaufnahme (Carpus), neuwertig, **61.900,00 €**, N876335S



KaVo OP3D Panoramergerät für 2D und 3D Aufnahmen mit FoV 9x14 cm, umfassende Panorama-Programme – OPG in nur 9 sec, 4 FoV - 5x5, 6x9, 9x11, 9x14 (HxØ), Volumenhöhe ist von 5 bis 9 cm individuell anpassbar, 4 Auflösungen – Endo, High Res, Standard, LDT; ORTHOfocus™ – automatische Auswahl der besten Schicht; ORTHOselect™ – schnelle Volumenpositionierung; Low Dose Technology™ (LDT) – für Aufnahmen mit sehr geringer Dosis; SMART-VIEW™ 2.0 – Vorschau bildfunktion mit Volumenoptimierung; mit GPU Karte und Software DTX Studio Software, 3D Software OnDemand3D Server + 6x Dental 2D Software CLINIVIEW 11 STARTER DICOM, Prüfkörper 3D + Prüfkörper 2D sowie 3D Workstation, EZ 04/17, aus Ausstellung, **29.900,00 €**, N50346H

KaVo OP3D PAN (2D-Gerät), 2D Panorama-Röntgengerät mit Bildempfänger CMOS, Pixelgröße (Sensor & Aufnahme 99 µm), Röhrenspannung 60-90

kV, Röhrenstrom 2-16 mA, Scanzeit 9 sec., Bildhöhe 147 mm, Bildprogramme Standard, segmentiert, pädiatrisch, Lat-TMG (Kiefergelenk), Bissflügel; ORTHOfocus™ – Funktion zur automatischen optimalen 2D-Panoramachichtproduktion, incl. 2D Prüfkörper, mit Cliniview 11 SW Large office 10 User, EZ 03/21, aus Ausstellung, **15.900,00 €**, A50530D

KaVo Focus intraorales Röntgengerät, kurzer Arm (176 cm), Montageplatte schmal, mit Rundtubus D6cm 229 mm, EZ 12/19, neuwertig, **2.500,00 €**, N50344D

2% Rabatt
auf Bestellungen über
unseren Online-Shop

www.henryschein-dental.de

Med & Org X-Ray Cabinet Auszugselement oben für Sirona Röntgengeräte XG, Auszug nach links öffnend, mit Griffleiste, Inneneinteilung oben: Steckvorrichtung für Prüfkörper und Dokumentationsmappe, Inneneinteilung Mitte: 12 Fächer für Verbrauchsmaterials, Inneneinteilung unten: Steckvorrichtung für Aufbisse, Ausführung Korpus: KF Weiß 85 HG glänzend, Griffleisten Alu eloxiert, H1296, B712, T90 mm, EZ 12/18, neuwertig, **999,00 €**, N411452S

Orange Dental PaX-i 3D Green nxt 12, All-in-one-Sensor DVT/OPG, Low Dose/High Res. 2D/3D, Multi FOV 5x5, 8x5, 8x9, 12x9; inkl. Aufnahmesoftware u. Ez3D-i Rekonstruktions- u. Planungssoftware (5 User), inkl. Praxis-Set bestehend aus Software byznxt ray (10 User) und 2D/3D Konstanzprüfkörper-Set, inklusive Standfuß, mit Röntgen-PC/Monitor, Garantieverlängerung des Herstellers auf 10 Jahre incl., EZ 09/20, aus Ausstellung, **67.850,00 €**, A648885M

4. STERILISATION

Hawo ValiPak hd 380 WSI-V, dauerbeheiztes Kompaktsiegelgerät; validierbar gemäß ISO 11607-2, mit automatischer Überwachung der Prozessparameter Siegelzeit, Siegeltemperatur und Anpressdruck; Alarmfunktion akustisch und visuell im Display bei Abweichungen von den vorgegebenen Parametern, integrierte Abschneidevorrichtung, Stück- und Betriebsstundenzähler, Wandaufhängung möglich, Aufheizzeit ca. 2 min., automatische Stand-by-Funktion und Seal Check-Funktion zur routinemäßigen Kontrolle der Siegelnaht, Versiegelungstemperatur 190 °C (bitte beachten bei der Auswahl von Sterilgutverpackungen), Schnittstellen 2x RS 232, EZ 11/19, gebraucht, **490,00 €**, G421866D

Melag Meladem 53 Wasser-Aufbereitung, 20 l Harzvolumen, Kapazität bei 10° dH 2.800 l, maximale Durchflussmenge 800 l/h, Maße (ØxH) 24x61,5 cm, EZ 05/17, neuwertig, **1.090,00 €**, N340811D

Melag Melaseal 200 Folienschweißgerät validierbar, validierbares Balkensiegelgerät nach EN ISO 11607-2, schnelle Siegelprozesse durch geringe Aufheiz- und kurze Siegelzeiten, kompakte Abmessungen, USB-Schnittstellen zur Protokollierung per USB-Stick oder PC-Anbindung, Dokumentation der Siegelparameter Druck, Zeit und Temperatur; Energiesparmodus und Seal Check Funktion, ohne Rollenhalter, EZ 03/17, neuwertig, **888,00 €**, N470342D

Melag Melatherm 10 DTB 230V, leistungsfähiger Thermodesinfektor (RDG) nach EN 15883 inkl. CF-Card und MEtherm Starter-Set, mit aktiver Trocknung zum Schutz der Instrumente, integrierte Prozessmedien und Dosiermodul, integrierte Dokumentation mit CF-Card Slot und zwei Netzwerkschnittstellen, Unterbaugerät, technische Daten: Stromanschluss AC 220-240 V, 50 Hz, 1x 16 A, Geräteabmessung (BxTxH): 59,8 x 67,8 x 81,8 cm, EZ 03/17, neuwertig, **5.950,00 €**, N432070D



Melag Rollenhalter Deluxe für Folienschweißgeräte, Rollenhalter passend für MELAseal 100+ und MELAseal 200, aus Ausstellung, **250,00 €**, A813653A

Melag Vacuklav 40 B+ Evolution, kurze Betriebszeiten durch patentierte Doppelmantel-Technologie, Sterilisation von bis zu 8 Tablett, hohe Beladepazität von 9 kg Sterilisiergut, integrierte Dokumentation mit CF-Card-Schreiber und zwei Netzwerk-Schnittstellen, XXL Colour-Touch-Display mit integrierter Freigabesoftware, Energieeffizienz durch Sleep-Mode auf Knopfdruck, Festwasseranschluss zur Kühlung der besonders leistungsfähigen Vakuumanlage, Wasseranschluss/Ablauf erforderlich, elektrischer Anschluss 220-240 V, 50-60 Hz, Kesselgröße Durchmesser 25,0 cm x Länge 35,0 cm, Kesselvolumen 18 Liter, Beladungsmengen max. 9 kg Instrumente 2 kg Textilien, Geräteabmessung (BxHxT) 46,0 x 50,0 x 55,0 cm (Höhe inkl. Display: 56,0 cm), erforderliche Aufstellfläche min. 50 cm tiefe Tischplatte, Gerätegewicht 55 kg, incl. Halterung E, EZ 05/17, neuwertig, **5.870,00 €**, N647485D

Miele Thermodesinfektor PG 8581 AW LD, Außenverkleidung weiß, Leistung/Charge z.B. 22 Übertragungsinstrumente oder Absauger sowie weiteres Spülgut in Ober- und Unterkorb, komfortable Trocknungsunterstützung EcoDry, zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien, Sicherheit durch Spüldruck- und Sprüharmüberwachung, mit Ethernet-Modul XKM 3000 L zur Prozessdokumentation (optional RS232-Modul erhältlich), Technische Daten: Stromanschluss 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3x 16 A (umbaubar auf AC 230 V, 50 Hz), Leistung 9,3 kW, Wasseranschluss: 1x Kaltwasser, 1x Warmwasser, Außenmaße (BxTxH): 60,0 x 60,0 x 82,0 cm, Unterbaugerät (Gerätedeckel optional), Hinweis: bei Geräteeinbau ohne Deckel ist das Abdeckblech ADB erforderlich, gebraucht, **3.900,00 €**, A545867M

5. VERSCHIEDENES

Bien Air Lichtmotor MX, 1600375-001, sterilisierbar, ohne Schlauch und ohne Elektronik, kollektorloser Mikromotor 100-40.000 rpm, max. Drehmoment 3,5 Ncm, gebraucht, **300,00 €**, A203618M

Bien Air Luftmotor Aquilon 830 IR CM mit 4-Loch-Kupplung Unifix, ohne Licht, gebraucht, **180,00 €**, A6335210H

Dentsply Sirona Lichtmotor BL-ISO C LED mit Schlauch, zur Verwendung

mit Einheiten Sirona Teneo, Sinius VSE bzw. TS (nicht für Sinius Schwingengeräte), kollektorloser Motor, sterilisierbar, Drehmoment für Endodontiefunktion regelbar, Drehzahlbereich 90-40.000/min, passend für Hand- und Winkelstücke System T1 Line mit integrierter ISO Schnittstelle INTRAMatic® LUX, EZ 11/20, aus Ausstellung, **1.890,00 €**, N424836S



Anthos Arbeitsstuhl S7, Polster leuchtend Silber 137, EZ 07/19, Vorführgerät, **390,00 €**, A361964A



Dentsply Sirona Arbeitssessel Theo, Polster Orchidee, EZ 08/19, Vorführgerät, **650,00 €**, A50519H

Gebrüder Martin Minicutter Minicutter HF-Chirurgiegerät, für monopolare und bipolare HF-Anwendungen, Ausgangsleistung von 80 Watt in der monopolaren und 70 Watt in der bipolaren Technik, mit Zubehör Hand gross ME82, EZ 01/19, aus Ausstellung, **1.870,00 €**, A316842M



Hager & Werken Sattelsitz mit Rückenlehne, Polster schwarz, EZ 03/15, Vorführgerät, **299,00 €**, A4856089F

Dürr Dental Kombinations-Saugereinheit VSA 900, 230V, zentral, bis 5 Arbeitsplätze bei 3 Behandlern gleichzeitig, mit Amalgamabscheider, Boden/Wandkonsole und Steuereinheit, 230V, 50 Hz, EZ 11/19, aus Ausstellung, **4.650,00 €**, N653424S

Dürr Dental Nassabsaugung VS 600, 400 Volt, bis zu 3 Arbeitsplätze

bei 2 Behandlern gleichzeitig, mit Steuereinheit 400V, EZ 08/19, neuwertig, **2.250,00 €**, N631486N

Dürr Dental Variosuc VS, fahrbar, für 1 Behandler, mit VS 300 S Kombinationssaugereinheit, 230 V, 50 Hz, Schlauchablage Comfort GFK, Sekretbehälter, nur kurzzeitig in Benutzung gewesen, EZ 04/20, gebraucht, **2.750,00 €**, N202863D



Harry Hocker Sattelsitz Jumper, Fußkreuz Aluminiumgestell SCORE Ø 54 cm, Höhenverstellung ca. 59-77 cm, #MID31 mit Balance für Sattelstuhl „JUMPER“ von SCORE, Höhenverstellung und Einstellung der Bewegung (Dreh-Ring +/-), Sitzhöhung durch Balance-System ca. +3-4 cm, Polsterfarbe Anthrazit #K85 (STAMSKIN), EZ 08/21, Vorführgerät, **440,00 €**, A478030H



Ivoclar Vivadent Bluephase G4 mit Radiometer, vollautomatisches Assistenzsystem „Polyvision“, erkennt selbstständig, ob das Handstück während des Belichtungsvorgangs fälschlicherweise bewegt wird; das System weist den Anwender mittels Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert die Belichtungszeit falls nötig automatisch um 20 %; bei sehr starkem Verrutschen des Handstücks weg von der Ausgangsposition schaltet das Handstück selbstständig ab, so dass die Polymerisation anschließend korrekt wiederholt werden kann; Polyvision fungiert auch als intelligenter Blendschutz, d. h. das Lichtgerät lässt sich nicht im freien Raum aktivieren, sondern erst sobald der Lichtleiter direkt über dem zu polymerisierenden Material positioniert wird; zusätzliches Pre-Cure Programm zur Entfernung von überschüssigem Zement; hygienisches Display mit Hintergrundbeleuchtung; Lieferumfang: 1 Ladestation mit integriertem Radiometer, Netzkabel und Netzgerät 1 Handstück, 1 Handstückablage, 1 Lichtleiter 10 mm, EZ 02/19, Vorführgerät, **690,00 €**, N825951D

KaVo Intramatic L K-Lux Motor 181 L, Luftmotor, Drehzahlbereich 5.000–20.000 min⁻¹, 4-Loch LUX-Anschluss, INTRAMatic LUX Kupplung, mit Licht und Spray, EZ 03/18, aus Ausstellung, **650,00 €**, N4593005D

freefax 08000 . 40 00 44 - www.henryschein-dental.de/fundgrube

Hannover
Tel. 05241 . 97 00 30
info.hannover@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Göttingen

Leipzig
Tel. 0341 . 215 99 53
info.leipzig@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Cottbus, Dresden

München
Tel. 089 . 97 89 91 21
info.muenchen@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Landshut, Augsburg, Passau

Nürnberg
Tel. 0911 . 521 43 72
info.nuernberg@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Erfurt, Hof, Jena, Würzburg

Stuttgart
Tel. 0711 . 715 09 25
info.stuttgart@henryschein.de

Weitere Niederlassungen in:
Göppingen, Freiburg, Heidelberg, Ulm/Donau



Erfolg verbindet.



LABKOO Sattelsitz TEX 175, Sitzhöhe 52-72 cm, mit Handbedienung, Polsterfarbe 4340-00002 Schwarz, EZ 02/21, Vorführgerät, **190,00 €**, A407693H

TBH DF 230 Extraorale Aerosol-Absaugung am Behandlungsstuhl, bei der Behandlung aufgewirbelte Viren, Aerosole, etc. werden direkt an der Einheit in der Nähe des Patientenmunds abgesaugt und gefiltert; schafft eine sichere Arbeitsumgebung für Patienten, Ärzte und das medizinische Personal; einfache Bedienung und Filterwechsel; der neue patentierte Inline-Patientenfilter, welcher im ebenso neuen, thermodesinfizierbaren Erfassungselement sitzt, schützt vor Verunreinigungen des Absaugrohrs; ausgestattet mit einem H13 Schwebstofffilter, welcher nach EN1822 geprüft wird; Abscheidegrad von Partikeln, Viren, Bakterien von 99,95 %; nach aktuellem Kenntnisstand wird z.B. auch der Coronavirus zu mind. 99,95 % abgeschieden; die Adsorption der gasförmigen Substanzen erfolgt mit Aktivkohle und BAC Granulat; ergänzend hierzu wird ein sehr breites Spektrum an Gasen und Gerüchen aufgefangen, EZ 12/20, aus Ausstellung, **1.850,00 €**, N897524S



XO-Care XO Stool Sattel, Sitzhöhe 60-86 cm, Polsterfarbe XB150 Black Grey, EZ 04/19, Vorführgerät, **699,00 €**, A644785H

6. CAD/CAM – LASER

3Shape Trios 3 POD für digitale Abformungen mit Stiftform-Handstück, tragbarer, leichter Pod mit Farbscanner, Verbindung erfolgt über USB mit geeignetem Laptop, Laptop nicht im Preis enthalten, muss zusätzlich bestellt werden, kabelgebundenes Handstück in STIFT-Form, mit Trios Software-Lizenz Only, in der Lizenz-Variante Trios-Only fallen keine weiteren Lizenzkosten an, EZ 09/17, Vorführgerät, **11.650,00 €**, A595385HH

3Shape Trios 4 Wireless POD für digitale Abformungen mit Stiftform-Handstück, kabellose Scannereinheit mit Pod-Station, Dental Desktop CAI-Software, zur Situationserfassung sowie Patienten- und Auftragsverwaltung,

Stiftform (Pen) Kamera mit Echtfarbscan & Zahnfarbenerkennung, TRIOS Scan Export STL, zur Verarbeitung der Scans in 3rd Party CAD Software, EZ 09/19, Vorführgerät, **22.200,00 €**, A873607S



3Shape Trios 3 wireless POD für digitale Abformungen mit Handgriff-Form Handstück, bestehend aus TRIOS3 portabel, Handstück kabellos mit Handgriff-Form, zum Scannen der Oberfläche in Farbe, Zubehörkoffer inkl. 6 Ersatzspitzen und Kalibrierset und Anschlusskabel, zum lückenlosen Betrieb des Gerätes fällt ab dem zweiten Nutzungsjahr eine fortwährende jährliche Softwarelizenzgebühr i.H.v. € 1.600 an, EZ 05/17, Vorführgerät, **16.100,00 €**, A650330B

Online ist mehr drin!

www.henryschein-dental.de

Dentsply Sirona Cerec AC Omnicam Aufnahmeeinheit, puderfreies Scannen und präzise 3D-Aufnahmen in natürlichen Farben; die CEREC Omnicam macht für Sie das Aufnehmen leicht, intuitiv und ergonomisch; bestehend aus integriertem Spezial-PC, Funksendemodul zur Verbindung mit den CEREC Schleifeinheiten, WLAN Karte, EZ 12/18, neuwertig, **19.000,00 €**, N50181S


Dentsply Sirona In EOS X5 Extraoralscanner 5-achsig, vollautomatisch: das einzigartige Bedienkonzept ist auf höchste Effizienz bei allen Scanaufgaben programmiert; zusätzliche Möglichkeit des manuellen Scannens; zeitsparend: die innovative 5-Achs-Technologie mit Roboterarm und die exakte Festlegung des Scanbereichs sorgen für eine schnelle automatische Positionierung, reduzieren die Datenmenge und beschleunigen die anschließende Modellberechnung; hohe Genauigkeit: die neue Scantechnologie mit herausragender Genauigkeit, Tiefenschärfe und Autofocus-Funktion bildet die exakte Basis für Ihre Konstruktion und Fertigung; mit Inlab PC WIN 10 (ohne Monitor) und Software 20.0 (komplette Software-Module Basis-, Schnittstellen-, Implantologie-, Herausnehmbarer Zahnersatz Modul), EZ 08/19, Vorführgerät, **14.900,00 €**, A50206L



Dentsply Sirona Cerec Omnicam AC2 mit Touchpad, digitales Aufnahmesystem für den Cerec Chairside

**NICHT FÜNDIG
GEWORDEN?**

Weitere Artikel und Bilder finden Sie unter www.henryschein-dental.de/fundgrube.



6. CAD/CAM – LASER

Workflow, kleinster verfügbarer Scanner, besonders bequem im Handling, scannt puderfrei und in Farbe, best. aus: CEREC Omnicam Scanner, integriertem Spezial-PC, Touchpad, Funksendemodul zur Verbindung mit geeigneten CEREC Schleifeinheiten, WLAN Karte, Windows 10, 64 bit, 21,5 Zoll TFT LED Touch Monitor, Lizenzstick (mit Connect Lizenz), Connect Software installiert (Lizenz enthalten), CEREC Software installiert (Lizenz enthalten), Inbox Lizenz enthalten, Open Scan Export Lizenz enthalten, EZ 03/19, aus Ausstellung, **28.500,00 €**, A50518D

Zahnmatrix online

www.henryschein-dental.de/zaehne

Dentsply Sirona Inlab MC X5 Fräsmaschine, 5-achsiges Fräsen und Schleifen zur Bearbeitung von Ronden und Blöcken; Nass- und Trockenbearbeitung bzw. kombinierte Nass-/Trockenbearbeitung; automatischer Werkzeugwechsel und Materialspezifisch konfigurierbare Werkzeugmagazine; offen für die Fertigung fremder Restorationsdaten im STL-Format; Softwareversion 20 inLab CAM SW (inkl. DVD), inLab CAM Lizenz (erlaubt unbegrenztes Fräsen und Schleifen mit der inLab CAM SW sowie Importieren von Restaurationen im STL-Format); Modul Implantologie zu designen von individuellen Abutments, Multilayerstrukturen auf Abutments, direktverschraubten Brücken und Stegen, Bohrschablonen sowie die Nutzung der Funktion Open Galileos Implant; Modul Herausnehmbarer Zahnersatz zum designen von Prothesen, Teleskopen, Stegen, Attachments, Modellguss, Schienen und individuelle Abformlöffel; Lizenz Schnittstellen für den Import von Scandaten im STL-Format, den Export von Restorationsdaten im STL/XML-Format, Export von Scandaten im abgestimmten 3Shape-Format, Export von Modelldesigns im STL-Format, Export von Connect Scandaten/Modellen im STL-Format; incl. Garantieverlängerung Sirona auf Gesamt 5 Jahre gemäß Herstellerbedingungen, EZ01/20, Vorführgerät, **31.500,00 €**, A50261M

Ivoclar Vivadent Programat EP 3010 Kombiofen, als Press- und als Brennofen einsetzbar; einfache Bedienung durch neues Farb-Touch-Display, 300 individuelle Brenn- und 20 individuelle Press-Programme, einfaches Software-Update via USB und mit Ferndiagnose-Funktion, einfache und präzise Temperaturkalibration, Schutz der Restaurationen durch integriertes Crack Detection System (CDS), Netzanschluss 200-240V / 50/60Hz, maximale Stromaufnahme 8 A, Maße (BxHxT) 320 mm/390 mm (mit Ablageplatte) x 550 x 465 mm, Brennraum Nutzmasse Durchmesser 90 mm/ Höhe 80 mm, maximale Brenntemperatur 1.200 °C, Standardfarbe Weiß, Pumpenempfehlung Vakuumpumpe VP5 (ohne Pumpe), EZ 10/19, Vorführgerät, **5.950,00 €**, A512070HH

2% Rabatt auf Bestellungen über unseren Online-Shop

www.henryschein-dental.de

Ivoclar Vivadent PrograMill PM3 Fräsmaschine, 5-Achs Fräsmaschine mit integriertem CNC-PC, automatischer Nass- und Trockenbetrieb, integrierter Werkzeugwechsler, Programill CAM Set inkl. RFID Reader; auf die PrograMill-Maschinen abgestimmte CAM Software, RFID Reader dient zum Einlesen der Ronden (Materialart, Größe und Farbe) in die Software, PrograMill Base Set: Absauganlage mit Kühlmittelsystem für automatischen Nass- und Trockenbetrieb, PrograMill/PrograPrint PC, Widescreen

Monitor, CAD/CAM Labs for PrograMill Starter Kit, Gewicht 195 kg, Abmessungen (BxHxT) 870x695x818 mm), EZ 11/20, Vorführgerät, **34.450,00 €**, A888616S

Ivoclar Vivadent PrograMill PM7 Fräsmaschine für Hybrid-Betrieb, automatischer Wechsel zwischen Nass- und Trockenbearbeitung, 20-facher Werkzeugwechsler für ein eigenständiges Fertigen, vollautomatische Materialverwaltung, integrierter Ionisator und automatische Reinigungsfunktion, integrierter CNC-PC, für Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen, Kronen, Brücken, Hybrid-Brücken und Digitale Totalprothesen; komplett mit PrograMill CAM-Set incl. RFID-Reader, PrograMill/PrograPrint PC, Widescreen Bildschirm, CAD/CAM Labs for PrograMill Starter Kit, Gewicht 220 kg, Abmessungen (BxHxT) 979x695x818 mm), EZ 02/20, neuwertig, **67.500,00 €**, N654258M



VHF Z4 4 Achs-Schleif und Fräsmaschine, automatische Blockspannung, integrierter PC mit Touchscreen und WLAN, kein separates Tablet oder Laptop nötig, eingebauter Kompressor – keine externe Druckluftversorgung nötig; HDMI- und USB-Anschluss vorhanden für externen Monitor und Maus/Tastatur; Fräsen und Schleifen in Ultra-HD, 30 Blockmaterialien von 12 Herstellern können verwendet werden; Titan- und CoCr-PrefabAbutments Bearbeitung; automatischer Werkzeugwechsel mit haptischer Werkzeuglängenmessung und entnehmbaren farbig codierten Werkzeugmagazinen, werkzeugloses Spannen für 1 Block mit runder Aufnahme, Nassbearbeitung ohne Schleifzusatz, EZ 10/19, aus Ausstellung, **22.500,00 €**, A811697F

7. PROPHYLAXE



EMS Air-Flow Handy 3.0 PERIO für Sirona Kupplung, mit Sprayhandstück AIR-FLOW PERIO sowie Sprayhandstück AIR-FLOW PLUS, EZ 02/22, Vorführgerät, **1.199,00 €**, A470597A




EMS Air-Flow Handy 3.0, Weiß, Luftdruck statischer Druck 2,7 bis 3,5 bar, Pulverstrahlgerät Anschlussstyp für KaVo; 120° Sprayhandstück zur universellen Anwendung; 360° Achsendrehung des Sprayhandstücks, Wasserdruck 1 bis 2,2 bar (1.000-2.200 hPa), EZ 09/19, Vorführgerät, **690,00 €**, G470605A

REPARATUREN ZUM ATTRAKTIVEN FESTPREIS!
KOSTENLOSE ABHOLHOTLINE
TEL.: 0800 / 83 29 833

www.henryschein-dental.de/prorepair

Erfolg verbindet.



Hager & Werken Cavitron Select, transportabler Ultraschall-Scaler für die effektive supra- und subgingivale Belagsentfernung, Frequenz 25 kHz, für alle 25 kHz Cavitron-Einsätze, „Blue Zone“ zum schonenden Arbeiten im reduzierten Leistungsbereich, „Power Boost“ zur temporären Leistungsverstärkung bei Bedarf, Plug & Play-System (lediglich Stromanschluss erforderlich), incl. Fußanlasser, (optionales Arbeiten mit Spüllösungen möglich), EZ 06/18, gebraucht, **750,00 €**, N6131382A



KaVo SMARTmatic S53 Winkelstück mit Propphy Box, KaVo Winkelstück SMARTmatic PROPHY S53 8:1 für Prophylaxe Aufsätze und Endodontie Feilen mit Schaft Ø 2,35 mm, EZ 12/18, Vorführgerät, **199,00 €**, G748746A

8. KAMERAS

Acteon SOPROCARE Kamera Handstück, Dreifachprophylaxe mit Fluoreszenz: im Kariesmodus wird okklusale Karies, im Periomodus, alte und neu gebildete Plaque sowie Zahnfleisch-

entzündungen farblich markiert und in einzigartiger Bildqualität dokumentiert; der Makromodus unterstützt bei der Patientenaufklärung und -motivation; mit 7 lichtintensiven LEDs (3 blaue und 4 weiße); mit SOPRO IMAGING - Bildbearbeitungssoftware, ohne Docking-Station – diese wird zusätzlich benötigt, EZ 04/18, Vorführgerät, **999,00 €**, N539158D

10. LABOR



B.A. International S5 Supreme Steamer 5 L 1500W, Edelstahl Tank 5 Liter und 4,5 bar, professionelles Isolations-System (um Hitze beizubehalten und Energie zu sparen), funktioniert mit normalem Wasser, Sicherheitskappe mit Teflon und Silikondichtung, Indikator für Mindestfüllmenge, Leistung 1.500 W, Aufheizzeit 10-15 Minuten, Maße (LxBxH) 220x330x335 mm, EZ 02/18, Vorführgerät, **650,00 €**, G9793789A

Ivoclar Vivadent Programat S1 1600, war nur ca. 2 Monate in Betrieb; kompakter Hochtemperaturofen zum Sintern von ZrO₂ Materialien bis zu einer Temperatur von 1.600 °C, schnelle Prozesszeit (75 Minuten für Einzelzähne), hohe Passgenauigkeit der gesinterten Objekte, geringerer Energieverbrauch und höhere Energieeffizienz (Power Saving Technology), Möglichkeit zur Temperaturkalibration, OSD-Anzeige, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht (27 kg), hohe Servicefreundlichkeit durch abnehmbaren Ofenkopf und robuste Folientastatur, Netzanschluss 240 V / 50-60 Hz, 8 Ampere, EZ 04/19, gebraucht, **7.630,00 €**, A575612A



KaVo K-Ergogrip K-Control TLC Knieversion, leistungsstarkes Gerät mit Rechts-/Linkslauf, Funktionssteuerung erfolgt über Kniesteuergewand, Steuergerät mit Vier-Farben-Display, vier speicherbaren Programmen, einstellbarem Drehmoment und verschiedenen Ansteuermöglichkeiten von Absaugungen, mit Schnellspannsystem, Drehzahlbereich 1.000-50.000 UpM, max. Drehmoment 7 Ncm, Abgabeleistung 160 W, Spannzange für Schaft 2,35 mm/3,00 mm, gebraucht, **850,00 €**, G245191A

Reitel Retomix Mini Vakuumrührer, Wandgerät, Vakuum-Anrührgerät für Gipse, Einbettmassen und auch Alginate, mit anlegbarer Vakuumpumpe, elektronischer Timer für sekundengenaue Einstellung der Rührzeit, Rührgeschwindigkeit variabel wählbar, mit Filtersystem, um Verunreinigungen und Beschädigungen des Motors und der Vakuumpumpe zu verhindern, Vakuum ca. 93 %, Edelstahlgehäuse, mit 1 Rührbecher 400 ml, EZ 04/19, aus Ausstellung, **999,00 €**, A405801S

Renfert MT Plus Trimmer Klettfix Trimmerscheibe, wahlweise als Nasstrimmer oder Trockentrimmer einsetzbar, Powertrimmer mit 1.300 W Motorleistung, innovatives, geräuschkämmendes Gehäusematerial, 100 % rostfrei, problemlose Reinigung in Sekunden, stufenlos verstellbarer Modelltisch mit gelaserten Winkellinien, ergonomische Bauweise, 3 verschiedene Schleifscheibentypen stehen für individuelle Anforderungen zur Auswahl, bei Verwendung als Trockentrimmer zum Anschluss an eine Einzelplatz- oder Zentralabsaugung, gebraucht, **850,00 €**, N122755D

Wassermann Gipstrimmer HSS 99 mit Diamantscheibe, großer Schleifausschnitt 125x160 mm, durchzugsstarker 1.200 Watt-Kurzschlussläufermotor mit Drehstromcharakter, Kugelhahn

und Magnetventil zur optimalen Wasserzuführung, Schrägaufgabe im Winkel von 12°, starke Innenraumspülung, EZ 05/17, aus Ausstellung, **2.490,00 €**, A5323717F



Wassermann Vakuum-Anrührgerät Wamix-Touch, mit Touchscreen, leistungsstarke und wartungsfreie Vakuumpumpe, Drehzahlregelung des Rührwerks, geeignet für alle Gippsorten, Einbettmassen und Silikone, drei Vakuumstufen je nach Anwendung einstellbar, lediglich Stromanschluss notwendig, mit Becher 350 ml mit Rührwerk und 1 Befestigungsset Wandmontage, EZ 04/18, aus Ausstellung, **1.190,00 €**, A741507S

13. ENDODONTIE



Carl Zeiss Mikroskop Extaro 300 Klassik Plus Paket mit Rollstativ, Mikroskop mit einem einzigartigen Bedi-

enkonzept, das häufig benötigte Einstellmöglichkeiten in die Nähe des Handgriffs verlagert; Kupplung 120° für bessere Beweglichkeit und Verlängerung des Mikroskoparmes; 180° Schwenktubus ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung durch Anpassung des Schwenkwinkels; 2 Weitwinkel Steckokulare 12,5x; 5fach Vergrößerungswechsler zur schnellen Einstellung des Vergrößerungsfaktors; Varioskop 230 erlaubt die Einstellung des Arbeitsabstandes über einen Bereich von 230 mm, so dass Sie immer perfekt fokussieren können ohne Ihre entspannten Arbeitshaltung zu verlassen; TriLED Beleuchtung mit LightBoost mit natürlichem Farbton und Xe ähnlicher Intensität – wartungsfrei; Orange Color Mode zur Modellierung lichtempfindlicher Komposit Materialien; Green Color Mode zur Erhöhung des Kontrasts zwischen Blut und Gewebe; SpotLight motorisierte Apertur zur stufenlosen Einstellung des Beleuchtungsfeld-Durchmessers; MORA Kupplung mit Dokuausgang bietet einen separaten Dokumentationsausgang in Verbindung mit einer ±25° seitlichen Schwenkbarkeit des Mikroskopes; Anwender behalten Ihre komfortable aufrechte Blickposition, auch wenn der Einblickwinkel sich ändert; TrueLight Mode, speziell für dentale Anwendungen optimiert; er verhindert das vorzeitige Aushärten von lichterhärtenden Materialien und erhält dabei die Wahrnehmung von Farbe und Tiefe; NoGlare Mode unterdrückt zusätzlich direkte Lichtreflexe und unterstützt dadurch bei z.B. Farbwahl; Bewertung der Transparenz, Kontrolle von Entmineralisierung und von Fissuren; Augmented Visualization Kit, Photoobjektiv f=340mm für Spiegelreflexkamera, EZ 01/20, Vorführgerät, **21.900,00 €**, A805340F

Fundgrube online

www.henryschein-dental.de/fundgrube

Fragen Sie auch nach unseren günstigen Leasing- und Finanzierungsangeboten!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie bei Bedarf unter www.henryschein-dental.de/agb. Die Fundgrube finden Sie auch unter www.henryschein-dental.de/fundgrube. Falls Montage durch uns gewünscht wird, kann diese gesondert in Auftrag gegeben werden. Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten.