

SCHEIN ON!

EXTRA

DIE EIGENMARKE VON HENRY SCHEIN **GÜLTIG BIS 30.09.2022**
NEUHEITEN · PAKETANGEBOTE · TOP-SELLER

HS-A Silikon Putty Soft, VPS Hydro

Hydrophiles, additionsvernetzendes Silikon-Vorabformmaterial für die Doppelmischtechnik, Korrekturabformung und Sandwichabformung.

- ☛ größte Auswahl
- ☛ hydrokompatibel
- ☛ exzellente Rückstellfähigkeit
- ☛ hohe Dimensionsstabilität
- ☛ formbeständig
- ☛ thixotrop



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
	2 x 400 g (2 x 250 ml) Basis- und Härterpaste	
9001450	Fast	45,90 €
9001448	Regular	45,90 €
	ab 6 Packungen, je	43,20 €
	ab 12 Packungen, je	39,95 €



ab **39,95 €**

HS-A Silikon Regular Body, VPS Hydro

Hydrophiles, dünnfließendes, additionsvernetzendes Silikon-Korrekturabformmaterial in der Sicherheitskartusche, normalhärtend, für die Korrekturabformung und Doppelmischtechnik.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9001455	2 x 50 ml Doppelkartuschen + 6 Mischkanülen Regular	28,60 €
9001456	4 x 50 ml Doppelkartuschen	41,20 €
	ab 3 Packungen, je	36,80 €
9009620	50 T-Mixer-Mischkanülen	32,30 €
	ab 3 Packungen, je	30,30 €
	ab 6 Packungen, je	28,50 €
9884290	100 Stück HS-Intraoraltips gelb	25,20 €
	ab 3 Packungen, je	23,50 €
	ab 6 Packungen, je	21,80 €

ab **28,60 €**



Gleich online bestellen!

HS-VPS Adhäsiv

Flüssiges, blaues Universal-Löffeladhäsiv für alle gängigen additionsvernetzenden Silikon-Abformmaterialien.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9889945	10 ml	8,90 €
	ab 3 Packungen, je	8,40 €



Gleich online bestellen!

ab **8,40 €**



HS-A Silikon Light Body, VPS Hydro

Additionsvernetzendes, dünnfließendes Silikon-Korrekturmateriale in der Sicherheitskartusche für die Korrekturabformung und Doppelmischtechnik. Hydrophil.



ab **28,20 €**

ART.-NR.	INHALT	PREIS
	2 x 50 ml Doppelkartuschen + 6 Mischkanülen	
9001451	Regular pfirsich	28,20 €
9001453	Fast grün	28,20 €
9882044	Fast orange	28,20 €
	4 x 50 ml Doppelkartuschen	
9001452	Regular pfirsich	41,20 €
9001454	Fast grün	41,20 €
9882045	Fast orange	41,20 €
	ab 3 Packungen, je	38,30 €
9009620	50 T-Mixer-Mischkanülen	32,30 €
	ab 3 Packungen, je	30,30 €
	ab 6 Packungen, je	28,50 €
9884290	100 Stück HS-Intraoraltips gelb	25,20 €
	ab 3 Packungen, je	23,50 €
	ab 6 Packungen, je	21,80 €



Gleich online bestellen!

HS-VPS Hydro 380

Additionsvernetzendes, hydrophiles Abformsilikon in gebrauchsfertigen Kartuschen für automatische Mischgeräte (5:1). Höchste Abformpräzision.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
	2 x 380 ml Kartuschen, 20 dynamische Mischer und 2 Bajonettringe	
9002134	Putty Fast	119,95 €
9002133	Putty Regular	119,95 €
9002656	2 Bajonettringe	4,70 €
9002657	50 Mischer	46,90 €



ab **119,95 €**



HS-Bissregistrator, VPS-Hydro Bite


Hydrophiles, thixotropes Bissregistriermaterial auf Basis additionsvernetzender Vinyl-Silikone in der Sicherheitskartusche (50 ml = 75 g). Die speziellen Konturierungsdüsen (Art.Nr.: 9796590) vereinfachen das Auftragen auf die Okklusionsflächen. Schnellabbindeend, Shore-A Härte 95 nach 24 Stunden. Farbe blau.  2 unterschiedliche Varianten  sehr hohe Endshorehärte (95 Shore A ca. 46 Shore D)  extrem thixotrop  gut fräs- und schneidbar  kurze Abbindezeit 90 Sek  sehr präzise



ART.-NR.	INHALT	PREIS
9001268	2 x 50 ml Doppelkartuschen	38,90 €
	ab 3 Packungen, je	34,90 €
	ab 6 Packungen, je	31,90 €
9009622	50 HS-T-Mixer grün 1:1	32,50 €
	ab 3 Packungen, je	30,50 €
	ab 6 Packungen, je	28,50 €



ab **31,90 €**



HS-Polyether Tray Adhesive

Flüssiges Adhäsiv für eine bessere Haftkraft von Polyether-Abformmaterialien. Reste des Adhäsivs können einfach mit dem HS-Tray Cleaner (9002487 und 9002488) oder HS-Haftlöser Spray Apfel (9002482) entfernt werden.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9002658	10 ml	8,90 €



8,90 €



HS-T-Mixer™ grün 1:1

T-Mixer, verwendbar für alle regulären Abformmaterialien mit grünen Verschlusskappen. Weniger Materialverwurf durch die kurze Mischspirale.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9009622	50 HS-T-Mixer grün 1:1	32,50 €
	ab 3 Packungen, je	30,50 €
	ab 6 Packungen, je	28,50 €



ab **28,50 €**



HS-Intraoraltips weiß

Intraoraltips zur Verwendung mit den Mischkanülen grün und pink/rosa.



ART.-NR.	INHALT	PREIS
9884292	100 Stück	22,70 €
	ab 3 Packungen, je	21,20 €
	ab 6 Packungen, je	19,60 €



ab **19,60 €**

HS-VPS CAD/CAM Bissregistrator

Scanbares Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis mit hoher Endshorehärte. Das Material ist standfest, thixotrop sowie hydrophil. Außerdem ist es einfach zu bearbeiten, schneid- sowie fräsbar. Härte nach einer Stunde: 95 Shore-A. Verarbeitungszeit: 30 Sekunden, Abbindezeit mit Verarbeitungszeit: 90 Sekunden. Farbe mint-grün.



ART.-NR.	INHALT	PREIS
9002623	2 x 50 ml	38,90 €
	ab 3 Packungen, je	35,60 €
	ab 6 Packungen, je	31,60 €

ab **31,60 €**



HS-Dynamische Mischer P12

Die transparenten dynamischen Mischer für die Pentamix Geräte 1 und 2 sichern ein homogenes und blasenfreies Mischergebnis Ihrer Abdruckmaterialien. Hinweis: Sie sind nicht kompatibel mit dem Pentamix Gerät 3.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
5720912	50 Stück	36,20 €



36,20 €



HS-Eurosil Max 2 Putty

Knetbares Kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial auf Silikonbasis für die Doppelabformtechnik, Quetschbiss und Sandwichtechnik. Erleichtertes Anmischen durch optimierte Füllkörper.

☞ geschmeidige Anfangskonsistenz ☞ hervorragende Standfestigkeit ☞ optimale Arbeitszeiten ☞ hohe Reißfestigkeit ☞ Minzaroma



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9008535	Soft Eimer 5.800 ml (10 kg)	102,90 €
9008534	Soft Dose 900 ml (1,53 kg)	28,90 €
9008533	Normal Eimer 5.800 ml (10 kg)	102,90 €
9008532	Normal Dose 900 ml (1,53 kg)	28,90 €

ab **28,90 €**



HS-Eurosil Max 2 Katalysator Paste pink

Pastenhärter für die HS-Eurosil Max 2/C Silikon-Produktfamilie. Sparsam dosierbar, leicht einzumischen und gut applizierbar. Farbe rosa/pink.



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9884348	60 ml	9,90 €
	ab 5 Packungen, je	8,65 €
	ab 10 Packungen, je	8,15 €

ab **8,15 €**



HS-Eurosil Max 2 Korrektur blau

Knetbares Kondensationsvernetzendes Präzisionsabformmaterial auf Silikonbasis für die Doppelabformtechnik, Quetschbiss und Sandwichtechnik. Alle Eurosil und Eurosil 2-Materialien sind untereinander kompatibel und können einwandfrei miteinander verarbeitet werden.

☞ dünnfließend ☞ schnellabbindend und extrem präzise ☞ hydrokompatibel ☞ reißfest ☞ auch für Unterfütterungsabformungen geeignet



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9008536	140 ml	13,50 €

13,50 €



HS-Knetsilikon Lab 2 Technik

Silikonknetmasse für die Zahntechnik mit Endhärte Shore-A 85. Weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz, klebfrei. Hohe Dimensionsstabilität auch bei Temperaturschwankungen, exakte Detailwiedergabe. Für Kalt- und Heißpolymerisate (Vorwälle, Isoliermaterial in der Kuvette etc.). Farbe blau.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9008540	5.500 ml (10 kg)	79,50 €
	ab 3 Einheiten, je	77,90 €
	ab 6 Einheiten, je	73,90 €
9008539	900 ml (1,6 kg)	21,90 €
	ab 4 Einheiten, je	19,30 €



Gleich online bestellen!

ab **19,30 €**



HS-Eurosil Max Lab 2 Katalysator-Paste

Pastenhärter für die HS-C Silikon-Produktfamilie. Sparsam dosierbar, leicht einzumischen und gut applizierbar.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9884347	60 ml rosa/pink	9,90 €
	ab 5 Einheiten, je	8,65 €
	ab 10 Einheiten, je	8,15 €

ab **8,15 €**



Gleich online bestellen!

Preise in Euro zuzüglich MwSt.

UNSERE EIGENMARKE HAT IMMER TOP-AUSWAHL!



HS-Maxima Alginate Plus Regular

Staubfreies, reißfestes, normalabbindendes Alginate mit Pfefferminzgeschmack. Farbe rosé. Blei- und cadmiumfrei. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden, Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 90 Sekunden, Abbindezeit: ca. 90 Sekunden.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
5720873	2 x 500 g	24,90 €
5720874	500 g	9,90 €
	ab 10 Packungen, je	8,90 €
	ab 20 Packungen, je	7,90 €



Gleich online bestellen!

ab **7,90 €**



Die Eigenmarkenprodukte von Henry Schein zeichnen sich durch höchste Qualität zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Für unsere Gold-Standard-Produkte Maxima® powered by Henry Schein bieten wir Ihnen seit einiger Zeit eine wachsende Auswahl an Premium-Produkten zu besten Preisen an.

Maxima® powered by **HENRY SCHEIN®**

HS-Maxima Alginate Plus Fast

Staubfreies, reißfestes, schnellabbindendes Alginate mit Pfefferminzgeschmack (Farbe rosé). Blei- und cadmiumfrei. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden, Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 45 – 60 Sekunden, Abbindezeit: ca. 60 Sekunden.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
5720875	2 x 500 g	24,90 €
5720876	500 g	9,90 €
	ab 10 Packungen, je	8,90 €
	ab 20 Packungen, je	7,90 €



ab **7,90 €**



Gleich online bestellen!

HS-Maxima Krom Alginate Plus

Schnellhärtendes Alginate mit Farbwechsel für optimale Sicherheit. Schnellabbindend, staub-, blei- und cadmiumfrei, reißfest, hervorragende Detailwiedergabe. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden (Farbe violett), Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 30 Sekunden (Farbe rosé), Abbindezeit im Mund: ca. 60 Sekunden.



5 TAGE DIMENSIONS-STABIL!

ab **7,90 €**

ART.-NR.	INHALT	PREIS
5720877	2 x 500 g	24,90 €
5720878	500 g	9,90 €
	ab 10 Packungen, je	8,90 €
	ab 20 Packungen, je	7,90 €



Gleich online bestellen!

HS-Alginate-Adhäsiv Apfel

Flüssiges Löffeladhäsiv für alle gängigen Alginate-Abformmaterialien. Nach einer kurzen Trockenzeit kann das Abformmaterial aufgebracht werden. Das Adhäsiv hat einen angenehmen Apfelduft und ist frei von Toluol und Dichlormethan.



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9002480	115 ml	7,95 €
	ab 10 Packungen, je	7,70 €
	ab 20 Packungen, je	6,90 €



HS-Ortho Alginate extra schnell

Schnellabbindendes Alginate, staubfrei. Abdrücke für Kieferorthopädie, Planungsmodelle. Leicht anmischbar, sehr schnelle Wasseraufnahme, längere Haltbarkeit der Abdrücke. Abbindezeit 1:40 Minuten. Farbe blau. Mintgeschmack.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9003951	12 x 500 g	80,10 €
	ab 5 Packungen, je	76,20 €
	ab 10 Packungen, je	71,20 €



Gleich online bestellen!



ab **71,20 €**

HS-Alginate Fast Set Elastic Mint

Staubfreies, reißfestes, schnellabbindendes Alginate mit Pfefferminzgeschmack (Farbe rosé). Blei- und cadmiumfrei. Anmischzeit: ca. 30 Sekunden, Vorbereitung zur Abdrucknahme: ca. 60 Sekunden, komplette Abbindezeit: ca. 130 Sekunden.

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9884419	12 x 453 g	79,95 €



Gleich online bestellen!

79,95 €



HIER GEHT'S ZU DEN HENRY SCHEIN ABFORMLÖFFELN!

Es gelten unsere allgemeine Lieferbedingungen, ersichtlich und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Aktion gültig bis 30.09.2022. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.