

SCHEIN ON!

EXTRA


DIE EIGENMARKE VON HENRY SCHEIN GÜLTIG BIS 30.06.2022
NEUHEITEN · PAKETANGEBOTE · TOP-SELLER

HS-Maxima® Latex Handschuhe New Generation puderfrei

Unsterile, puderfreie, leichtgewichtige Latex Handschuhe in ultimativer Qualität. Speziell geeignet für hypersensible Nutzer, die Allergien gegen chemische Zusätze entwickelt haben. Die Handschuhe passen links und rechts. Polymer-überzogen, komplett texturiert. Verstärkte Bündchen schützen vor dem Aufrollen und erhöhen die Reißfestigkeit des Handschuhs. Der Handschuh hat eine gute Passform, bietet eine hohe Sensibilität und ausgezeichnetes Tastempfinden. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online bestellen!



ab 11,95 €

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9009548
S	9009549
M	9009550
L	9009551
XL	9009552

1 Packung	13,95 €
ab 10 Packungen, je	13,45 €
ab 50 Packungen, je	12,95 €
ab 100 Packungen, je	11,95 €

HS-Latex Handschuhe Grip puderfrei

Unsterile, puderfreie Latex Handschuhe in Premium-Qualität mit honigwabenstrukturierten Fingerspitzen und Handflächen. Mit Rollrand, polymerüberzogen. Der hohe Tragekomfort wird durch eine sehr gute Passform erreicht. Die Handschuhe passen links und rechts. Der Dichtigkeitswert beträgt AQL 1,5. Sie sind gem. MDD 93/42/EEC - EN 455-1, -2, -3, -4, ISO 11193-1 gefertigt. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online bestellen!

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883706
S	9883707
M	9883708
L	9883709
XL	9883710


1 Packung	14,55 €
ab 10 Packungen, je	13,95 €
ab 50 Packungen, je	12,95 €
ab 100 Packungen, je	11,95 €



ab 11,95 €

HS-Nitril Handschuhe puderfrei, ohne Beschleuniger

Unsterile, puderfreie Nitrilhandschuhe mit Rollrand, nahtlos. Frei von Beschleuniger-chemikalien, für ein deutlich reduziertes Allergierisiko – Typ 4. Dichtigkeitswert AQL 1,5. Gute Passform, hoher Tragekomfort mit Fingerspitzenstruktur, links und rechts passend. Dieser Handschuh enthält keine natürlichen Latex-Proteine. Chloriniert. Packung mit 100 Handschuhen.



ab 13,95 €



Gleich online bestellen!

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883069
S	9883070
M	9883071
L	9883072
XL	9883073

1 Packung	15,95 €
ab 10 Packungen, je	14,95 €
ab 20 Packungen, je	14,45 €
ab 100 Packungen, je	13,95 €

Die Eigenmarkenprodukte von Henry Schein zeichnen sich durch höchste Qualität zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Für unsere Gold-Standard-Produkte Maxima® powered by Henry Schein bieten wir Ihnen seit einiger Zeit eine wachsende Auswahl an Premium-Produkten zu besten Preisen an.

Maxima® powered by **HENRY SCHEIN®**

HS-Latex Handschuhe gepudert

Unsterile, leicht gepuderte Handschuhe mit niedrigem Proteingehalt, hoher Tragekomfort durch gute Passform, dünn aber reißfest, Dichtigkeitswert AQL 1,5, links und rechts passend, im optimierten Spenderkarton. Packung mit 100 Handschuhen.


GRÖSSE ART.-NR.

XS	1010954	1 Packung	12,85 €
S	1015137	ab 10 Packungen, je	12,35 €
M	1019020	ab 50 Packungen, je	11,85 €
L	1014477	ab 100 Packungen, je	10,75 €



Gleich online
bestellen!

ab 10,75 €



HS-Latex Handschuhe Premium gepudert

Unsterile, leicht gepuderte Handschuhe mit einem wasserlöslichen Proteingehalt von weniger als 100 µg/g, hoher Tragekomfort durch gute Passform, dünn aber reißfest, Dichtigkeitswert AQL 1,5, links und rechts passend, im optimierten Spenderkarton. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online
bestellen!



GRÖSSE ART.-NR.

XS	1016863		
S	1012710	1 Packung	13,75 €
M	1017034	ab 10 Packungen, je	12,95 €
L	1015682	ab 50 Packungen, je	12,35 €
XL	9001748	ab 100 Packungen, je	11,85 €

ab 11,85 €

HS-Latex Handschuhe Premium puderfrei

Unsterile, puderfreie Handschuhe mit einem wasserlöslichen Proteingehalt von weniger als 50 µg/g, hoher Tragekomfort durch gute Passform, dünn aber reißfest, Dichtigkeitswert AQL 1,5, links und rechts passend, im optimierten Spenderkarton. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online
bestellen!

ab 12,35 €



GRÖSSE ART.-NR.

XS	1019924
S	1018787
M	1013806
L	1010445
XL	9001715

1 Packung	14,35 €
ab 10 Packungen, je	13,85 €
ab 50 Packungen, je	12,95 €
ab 100 Packungen, je	12,35 €

HS-Aloe Latex Handschuhe puderfrei

Puderfreie, unsterile Untersuchungshandschuhe mit Textur für bessere Griffbarkeit. Die Innenbeschichtung enthält ein Gel, das mit einem Extrakt der Aloe Vera angereichert ist, der die Hände während des Tragens mit Feuchtigkeit versorgt. Sie spendet nicht nur die notwendige Feuchtigkeit, sondern beruhigt und pflegt juckende, trockene und bereits rissige Haut. Latex-Proteine sind auf ein Minimum reduziert, um Hautirritationen und Allergien zu vermeiden. Der Handschuh wird bei häufigem und bei lang andauerndem Tragen empfohlen. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online
bestellen!



ab 12,95 €

GRÖSSE ART.-NR.

XS	9002871
S	9002872
M	9002873
L	9002874
XL	9002875

1 Packung	14,95 €
ab 10 Packungen, je	14,45 €
ab 50 Packungen, je	13,95 €
ab 100 Packungen, je	12,95 €

HS-Latex Handschuhe puderfrei

Unsterile, puderfreie Handschuhe mit niedrigem Proteingehalt, hoher Tragekomfort durch gute Passform, dünn aber reißfest, Dichtigkeitswert AQL 1,5, links und rechts passend, im optimierten Spenderkarton. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online
bestellen!

GRÖSSE ART.-NR.

XS	1024184
S	1028304
M	1025289
L	1029168

1 Packung	13,95 €
ab 10 Packungen, je	12,95 €
ab 50 Packungen, je	12,35 €
ab 100 Packungen, je	10,95 €



ab 10,95 €

UNSERE EIGENMARKE HAT IMMER TOP-PREISE!

Preise in Euro zuzüglich MwSt.



HS-Nitril Handschuhe puderfrei mit Duft

Unsterile, puderfreie Nitrilhandschuhe mit Rollrand, nahtlos, Dichtigkeitswert AQL 1,5, gute Passform, hoher Tragekomfort, links und rechts passend. Dieser Handschuh hat wahlweise einen Trauben-Duft (Farbe blau), Orangen-Duft (Farbe orange), Grüner-Tee-Duft (Farbe grün) oder Bubblegum-Duft (Farbe pink). Diese Handschuhe enthält keine natürlichen Latex-Proteine. Packung mit 100 Handschuhen.

TRAUBEN-DUFT

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883755
S	9883756
M	9883757
L	9883758
XL	9883759

GRÜNER-TEE-DUFT

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883760
S	9883761
M	9883762
L	9883763
XL	9883764



Gleich online bestellen!

ORANGEN-DUFT

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883750
S	9883751
M	9883752
L	9883753

BUBBLEGUM-DUFT

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9883765
S	9883766
M	9883767
L	9883768
XL	9883769

1 Packung	14,35 €
ab 10 Packungen, je	13,85 €
ab 50 Packungen, je	13,35 €
ab 100 Packungen, je	12,85 €



ab 12,85 €



**JETZT DEN HENRY SCHEIN
NEWSLETTER ABONNIEREN!**

HS-Nitril Handschuhe puderfrei blau, verlängerte Manschette

Unsterile, puderfreie Nitrilhandschuhe mit extra langem Schaft. Nahtlos. Dichtigkeitswert: AQL 1,5. Entspricht EN 455- 1-2-3-Normen. Hoher Tragekomfort durch gute Passform, rechts und links passend, sehr reißfest durch höhere Materialstärke. Packung mit 50 Stück.



Gleich online bestellen!



ab 24,95 €

GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9880158
S	9880159
M	9880160
L	9880161
XL	9880162

1 Packung	29,95 €
ab 10 Packungen, je	24,95 €

HS-Nitril Handschuhe puderfrei weiß

Unsterile, puderfreie Nitrilhandschuhe mit Rollrand, nahtlos, Dichtigkeitswert AQL 1,5, gute Passform, hoher Tragekomfort, links und rechts passend. Dieser Handschuh enthält keine natürlichen Latex-Proteine. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich online bestellen!



ab 12,95 €



GRÖSSE	ART.-NR.
XS	9880926
S	9880927
M	9880928
L	9880929
XL	9880930

1 Packung	14,95 €
ab 10 Packungen, je	14,45 €
ab 50 Packungen, je	13,95 €
ab 100 Packungen, je	12,95 €

Preise in Euro zuzüglich MwSt.

UNSERE EIGENMARKE HAT IMMER TOP-AUSWAHL!



HS-Latex OP-Handschuhe steril puderfrei, Criterion™ PF

Sterile, puderfreie Latex-OP-Handschuhe. Der Polymerüberzug auf den Innenseiten erlaubt einfachste Handhabung, selbst bei feuchten oder nassen Händen. Der supersoftere Latexfilm und die gute anatomische Form bietet auch bei den längsten Arbeitseinsätzen höchsten Tragekomfort. Mit bester Mikrotextur, optimierter Griffbarkeit, ermöglicht in nassen oder trockenen Situationen dem Anwender stets uneingeschränkte Sensibilität zur präzisen Arbeit. Die Handschuhe erfüllen bzw. übertreffen die ASTM-Standards und sind zu 100 % luftdurchlässig. Dies sichert die Stärke, Haltbarkeit und den Schutz. Längere Stulpen zum besseren Schutz von Handgelenk und Unterarm. Packung mit 50 Paar Handschuhen.



Gleich
online
bestellen!



ab **32,50 €**

GRÖSSE	ART.-NR.	GRÖSSE	ART.-NR.		
5,5	1046125	7,5	1043503	1 Packung	37,95 €
6	1045073	8	1043563	ab 4 Packungen, je	34,95 €
6,5	1049218	8,5	1047315	ab 12 Packungen, je	32,50 €
7	1043502	9	1047227		

HS-Vinyl Handschuhe puderfrei, Criterion™

Unsterile, puderfreie, latexfreie Handschuhe aus Vinyl, Dichtigkeitswert AQL 1,5, hoher Tragekomfort durch gute Passform, dünn aber reißfest, nahtlos, im optimierten Spenderkarton. Hinweis: Die Packungen S – L enthalten 100 Stück, XL enthält 90 Stück.



Gleich online
bestellen!

GRÖSSE	ART.-NR.		
S	9008166	1 Packung	9,95 €
M	9008165	ab 10 Packungen, je	9,45 €
L	9008164	ab 50 Packungen, je	8,95 €
XL	9008163	ab 100 Packungen, je	7,95 €



ab **7,95 €**

HS-Nitril Handschuhe puderfrei schwarz

Unsterile, puderfreie Nitrilhandschuhe mit Rollrand, nahtlos. Dichtigkeitswert AQL 1,5, gute Passform, hoher Tragekomfort, rechts und links passend. Dieser Handschuh enthält keine natürlichen Latex-Proteine. Der Handschuh entspricht den EN-Normen 420 sowie EN-Normen 455-1-2-3-4. Packung mit 100 Handschuhen.



Gleich
online
bestellen!

GRÖSSE	ART.-NR.		
S	957833	1 Packung	14,35 €
M	957834	ab 10 Packungen, je	13,85 €
L	957835	ab 50 Packungen, je	13,35 €
XL	957836	ab 100 Packungen, je	12,85 €



ab **12,85 €**

INFORMATIONEN ZU PSA (PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG):

Grundlagen und regulatorische Hintergründe

Ein Untersuchungshandschuh ist nicht nur Bestandteil der PSA, sondern in erster Linie ein Medizinprodukt der Klasse I. Basis für jedes in Europa zugelassene Medizinprodukt bildet die Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte. Seit dem 25. Mai 2017 wird diese durch die Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 (MDR) ersetzt. Unter Einhaltung einer Übergangsfrist bis zum 26.05.2020 ist die MDR in nationale Gesetze umzusetzen. Die Grundlage für die Handschuhe bilden nachfolgende, rechtsverbindliche nationale und europäische Normen.

Die neue PSA Verordnung EU 2016/425 ist seit dem 21. April 2018 in Kraft!

Ob ein Untersuchungshandschuh ein medizinischer Handschuh oder ein Schutzhandschuh ist – oder gar beides – ist abhängig von der jeweiligen Zulassung/Testung des Herstellers. Dies ist an der Kennzeichnung auf dem Produkt oder der Produktverpackung zu erkennen.

Kennzeichnung von medizinischen Handschuhen

CE Medizinprodukt gem. Verordnung (EU) 2017/745
(alt: Medizinprodukt gem. EG-Richtlinie 93/42/EWG)

Kennzeichnung von Schutzhandschuhen (PSA)

CE Persönliche Schutzausrüstung gem. Verordnung (EU) 2016/425
(alt: Persönliche Schutzausrüstung gem. RL 89/686/EWG)

Bei der Auswahl von medizinischen Untersuchungshandschuhen, die auch als PSA Anwendung finden, sollte immer die Kategorie III gewählt werden:

Kategorie I: einfache PSA zum Schutz gegen minimale Gefahren, z. B.: leichte mechanische Tätigkeiten mit oberflächlichen Auswirkungen (beispielsweise Gartenarbeit; schwach wirkende bzw. verdünnte Reinigungslösungen; Hitze nicht über 50°C)

Kategorie II: PSA zum Schutz vor mittleren Risiken, z. B.: hierzu zählen alle PSA, die weder in Kategorie I noch in Kategorie III einzustufen sind (beispielsweise Standard-Schutz bei mechanischen Risiken)

Kategorie III: komplexe PSA zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden, z. B.: ein zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen oder ionisierende Strahlung; z. B. der Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 100°C und mehr, der Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –50°C und weniger

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Sie können der Übermittlung der dieser Werbung jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Aktion gültig bis 30.06.2022. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.