

# SCHEIN ON!

## EXTRA

DIE EIGENMARKE VON HENRY SCHEIN  
NEUHEITEN · TOP-SELLER

GÜLTIG BIS 31.12.2023

### HS-Absaugkanülen wiederverwendbar

HS-Absaugkanülen saugen einen hohen Volumenstrom ab. Wiederverwendbar und sterilisierbar. Länge 13 cm. Anschluss-Ø 16 mm. Inhalt 10 Stück.

ab **11,60 €**

ART.-NR.	FARBE	PREIS
5722775	gelb	12,50 €
5722774	lila	12,50 €
5722773	pink	12,50 €
5722770	blau	12,50 €
5722771	grau	12,50 €
ab 5 Packungen, je		12,10 €
ab 10 Packungen, je		11,60 €



Gleich online bestellen!



### HS-Mundspülbecher

Die bunten Spülbecher sind geeignet für alle standardisierten Becherspender. Sie sind aus lebensmittelechtem Polystyrol und 100 % recyclingfähig.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
9006532	dunkelblau	76,75 €
9006533	gelb	76,75 €
9006536	orange	76,75 €
9006535	weiß	76,75 €
9883014	türkis	76,75 €
9883011	limonengrün	76,75 €
9883580	schwarz	76,75 €
ab 3 Packungen, je		69,95 €



Gleich online bestellen!

ab **69,95 €**



### HS-Nitril Handschuhe, farbig mit unterschiedlichen Gerüchen

Unsteriler, puderfreier Nitrilhandschuh mit Rollrand, nahtlos, Dichtigkeitswert AQL 1,5, gute Passform, hoher Tragekomfort, links und rechts passend. Die farbigen Handschuhe sind mit unterschiedlichen Gerüchen ausgestattet. Dieser Handschuh enthält keine natürlichen Latex-Proteine. Inhalt 100 Stück.

ART.-NR.	GRÖSSE/ FARBE	PREIS
<b>AROMA TRAUBE</b>		
9883755	XS blau	14,35 €
9883756	S blau	14,35 €
9883757	M blau	14,35 €
9883758	L blau	14,35 €
9883759	XL blau	14,35 €
<b>AROMA GRÜNER TEE</b>		
9883760	XS grün	14,35 €
9883761	S grün	14,35 €
9883762	M grün	14,35 €
9883763	L grün	14,35 €
9883764	XL grün	14,35 €
<b>AROMA ORANGE</b>		
9883750	XS orange	14,35 €
9883751	S orange	14,35 €
9883752	M orange	14,35 €
9883753	L orange	14,35 €
<b>AROMA BUBBLEGUM</b>		
9883765	XS pink	14,35 €
9883766	S pink	14,35 €
9883767	M pink	14,35 €
9883768	L pink	14,35 €
9883769	XL pink	14,35 €

ab **12,35 €**



Gleich online bestellen!

ab 10 Packungen, je 13,85 €  
ab 50 Packungen, je 13,35 €  
ab 100 Packungen, je 12,85 €  
ab 200 Packungen, je 12,35 €

★  
AKTUELLE  
NEUHEITEN  
AUF DEN  
INNENSEITEN!



## HS-EuroSept® Plus Wet-Wipes One Step

Gebrauchsfertige, mit einer alkoholischen Desinfektionslösung getränkte Tücher (Vlies) zur Desinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Flächen in patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung nicht erforderlich. Gemäß Medizinproduktegesetz: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten. Gemäß Biozidprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeiten einhalten. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA).

- Kein separates Spender-System mehr nötig, somit einfachste Handhabung
- Einfache, schnelle „auf-den-Punkt“-Anwendung
- Für alle patientennahen Bereiche geeignet
- Wirksam gegen alle behüllten Viren sowie Rota- und Noroviren
- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
- Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gemäß Biozidgesetz
- Größe je Tuch 17,5 x 36 cm



ab **24,90 €**

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9882785	120 Stück ab 4 Packungen, je	25,90 € 24,90 €



## HS-EuroSept® Xtra Bio Desinfektionstücher L

HS-Bio-Desinfektionstücher im Flowpack sind ein gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel, die mit ihrer schnellen und effizienten Formel zur sicheren Desinfektion von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten, Oberflächen und medizinischem Inventar eingesetzt werden können. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen den Behandlungen und wenn kurze Einwirkzeiten erforderlich sind. Die Tücher bestehen aus **100 % biologisch abbaubaren und nachwachsenden Zellulosefasern** mit optimaler Wirkstoffabgabe und herausragenden Reinigungseigenschaften. Enthält Korrosionsinhibitoren. Auch bei der Verbrennung der Tücher in der Müllverbrennung werden weit weniger Schadstoffe produziert, was es ebenfalls umweltfreundlicher macht.



**12,50 €**

 **BIO**

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9889964	80 Stück	12,50 €




## HS-Wash Test Prüfleiste

Die HS-Wash Test-Prüfleiste wird für die HS Test Indikatorstreifen benötigt. Sie ist aus Edelstahl gefertigt. Sie ist mehrfach verwendbar, somit wirtschaftlich und umweltfreundlich.



**49,95 €**

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9882299	1 Stück 80 x 10 x 28 mm (B x T x H)	49,95 €




## HS-Wash Test Indikatorstreifen

Die HS-Wash Test Indikatorstreifen dienen zur Überprüfung und Überwachung der Reinigungseffizienz von Reinigungsprozessen in chirurgischen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für chirurgische Instrumente. Der Test gibt einen sichtbaren Hinweis auf Probleme mit chemischen und/oder mechanischen Reinigungsvorgängen während des Reinigungs-/Desinfektionsprogramms. Der Test kontrolliert Blutrückstände auf Oberflächen. Die routinemäßige Verwendung des HS-Wash Test stellt sicher, dass der RDG/Thermodesinfektor jeden Tag auf einem konstanten Niveau arbeitet. Der HS-Wash Test ist einfach zu verwenden, zeigt eine klare visuelle Bestimmung, ist einfach zu erfassen, bleifrei und ungiftig und entspricht EN ISO 15883-1/ EN ISO 15883-5.



ART.-NR.	INHALT	PREIS
9882298	100 Streifen	135,00 €

**135,00 €**



## HS-Flüssigreiniger Mild für Thermodesinfektor EuroSept® Xtra

Mildalkalischer Flüssigreiniger zur Aufbereitung von chirurgischen, mikrochirurgischen und MIC (minimal invasive Chirurgie)-Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Containern. Reinigung bei schonendem pH-Wert. Sowohl zur maschinellen Reinigung von Instrumenten (RDG) und im RDG-E verwendbar. Entfernt Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut. Unterstützt das Entfernen von Biofilmen. Kein Neutralisationsschritt bei maschineller Aufbereitung erforderlich, dadurch kurze Programmabläufe.



Gleich online bestellen!

**39,65 €**

ART.-NR. 9889743 INHALT 5 Liter PREIS 39,65 €

## HS-Bohrerbad EuroSept® Xtra, viruzid

Zur manuellen Reinigung und Enddesinfektion von unkritischen und semikritischen Bohrern, Fräsern, Diamantfräsern und anderen rotierenden Instrumenten. Nicht zur Enddesinfektion kritischer Medizinprodukte geeignet! Verwenden Sie das EuroSept® Xtra Bohrerbad viruzid immer unverdünnt! Je nach Verschmutzungsgrad kann ein Austausch der Gebrauchslösung erforderlich sein (RKI-Empfehlung: mindestens einmal pro Arbeitstag). Um die Wirksamkeit zu gewährleisten, sollten Sie die Einwirkzeiten möglichst genau einhalten und nicht unterschreiten. Enthält <5 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside, <5 % EDTA-Salze, Duftstoffe.



Gleich online bestellen!

ART.-NR. 5723618 INHALT 2 Liter PREIS 19,50 €  
ART.-NR. 5723619 INHALT 5 Liter PREIS 35,80 €

**ab 19,50 €**



ALLE ARTIKEL  
AUF DIESER  
DOPPELSEITE SIND  
**NEU**  
IM SORTIMENT

Preise in Euro zuzüglich MwSt.

Jetzt auf  
Instagram  
folgen! 📷

UNSERE EIGENMARKE HAT IMMER TOP-AUSWAHL!



## HS-Maxima® Mundschutz chirurgisch zum Binden

Mundschutz zum Binden. Latexfrei und glasfaserfrei, 3-lagig. Für exzellenten Tragekomfort und beste Atmungsaktivität. Microorganismenfreies Produkt. Alle unsere Masken sind in einem Reinraum ISO 7 produziert und sind kompatibel gem. der EN ISO 11737-1-Norm-Anforderungen. Typ IIR-Masken mit Spritzschutz, entsprechen der EN 14683:2014-Norm. Bakterielle Filtrationseffizienz: bis zu 99 %.

ART.-NR.	FARBE	PREIS
9009068	blau	8,95 €
9002164	grün	8,95 €
9002165	weiß	8,95 €
9002167	rosa	8,95 €
		ab 10 Packungen, je 8,45 €
		ab 50 Packungen, je 7,95 €
		ab 100 Packungen, je 6,95 €

ab **6,95 €**



Gleich online bestellen!



Die Eigenmarkenprodukte von Henry Schein zeichnen sich durch sehr gute Qualität zu gutem Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Für unsere Gold-Standard-Produkte Maxima® powered by Henry Schein bieten wir Ihnen seit einiger Zeit eine wachsende Auswahl an Premium-Produkten zu guten Preisen an.

**Maxima®** powered by **HENRY SCHEIN®**

## HS-Maxima® Mundschutz mit elastischen Ohrenschlaufen

Mundschutz mit elastischen Ohrenschlaufen (Earloop). Latexfrei und glasfaserfrei, 3-lagig. Für exzellenten Tragekomfort und beste Atmungsaktivität. Microorganismenfreies Produkt. Alle unsere Masken sind in einem Reinraum ISO 7 produziert und sind kompatibel gem. der EN ISO 11737-1-Norm-Anforderungen. Typ IIR-Masken mit Spritzschutz, entsprechen der EN 14683:2014-Norm. Bakterielle Filtrationseffizienz bis zu 99 %. Inhalt 50 Stück.



Gleich online bestellen!

ab **7,95 €**

ART.-NR.	FARBE	PREIS
9009061	blau	9,95 €
9009063	rosa	9,95 €
9002168	grün	9,95 €
9009064	gelb	9,95 €
9009062	weiß	9,95 €
		ab 10 Packungen, je 9,45 €
		ab 50 Packungen, je 8,95 €
		ab 100 Packungen, je 7,95 €



## HS-Papier PE Servietten

Polyäthylen beschichtete Schutzservietten aus 2 Lagen Papier. Größe 30 x 45 cm, Inhalt 500 Stück.



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	FARBE	PREIS
9001030	weiß	30,10 €
9001039	gelb	30,10 €
9001036	pfirsich	30,10 €
9002940	orange	30,10 €
9001033	rosa	30,10 €
9001038	lila	30,10 €
9001402	dunkelblau	30,10 €
9883144	türkis	30,10 €
9001034	aqua (grün/blau)	30,10 €
9001031	hellblau	30,10 €
9001032	grün	30,10 €
9882021	limonengrün	30,10 €
		ab 3 Packungen, je 28,95 €
		ab 6 Packungen, je 27,20 €

ab **27,20 €**



## HS-Brillengestell mit 6 Schutzschilden

Brillengestell in der jeweiligen Farbe mit 6 Visieren. Autoklavierbar bis 121°C. Packung: Brillengestell mit 6 Visieren.

**29,50 €**

ART.-NR.	FARBE	PREIS
5722218	weiß	29,50 €
5722217	pink-transparent	29,50 €
5722219	grün-transparent	29,50 €
5722216	blau-transparent	29,50 €



Gleich online bestellen!

## HS-Gesichtsschutzschild Ersatzscheiben

Angenehmer Augenschutz, der eine klare Sicht ermöglicht. Federleicht, passend für HS-Brillengestell. Größe 25 x 16,5 cm.



Gleich online bestellen!

ART.-NR.	INHALT	PREIS
9009630	25 Stück	17,80 €

**17,80 €**



Es gelten unsere allgemeine Lieferbedingungen, ersichtlich und abrufbar unter [www.henry-schein-dental.de](http://www.henry-schein-dental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter [werbewidersprueche@henryschein.de](mailto:werbewidersprueche@henryschein.de) widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Aktion gültig bis 31.12.2023. Alle Preise in € zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.