

ENDO Workflow

mit HENRY SCHEIN
Marken



Die Endodontie ist die Behandlung von Verletzungen der Pulpa und des periapikalen Gewebes und ermöglicht in der Praxis, den funktionstüchtigen Zahn zu erhalten. Die Realität ist jedoch weitaus komplexer, die Anatomie des Wurzelkanals, sein Zustand, sein Kalzifizierungsgrad, die eingeschränkte Mundöffnung eines Patienten... allesamt Hindernisse, die während der endodontischen Behandlung gemeistert werden müssen.

Mit diesem Endodontie-Workflow bieten wir Ihnen eine Auswahl an Materialien, Instrumenten und Kleingeräten unserer Henry Schein-Marken, mit denen Sie Ihre Behandlung von Anfang bis Ende optimieren können.

Von der Diagnose bis zum endgültigen Verschluss bieten wir Ihnen für jede Phase des Workflows eine Reihe geeigneter Produkte an.

Exklusive Marken und Produkte

Wählen Sie aus unserem umfassenden Sortiment Ihre Produkte aus - Tausende Produkte, die nur bei Henry Schein erhältlich sind. Ausschließlich für medizinisches Fachpersonal.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei guter Qualität.

Vertrauen Sie unserer „Geld zurück Garantie“ für alle Produkte. Für mehr Wirtschaftlichkeit in Ihrer Praxis.

Zugangskavität
herstellen

Arbeitslängen-
bestimmung und
Kanalformung

Obturation

1

Vorbereitung

2

3

Sondieren
und Gleitpfad
erstellen

4

5

Spülung und
Desinfektion

6

Unsere Endodontie-Workshops

Wir bieten regionale Workshops rund um Endodontie. Sichern Sie sich Ihre persönliche Teilnahme und freuen Sie sich auf einen intensiven Austausch mit unseren Spezialisten und Referenten. Alle Informationen zu unseren Workshops erhalten Sie hier:



Entdecken Sie auch alle anderen Produkte der HENRY SCHEIN Marken auf unserer Website www.henryschein-dental.de



Wir beraten Sie gerne auch persönlich in Ihrer Praxis. Kontaktieren Sie unsere Endo-Produktspezialisten:


Christine Jansen, 0172 45 36 101
Robert Ohl, 0172 65 50 193
Alexander Schupeta, 0172 63 20 746
Bodo Wahl, 0162 43 07 192

FreeCall 0800 5673667
FreeFax 08000 400044

Es gelten unsere allgemeine Lieferbedingungen, ersichtlich und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer & Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Fotos, © AdobeStock, Erstellungsdatum: 01.09.2024. Medizinische Produkte für die professionelle Anwendung, nur für Mitarbeiter der Gesundheitsberufe vorbehalten. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett sorgfältig durch.

HENRY SCHEIN®

Rely on Us™



ENDO Workflow

mit HENRY SCHEIN Marken



ZUFRIEDEN ODER
GELD ZURÜCK



GROSSE AUSWAHL

0800 5673667

www.henryschein-dental.de

Vorbereitung

1

Anästhesie

HS-Injektionskanülen steril

HS-Zylinderampullenspritzen

Arbeitsbereich vorbereiten

HS-Kofferdam + HS-Kofferdamrahmen

HS-Kofferdamklammern

HS-Kofferdam-Lochzange

Zugangskavität herstellen

2

HS-Diamantbohrer MAXIMA

HS-Endo-Bohrer

Endo-/Diamant-/Hartmetallbohrer B.A. INTERNATIONAL

HS-Gates Erweiterer

Winkelstück blau B.A. INTERNATIONAL

Sondieren und Gleitpfad erstellen

3

Manuelle Aufbereitung

HS K-Feilen Maxima

HS-Nervnadeln

Maschinelle Gleitpfaderstellung

Kontinuierlich rotierende Bewegung

Edge Glide Path EDGE ENDO

+Hohe Beständigkeit gegen zyklische Ermüdung

+Bereitet den Zugang für die Wurzelkanalaufbereitung vor

+Zur schnelleren Gleitpfaderstellung

Reziproke Bewegung

EdgeOne Fire Glide Path EDGE ENDO

+Vorbiegbar - bis zu 90° Winkel

+Kein Rückstelleffekt → Erhalt der Kanalanatomie

+Hohe Widerstandskraft

+Für die reziproke Aufbereitung

#3 ALTERNATIVE N°3

HERGESTELLT IN FRANKREICH

Reziproker Modus

EdgeOne-R Utopia EDGE ENDO

+Hohe Schneideffizienz dank S-förmigem Querschnitt

+Reziproke Aufbereitung - reduziert Wahrscheinlichkeit von Instrumentenbrüchen

HERGESTELLT IN FRANKREICH

Kontinuierlich rotierende Aufbereitung - minimalinvasiv

Edge X7 Utopia EDGE ENDO

+Parabelförmiger Querschnitt für hohe Schneideffizienz

+Ausgezeichnete Flexibilität und hohe Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung

+Vereinfachte Aufbereitung: mit nur 2 Instrumenten minimalinvasive Wurzelkanalaufbereitung

#1 ALTERNATIVE N°1

HERGESTELLT IN FRANKREICH

Kontinuierlich rotierende Aufbereitung

EdgeTaper Blaze Utopia EDGE ENDO

+Hohe Schneidleistung dank härterer Schneidkanten

+Höherer Dentinabtrag → dank konvex-dreieckigem Querschnitt

HERGESTELLT IN FRANKREICH

EdgeTaper Platinum EDGE ENDO

ODER WÄHLEN SIE...

4

Arbeitslängenbestimmung und Kanalformung

Endomotor Optima E+ BAE380R B.A. INTERNATIONAL

+Kabelloser Endodontiemotor mit integriertem Apexlocator

+Kompaktes Winkelstück (360° drehbar), Motordrehzahl einstellbar von 100 U/min bis 2.500 U/min, wechselbarer Akku

+Für kontinuierlich rotierende und reziproke Feilensysteme

+32 voreingestellte Programme + 10 freie Programme

HS-Calciumhydroxid

EdgeBioCeramic EDGE ENDO

+Biokeramischer Sealer auf Kalziumsilikat- und Kalziumphosphatbasis - geeignet für alle Füllungstechniken

+Biokompatibel und antimikrobiell (pH 12+)

+Osteogen und äußerst dimensionsstabil

+Hochgradig röntgenopak und Hydroxylapatit bildend

HS-EDTA Gel

5

Spülung und Desinfektion

HS-Einwegspritzen

HS-Sodium Hypochlorit

HS-Spülkanülen steril (23G, 27G, 30G)

6

Obturation

Trocknung

Papierspitzen EdgeTaper Familie EDGE ENDO

Papierspitzen EdgeOne-R Utopia EDGE ENDO

Papierspitzen X7-Familie EDGE ENDO

Obturation

Guttaperchaspitzen Edge-Taper Familie EDGE ENDO

Guttaperchaspitzen EdgeOne-R Utopia EDGE ENDO

Guttaperchaspitzen X7-Familie EDGE ENDO

HS-MTA Maxima

EdgeCore EDGE ENDO

EdgeFill EDGE ENDO

ODER WÄHLEN SIE...

HENRY SCHEIN®

Rely on Us

0800 5673667

www.henryschein-dental.de

HENRY SCHEIN®

Rely on Us

INTERESSIERT? HIER GEHT ES ZU EINER ENDO-PRODUKTAUSWAHL DER HENRY SCHEIN MARKEN ODER BESUCHEN SIE WWW.HENRYSCH-EDENTAL.DE