

DEKEMA Sinterempfehlung Zirlux 16+ pre shaded

Zirlux 16+ Standard Sinterprogramm

C0 L0 T008.A990 L9 T008.C1200 T1800 T002.C1300 T004.C1530 T7200 T008.C1000
T008.A200 C0 L0

Zirlux 16+ Schnellsinterprogramm (für Einzelkronen und max. 3gl. Brücken)

C0 L0 T057.A990 L9 T057.C1150 T004.C1550 T1800 T020.C1000 T020.A200 C0 L0

Sinterempfehlung Zirlux Anterior Multi

Zirlux Anterior Multi Standard Programm

C0 L0 T005.A990 L9 T005.C1150 T002.C1450 T7200 C1000 T005.A150 C0 L0

Zirlux Anterior Multi Schnellsinterprogramm (für Einzelkronen)

C0 L0 T030.A990 L9 T030.C1150 T003.C1450 T3600 T050.C1000 T050.A200 C0 L0

Sinterempfehlung Zirlux Complete/Esthetic TR

Zirlux Complete/Esthetic TR Standard Programm

C0 L0 T005.A990 L9 T005.C1150 T002.C1480 T7200 C1000 T005.A150 C0 L0