

Produktweiterung

Verteiler: Fachhandel


Das neue „MultiFoc“ für das Leica M320 Dentalmikroskop

Gemeinsam mit Leica freuen wir uns, Ihnen das neue MultiFoc-Objektiv vorzustellen! Das MultiFoc von Leica für das Dentalmikroskop Leica M320 erlaubt dem Behandler ein einfaches Einstellen des Arbeitsabstands durch die variable Brennweite von 200 – 300 mm. Dies ermöglicht einen optimierten Zugang zu allen Behandlungsstellen ohne Änderung der Arbeitsposition, eine gleichbleibend hohe Fokussierung im gesamten Operationsgebiet sowie eine maximale Ergonomie des Behandlers. Der Behandler kann somit ergonomischer arbeiten, ohne Kompromisse hinsichtlich Fokussierung oder Effizienz. Das bedeutet einen weiteren Fortschritt für den Zahnarzt in Sachen bequeme Handhabung.



Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

1. Entspanntes Arbeiten durch leichtere Handhabung des Mikroskops aufgrund einfacherer Fokussierung
2. Geringerer Zeitaufwand zum Nachpositionieren
3. Keine Unterbrechung während der Behandlung

Position	Beschreibung	Abbildung
<p>M320 MultiFoc Objektiv</p> <p>0.801.0248</p> <p>3.350 EUR</p>	<p>Objektiv mit variabler Brennweite für einen Arbeitsabstand von 200 mm bis 300 mm</p>	
<p>M320 MultiFoc Adapter für sterilisierbare Schutzhülle</p> <p>0.801.0249</p> <p>238 EUR</p>	<p>Adapterring für das MultiFoc-Objektiv zum Befestigen der sterilen Schutzhüllen für das Mikroskop</p> <p>(wird hauptsächlich im Bereich Chirurgie verwendet, wenn das komplette Mikroskop mit einer sterilen Schutzhülle abgedeckt werden muss)</p>	
<p>Sterilisierbare Abdeckung</p> <p>0.801.0267</p> <p>25 EUR</p>	<p>Autoklavierbare Gummiabdeckung für den Drehknopf des MultiFoc</p> <p>Zu jedem MultiFoc-Objektiv werden 3 sterilisierbare Abdeckungen mitgeliefert</p> <p>Zu Ihrer Information: die Abdeckung ist auch für den Drehknopf für Lichtintensität-Einstellung sowie für den Drehknopf zur Aktivierung des Orangefilters verwendbar</p>	

Für alle bereits am Markt positionierten Leica M320 lässt sich das MultiFoc einfach und bequem nachrüsten (nicht kompatibel mit dem Vorgänger-Modell Leica M300).



„Treue-Aktion“ für bestehende Kunden:

Für bestehende Leica-Kunden (Leica M320) bieten wir ein exklusives Angebot an, das neue MultiFoc-Objektiv kostengünstig umzurüsten!

Sie erhalten einen Preisvorteil von **700 EUR** auf den Listenpreis für das MultiFoc-Objektiv.

Diese Aktion ist gültig bis 30.06.2014.

Marketing

Folgende Materialien stehen für Ihre Werbeaktionen zur Verfügung in unserem Extranet :

<http://extranet.kavo.de/Default.aspx?navid=559725&oid=303&lid=De>

- Produktbilder
- Leica Produkt-Flyer
- Produktpräsentation
- Gebrauchsanweisung & Installationsanweisung

Für eine Beratung steht Ihnen unsere KaVo Vertriebsspezialistin, Frau Solveig Menzel, unter der Rufnummer 0171/ 86 27 146 gerne zur Verfügung.